

RENPHO

Model: EM-2016C
EM-2016C-B

Electric Cordless Handheld Massager



JOICOM CORPORATION

165 E. Freedom Ave.,
Anaheim, CA 92801 United States
Tel: 1(844)417-0149

CONTENTS

1. ENGLISH	1-13
2. DEUTSCH	14-27
3. FRANÇAIS	28-41
4. ITALIANO	42-55
5. ESPAÑOL	56-69

Thank you for your purchase of RENPHO Cordless Handheld Massager. The massager offers a powerful percussion massage. While enjoying muscle and body relief, you should use it with care and safety in mind. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or death and/or severe property damage.

Important Safety Instructions

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious massage.
- Any individual who may be pregnant or recently gave birth, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, an abnormal or curved spine, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws/artificial joints or other medical devices implanted in his/her body, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctor's care should consult with a medical professional before using a massaging device designed for home use.

- **DO NOT** use massager on:
 - Sensitive skin, swollen or inflamed areas, in the area of poor circulation, where skin eruptions are present, or in the area of unexplained abdominal pain.
 - Your head.
 - Varicose veins.
 - The throat area.
 - Genital area (**DO NOT** use this for sexual purposes. This is a powerful massager and may cause severe bodily harm).
 - An unconscious or sleeping person.
- **DO NOT** use this product for more than 30 minutes at a time.
- If you feel unwell or in any unusual discomfort, please stop using the product immediately.
- Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter product life.
- **DO NOT** use this product before bed. The massager has a stimulating effect and can delay sleep.
- Please keep the massager away from heat and avoid using it in places where the surrounding temperature is relatively hot.
- **DO NOT** use the massager with wet hands. **DO NOT** insert any object into the charger input. This may cause damage to the product or electric shock.
- Never cover the product when it is in operation.
- This unit should not be used by children or invalids without adult supervision.
- It is prohibited for non-professional personnel to repair the massager or replace parts.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the maintenance department or similarly qualified persons approved by the manufacturer so as to avoid potential hazards.
- **ONLY** use the original charger and massage head provided by RENPHO. Using a third-party charger or adapter may cause overheating, explosion, electric shock, or fire. The use of a third-party massage head may cause damage to the massager.
- Use heated surfaces carefully to avoid serious burns.
- **DO NOT** drop, apply excessive force or heavy weight over the product to avoid malfunction and/or damages.
- **DO NOT** keep product near a high magnetic field or where it can be affected by a magnetic field, for it can cause batteries to discharge.
- **WARNING Chemical Exposure:** If the battery pack is leaking, **DO NOT** allow the liquid to come in contact with skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Place the battery in a sealed plastic bag and dispose of safely according to local environmental regulation.
- **DO NOT** disassemble or drill into the product and/or batteries. **DO NOT** take apart, modify or change the parts. This may cause product malfunction, electric shock, or fire. And the product will no longer be covered under manufacturer warranty.
- **DO NOT** throw the battery into fire or heat it.
- The used battery should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations.
- Battery charging time and usage time may decrease the more the battery is used.

Notice:



This symbol on the device or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener. DO NOT hang the unit by the power cord.

About the Renpho Handheld Massager

1. What's in the box

Renpho Handheld Massager x 1

Massager Head x 5


AC Charger x 1

Massager Stand X1






User Manual x 1

Warranty Card x 1

2. Product Introduction



TIP: None of the massager heads are to be used for your head. **DO NOT** use on your head.

Head	 3-Point Head	 3-Head	 Round Head	 Curved Head	 1- Point Head
Material	Hard plastic coated with rubber	Hard plastic coated with rubber	Hard plastic	Hard plastic	Hard plastic
Recommend	Use for a firm, deep tissue massage. It is recommended in areas where there is more muscle.	Use for a firm, deep tissue massage. It is recommended in areas where there is more muscle.	Offers a relatively powerful massage.	Good for an arm and leg massage and for overall relief.	Good for massaging acupuncture points and for the whole body.

Using Handheld Massager

1. Important tips before use

1.1 Charging

- Please charge the massager before use.
- To charge the massager, plug the charger into an outlet and into the unit's Charging Interface.
- The indicator light on the massager will **BLINK RED** during the charging process. The indicator light will be **SOLID RED** when charging is complete.
- For safety considerations, the massager will **NOT** work while charging. Additionally, the massager will automatically shut off after 20 minutes of continuous use. You will hear a tone when this happens.



The RENPHO Handheld Massager will not operate while plugged into a wall outlet.

1.2 Battery Life

- This Massager has a built-in rechargeable battery. A full charge takes about 3 hours. Total battery life is about 140 minutes after a full charge.
- Battery life can vary by application and/or operating conditions. If the product is not in use for a long time, please keep it powered off and charge it once a month so that the battery will last longer.
- Please keep the massager away from heat and avoid using it in places where the surrounding temperature is relatively hot.

2. Preparation

Choose a massage head and attach it. To attach massage head, twist head clockwise. To detach massage head, twist counterclockwise.







Twist clockwise to
attach massage head




Twist counterclockwise to
detach massage head

3. Operation Instruction




1. Long press “” Power On/Off Button to turn on the massager. You will hear a tone and the indicator light will be **GREEN** to indicate that the massager is on. The default mode is Mode 1(Continuous Pulse) and default intensity is Level 3. (Note: When the power light **BLINKS GREEN**, the massager needs to be charged). Short press the Power On/Off Button to turn off the massager. The massager will automatically shut off after 20 minutes of continuous use.
2. Press the “” Mode Button to select between the different percussion modes. There are 5 percussion modes available, default mode is mode 1 (Continuous Pulse).
3. Press the “” Increase Intensity Button to enhance the intensity of the percussion. There are 5 intensity levels for each mode, the default intensity is level 3. You will hear a tone with each press of the increase power button. If you do not hear a tone when you press the increase power button, it indicates you have reached the maximum intensity.


4. Press the “” Reduce Intensity Button to reduce the intensity of the percussion. Each press of the reduce power button you will hear a tone. If you do not hear a tone when you press the reduce power button, it indicates you have reached the lowest intensity.



Shoulder Massage




Back Massage



Foot Massage



Arm Massage



Waist Massage



Leg Massage

Tip: For users' safety, the RENPHO cordless massager is designed to automatically power off if too much pressure is applied on the product. In this case, the product must be reset. Turn power off if the massager is still on, plug the charger into an outlet, and plug the massager into the charger. Wait about 3 seconds before unplugging the charger from the massager and outlet simultaneously. Then you can turn on the unit and start massaging.

Product Care and Maintenance

- Place the massager in a safe, cool, and dry place when not in use.
- Always unplug the massager prior to cleaning.
- After use, wipe massager with a soft, damp cloth using non-abrasive cleaners. If necessary, clean with a sterilizer.
- **DO NOT** submerge the massager in water or any other liquid.
- Keep away from all solvents and harsh detergents.
- **DO NOT** attempt to repair this massager. There are no user-serviceable parts.
- **DO NOT** dispose the massager in a land fill. It contains a Li-ion battery and other electrical components, which is considered hazardous E-waste.

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massager doesn't turn on	Power is off	Long press the Power On/Off Button to turn on the massager.
	Battery is too low	Charge the massager
	Massager shuts-off after 20 minutes	Long press the Power On/Off Button to turn on the massager for another 20 minutes
Can't hear a tone when pressing the "+" Increase Intensity Button	The maximum intensity has been reached	Press the "-" Reduce Intensity Button and you will hear a tone, if not please contact customer support (email: support@renpho.com)
Can't hear a tone when pressing the "-" Reduce Intensity Button	The intensity has reached the lowest level	Press the "+" Increase Intensity Button and you will hear a tone, if not please contact customer support (email: support@renpho.com)
Massager shuts off automatically	The massager's overheat protection feature will switch off the massager automatically when too hot	Wait for the massager to cool down before powering it back on
If you encounter any other problems, contact: support@renpho.com		

Specifications

Product Name: Renpho Cordless Handheld Massager

Mode: EM-2016C

EM-2016C-B

Input: 12V  1A

Rated Power: 10W

Product Dimensions: 15.1 (L) x 3.0 (W) x 4.5 (H) inch
38.2 (L) x 7.5 (W) x 11.5 (H) cm

Product Weight: 1.76 lb (0.8 Kg)

Battery Capacity: 2600mAh


Warranty

The manufacturer's warranty is void under the following circumstances but not limited to:


- Improper or inadequate maintenance or modification.
- Accident, misuse, abuse, contamination, or other external causes.
- The use of unspecified adapter and accessories.
- Loss or damage in transit.
- Damages that occurs as a result of one's failure to follow the instructions.
- This warranty does not apply to expendable or consumable parts and does not extend to any product from which the serial number has been removed.

Customer Service

We have an award-winning warranty, exchange, and customer service team that guarantees hassle-free solutions to any issue you might have within the 24 business hours.

 TEL: +44 (0)785 5555664 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00-17:00 GMT

TEL: +1(844) 417-0149 (US ONLY)
Monday-Friday 9:00-16:30 PST

 Email: support@renpho.com
Email: support-eu@renpho.com

 Web: <https://www.renpho.com>

 RenphoGroup

 RenphoGroup

 RenphoGroup

 RenphoGroup



learn more about RENPHO

RENPHO

Modell: EM-2016C
EM-2016C-B

Elektrisch schnurloses Handmassagegerät



JOICOM CORPORATION

165 E. Freedom Ave.,
Anaheim, CA 92801 United States
Tel: 1(844)417-0149

Vielen Dank für Ihren Kauf des RENPHO Cordless Handmassagegeräts. Das Massagegerät bietet eine kraftvolle Perkussionsmassage. Während Sie Muskel- und Körperentlastung genießen, sollten Sie es mit Vorsicht und Sicherheit verwenden. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es wie angegeben. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Tod und/oder schweren Sachschäden führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Es ist nur für eine luxuriöse Massage vorgesehen.
- Jede Person, die möglicherweise schwanger ist oder erst kürzlich entbunden hat, eine Herzerkrankung oder einen Herzschrittmacher hat, an Diabetes oder anderen sensorischen Beeinträchtigungen, Venenentzündung und/oder Thrombose, Gelenkfunktionsstörungen, Entzündungen oder Verletzungen, schwachen Knochen, Osteoporose, hohem Fieber, einer anormalen oder gekrümmten Wirbelsäule leidet, ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln hat, Nadeln/Schrauben/künstliche Gelenke oder andere medizinische Geräte in seinem/ihrer Körper implantiert hat, wegen einer Erkrankung oder körperlichen Verletzung behandelt wird oder unter ärztlicher Aufsicht steht, sollte vor der Verwendung eines Massagegeräts für den Heimgebrauch einen Arzt konsultieren.
- Verwenden Sie das Massagegerät NICHT an:
 - Empfindliche Haut, geschwollene oder entzündete Bereiche, im Bereich schlechter Durchblutung, bei Hautausbrüchen oder im Bereich unerklärlicher Bauchschmerzen.
 - Ihr Kopf.
 - Krampfadern.
 - Der Rachenraum.
 - Genitalbereich (Verwenden Sie diesen NICHT für sexuelle Zwecke. Dies ist ein starkes Massagegerät und kann schwere körperliche Schäden verursachen).
 - Eine bewusstlose oder schlafende Person.

- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT länger als 30 Minuten am Stück.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen oder ungewöhnliche Beschwerden haben, hören Sie bitte sofort auf, das Produkt zu verwenden. Eine ausgiebige Nutzung könnte zu einer übermäßigen Erwärmung des Produkts und einer kürzeren Produktlebensdauer führen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT vor dem Schlafengehen. Das Massagegerät hat eine stimulierende Wirkung und kann den Schlaf verzögern.
- Bitte halten Sie das Massagegerät von Hitze fern und verwenden Sie es nicht an Orten, an denen die Umgebungstemperatur relativ hoch ist.
- Benutzen Sie das Massagegerät NICHT mit nassen Händen. Führen Sie KEINEN Gegenstand in den Eingang des Ladegeräts ein. Dies kann das Produkt beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Decken Sie das Produkt niemals ab, wenn es in Betrieb ist.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern oder Invaliden ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Es ist Laien untersagt, das Massagegerät zu reparieren oder Teile auszutauschen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch die Wartungsabteilung oder ähnlich qualifizierte, vom Hersteller zugelassene Personen ersetzt werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie NUR das Original-Ladegerät und den Massagekopf von RENPHO. Die Verwendung eines Ladegeräts oder Adapters eines Drittanbieters kann zu Überhitzung, Explosion, Stromschlag oder Feuer führen. Die Verwendung eines Massagekopfes eines Drittanbieters kann zu Schäden am Massagegerät führen.
- Verwenden Sie erwärmte Oberflächen vorsichtig, um schwere Verbrennungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt NICHT fallen, wenden Sie keine übermäßige Kraft oder schweres Gewicht auf das Produkt an, um Fehlfunktionen und/oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt NICHT in der Nähe eines hohen Magnetfeldes oder dort auf, wo es durch ein Magnetfeld beeinflusst werden kann, da dies zur Entladung von Batterien führen kann.

- **WARNUNG** Chemische Exposition: Wenn der Akkupack ausläuft, darf die Flüssigkeit **NICHT** mit Haut oder Augen in Kontakt kommen. Wenn es zu Kontakt gekommen ist, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. Legen Sie den Akku in eine versiegelte Plastiktüte und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
- Das Produkt und/oder die Batterien **NICHT** zerlegen oder in sie bohren. Nehmen Sie die Teile **NICHT** auseinander, modifizieren oder verändern Sie sie nicht. Dies kann eine Fehlfunktion des Produkts, einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen. Und das Produkt fällt nicht mehr unter die Herstellergarantie.
- Werfen Sie die Batterie **NICHT** ins Feuer und erhitzen Sie sie **NICHT**.
- Der verbrauchte Akku sollte in einen versiegelten Plastikbeutel gelegt und gemäß den örtlichen Umweltvorschriften sicher entsorgt werden.
- Die Lade- und Lebensdauer der Batterie kann sich verringern, je mehr die Batterie benutzt wird.

Notice:



This symbol on the device or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener. DO NOT hang the unit by the power cord.

Über das Renpho-Handmassagegerät

1. Was ist in der Schachtel

Renpho-Handmassagegerät x 1


Massagegerät Kopf x 5

Adapter x 1

Massagegerät-Ständer X1

Benutzerhandbuch x 1

2. Einführung in das Produkt



TIPP: Keiner der Massagegeräteköpfe darf für Ihren Kopf verwendet werden. NICHT für Ihren Kopf verwenden.

Head	 3-Punkt-Kopf	 3-Kopf	 Rundkopf	 Gewölbter Kopf	 1-Punkt-Kopf
Material	Hartplastik beschichtet mit rubber	Hartplastik beschichtet mit rubber	Hard Kunststoff	Hard Kunststoff	Hard Kunststoff
Recommend	Für eine feste, tiefe Gewebemassage verwenden. Sie wird in Bereichen empfohlen, in denen mehr Muskeln vorhanden sind.	Für eine feste, tiefe Gewebemassage verwenden. Sie wird in Bereichen empfohlen, in denen mehr Muskeln vorhanden sind.	Bietet eine relativ kräftige Massage.	Gut für eine Arm- und Beinmassage und zur allgemeinen Linderung.	Gut zur Massage von Akupunkturpunkten und für den ganzen Körper.

Verwendung eines Handmassagegeräts

1. Wichtige Tipps vor der Anwendung

1.1 Aufladen

- Bitte laden Sie das Massagegerät vor der Benutzung auf.
- Um das Massagegerät aufzuladen, schließen Sie den Adapter an eine Steckdose und an die Lade-Schnittstelle des Geräts an.
- Die Anzeigeleuchte am Massagegerät blinkt während des Ladevorgangs ROT. Die Anzeigeleuchte leuchtet ROT, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Aus Sicherheitsgründen funktioniert das Massagegerät während des Aufladens NICHT. Außerdem schaltet sich das Massagegerät nach 20 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab. Sie werden einen Ton hören, wenn dies geschieht.



Das RENPHO Handmassagegerät funktioniert nicht, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.

1.2 Lebensdauer der Batterie

- Dieses Massagegerät hat eine eingebaute wiederaufladbare Batterie. Eine volle Ladung dauert etwa 3 Stunden. Die Gesamtlebensdauer des Akkus beträgt etwa 140 Minuten nach einer vollen Ladung.
- Die Batterielebensdauer kann je nach Anwendung und/oder Betriebsbedingungen variieren. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, lassen Sie es bitte ausgeschaltet und laden Sie es einmal pro Monat auf, damit die Batterie länger hält.
- Bitte halten Sie das Massagegerät von Hitze fern und verwenden Sie es nicht an Orten, an denen die Umgebungstemperatur relativ hoch ist.

2. Vorbereitung

Wählen Sie einen Massagekopf und befestigen Sie ihn. Um den Massagekopf anzubringen, drehen Sie den Kopf im Uhrzeigersinn. Um den Massagekopf abzunehmen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.



Im Uhrzeigersinn drehen,
um den Massagekopf anzubringen.



Gegen den Uhrzeigersinn drehen,
um den Massagekopf abzunehmen.

3. Betriebsanweisung

**Schaltfläche
Intensität erhöhen**
(5 Intensitätsstufen)



5 Modus-Auswahltaste

Modus 1: kontinuierlicher Impuls

Modus 2: 1-Sekunden-Impuls

Modus 3: 2 Impulse pro Sekunde

Modus 4: 3 Impulse pro Sekunde

Modus 5: Dauerimpuls + 1 Sekunden Impuls +




2 Impulse pro Sekunde + 3 Impulse pro Sekunde


Schaltfläche Intensität reduzieren

Ein-/Aus-Schalter

(Standardmodus ist Modus 1,


Standardintensität ist Stufe 3)

1. Drücken Sie lange auf “” Power On/Off Button, um das Massagegerät einzuschalten. Sie hören einen Ton und die Anzeigeleuchte leuchtet GRÜN, um anzuzeigen, dass das Massagegerät eingeschaltet ist. Der Standardmodus ist Modus 1 (Dauerimpuls) und die Standardintensität ist Stufe 3. (Hinweis: Wenn die Kontrollleuchte GRÜN BLINKT, muss das Massagegerät aufgeladen werden). Drücken Sie kurz auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Massagegerät auszuschalten. Das Massagegerät schaltet sich nach 20 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus.
2. Drücken Sie die “” Mode-Taste, um zwischen den verschiedenen Schlagzeugmodi zu wählen. Es stehen 5 Perkussionsmodi zur Verfügung, der Standardmodus ist Modus 1 (Dauerimpuls).
3. Drücken Sie die Taste “” Intensitätserhöhung, um die Intensität der Perkussion zu erhöhen. Es gibt 5 Intensitätsstufen für jeden Modus; die Standardintensität ist Stufe 3. Bei jedem Drücken der Taste zur Erhöhung der Intensität hören Sie einen Ton. Wenn Sie keinen Ton hören, wenn Sie die Taste zur Erhöhung der Schlagintensität drücken, zeigt dies an, dass Sie die maximale Intensität erreicht haben.


4. Drücken Sie die Taste “” Reduce Intensity, um die Intensität der Perkussion zu verringern. Bei jedem Drücken der Taste zur Verringerung der Intensität hören Sie einen Ton. Wenn Sie keinen Ton hören, wenn Sie die Taste zur Verringerung der Schlagintensität drücken, zeigt dies an, dass Sie die niedrigste Intensität erreicht haben.



Schultermassage




Rückenmassage




Fussmassage



Armmassage



Waistenmassage



Beinmassage

Tipp: Zur Sicherheit der Benutzer ist das kabellose Massagegerät RENPHO so konzipiert, dass es sich automatisch ausschaltet, wenn zu viel Druck auf das Produkt ausgeübt wird. In diesem Fall muss das Gerät neu eingestellt werden. Schalten Sie den Strom ab, wenn das Massagegerät noch eingeschaltet ist, schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an und stecken Sie das Massagegerät in das Ladegerät ein. Warten Sie etwa 3 Sekunden, bevor Sie das Ladegerät gleichzeitig vom Massagegerät und der Steckdose trennen. Dann können Sie das Gerät einschalten und mit dem Massieren beginnen.

Produktpflege und Wartung

- Stellen Sie das Massagegerät an einen sicheren, kühlen und trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker des Massagegeräts.
- Wischen Sie das Massagegerät nach dem Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln ab. Falls erforderlich, mit einem Sterilisator reinigen.
- Tauchen Sie das Massagegerät NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Von allen Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Massagegerät zu reparieren. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Entsorgen Sie das Massagegerät NICHT auf einer Deponie. Es enthält eine Lithium-Ionen-Batterie und andere elektrische Komponenten, die als Sondermüll gelten.

Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Massagegerät lässt sich nicht einschalten.	Der Strom ist ausgeschaltet	Drücken Sie lange auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Massagegerät einzuschalten.
	Die Batterie ist zu schwach.	Laden Sie das Massagegerät auf.
	Das Massagegerät schaltet sich nach 20 Minuten ab.	Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste lange, um das Massagegerät für eine weitere 20 Minuten.
Ich kann keinen Ton hören, wenn die Taste "+" Intensität erhöhen gedrückt wird.	Die maximale Intensität ist erreicht.	Drücken Sie die Taste "-" Reduzieren Sie die Intensität und Sie hören einen Ton, wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (email: support@renpho.com).
Ich höre keinen Ton, wenn ich die Taste "-" Intensität reduzieren drücke.	Die Intensität hat das niedrigste Niveau erreicht.	Drücken Sie die "+"-Taste zur Erhöhung der Intensität und Sie hören einen Ton, wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (email: support@renpho.com).
Das Massagegerät schaltet sich automatisch aus.	Die Überhitzungsschutzfunktion des Massagegeräts schaltet das Massagegerät automatisch ab, wenn es zu heiß wird.	Warten Sie, bis das Massagegerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einschalten.
Sollten Sie auf andere Probleme stoßen, wenden Sie sich an: support@renpho.com.		

Spezifikationen

Produktname: Schnurloses Renpho-Handmassagegerät

Modell: EM-2016C

EM-2016C-B

Eingabe: 12V 1A

Nennleistung: 10W

Produkt-Abmessungen: 15,1 (L) x 3,0 (B) x 4,5 (H) Zoll

38,2 (L) x 7,5 (B) x 11,5 (H) cm

Produktgewicht: 0,8 kg (1,76 lb)

Akku-Kapazität: 2600mAh

Garantie

Die Herstellergarantie ist unter den folgenden Umständen ungültig, aber nicht beschränkt auf

- Unsachgemäße oder unangemessene Wartung oder Modifikation.
- Unfall, Missbrauch, Fehlanwendung, Verunreinigung oder andere externe Ursachen.
- Die Verwendung von nicht spezifizierten Adaptern und Zubehör.
- Verlust oder Beschädigung beim Transport.
- Schäden, die dadurch entstehen, dass man die Anweisungen nicht befolgt.
- Diese Garantie gilt nicht für Verschleiß- oder Verbrauchsteile und erstreckt sich nicht auf Produkte, bei denen die Seriennummer entfernt wurde.

Kundendienst

1. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu einem Produkt haben, zögern Sie nicht, sich direkt an US zu wenden: support@renpho.com oder rufen Sie unsere Kundenservice-Hotline an:

-  TEL: 1-(844)-417-0149 (nur USA)
Montag-Freitag: 9:00-16:30 PST
TEL: +44(0)785 5555664 (nur Großbritannien)
Montag-Freitag: 9:00-17:00 Uhr GMT
-  E-Mail: support@renpho.com (US)
E-Mail: support-eu@renpho.com (EU)
-  Web: <https://www.renpho.com>

2. Wir verfügen über ein preisgekröntes Garantie-, Austausch- und Kundenservice-Team, das problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie innerhalb der 24 Geschäftsstunden haben könnten, garantiert.



learn more about RENPHO

RENPHO

Modèle: EM-2016C
EM-2016C-B

Masseur Electrique Portatif sans Fil



JOICOM CORPORATION

165 E. Freedom Ave.,
Anaheim, CA 92801 United States
Tel: 1(844)417-0149

Nous vous remercions d'avoir acheté le masseur portable sans fil RENPHO. Le masseur offre un puissant massage à percussion. Tout en profitant d'un soulagement des muscles et du corps, vous devez l'utiliser avec précaution et en toute sécurité. Pour garantir la sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort et/ou des dommages matériels importants.

Instructions de Sécurité Importantes

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il est uniquement destiné à fournir un massage de luxe.
- Toute personne enceinte ou ayant récemment accouché, souffrant d'une maladie cardiaque ou d'un stimulateur cardiaque, de diabète ou d'une autre déficience sensorielle, de phlébite et/ou de thrombose, de dysfonctionnement articulaire, d'inflammation ou de blessures, de faiblesse osseuse, d'ostéoporose, de forte fièvre, de colonne vertébrale anormale ou incurvée, présente un risque accru de formation de caillots sanguins, a des broches/vis/articulations artificielles ou autres dispositifs médicaux implantés dans son corps, est traité pour une maladie ou une blessure physique ou est sous les soins d'un médecin doit consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage à domicile.
- NE PAS utiliser le masseur sur :
 - Peau sensible, zones gonflées ou enflammées, dans la zone de mauvaise circulation, où il y a des éruptions cutanées, ou dans la zone de douleurs abdominales inexpliquées.
 - Votre tête.
 - Veines variqueuses.
 - La zone de la gorge.
 - La zone génitale (NE PAS l'utiliser à des fins sexuelles. Il s'agit d'un appareil de massage puissant qui peut causer des lésions corporelles graves).
 - Une personne inconsciente ou endormie.

● N'utilisez pas ce produit pendant plus de 30 minutes à la fois. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez une gêne inhabituelle, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit.

● Une utilisation prolongée pourrait entraîner un échauffement excessif du produit et réduire sa durée de vie.

NE PAS utiliser ce produit avant d'aller au lit. Le masseur a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.

● Veuillez garder le masseur à l'écart de la chaleur et éviter de l'utiliser dans des endroits où la température ambiante est relativement élevée.

● N'utilisez pas le masseur avec des mains mouillées. N'insérez aucun objet dans l'entrée du chargeur. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un choc électrique.

● Ne couvrez jamais le produit lorsqu'il est en fonctionnement.

● Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des invalides sans la surveillance d'un adulte.

● Il est interdit au personnel non professionnel de réparer le masseur ou de remplacer des pièces.

● Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service d'entretien ou par des personnes qualifiées similaires approuvées par le fabricant afin d'éviter tout risque potentiel.

● Utilisez UNIQUEMENT le chargeur et la tête de massage d'origine fournis par RENPHO. L'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur tiers peut provoquer une surchauffe, une explosion, un choc électrique ou un incendie. L'utilisation d'une tête de massage d'un autre fabricant peut endommager l'appareil de massage.

● Utilisez les surfaces chauffées avec précaution pour éviter les brûlures graves.

● NE PAS faire tomber, appliquer une force excessive ou un poids lourd sur le produit pour éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage.

● NE gardez PAS le produit à proximité d'un champ magnétique élevé ou à un endroit où il peut être affecté par un champ magnétique, car il peut provoquer la décharge des piles.

- **AVERTISSEMENT** Exposition chimique: si le bloc-piles fuit, **NE PAS** laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin. Placez la batterie dans un sac en plastique scellé et éliminez-la en toute sécurité conformément à la réglementation environnementale locale.
- **NE PAS** démonter ni percer le produit et/ou les piles. **NE PAS** démonter, modifier ou changer les pièces. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit, un choc électrique ou un incendie. Et le produit ne sera plus couvert par la garantie du fabricant.
- **NE JETEZ PAS** la batterie au feu ou ne la chauffez pas.
- La pile usagée doit être placée dans un sac plastique scellé et éliminée en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.
- Le temps de charge et d'utilisation de la batterie peut diminuer au fur et à mesure de son utilisation.

Notice:



This symbol on the device or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener. DO NOT hang the unit by the power cord.

À propos du RENPHO MassEUR Portatif

1. le contenu de la boîte

Masseur portatif Renpho x 1


Tête de masseur x 5

Adaptateur x 1






Support de masseur X1

Manuel de l'utilisateur x 1

2. Introduction du Produit



CONSEIL : Aucune des têtes de massage ne doit être utilisée pour votre tête. NE PAS utiliser sur votre tête

Head					
Material	Plastique dur recouvert de caoutchouc	Plastique dur recouvert de caoutchouc	Plastique Dur	Plastique Dur	Plastique Dur
Recommend	A utiliser pour un massage ferme et profond des tissus. Il est recommandé dans les zones où il y a plus de muscles.	A utiliser pour un massage ferme et profond des tissus. Il est recommandé dans les zones où il y a plus de muscles.	Offre un massage relativement puissant.	Bon pour un massage des bras et des jambes et pour un soulagement général.	Bon pour un massage des points d'acupuncture et pour l'ensemble du corps.

Utiliser le Masseur Portatif

1. Conseils importants avant l'utilisation

1.1 Charge

- Veuillez charger le masseur avant de l'utiliser.
- Pour charger l'appareil de massage, branchez l'adaptateur dans une prise et dans l'interface de chargement de l'appareil.
- Le témoin lumineux de l'appareil de massage clignote en ROUGE pendant le processus de chargement. Le témoin lumineux sera ROUGE SOLIDE lorsque le chargement sera terminé.
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil de massage ne fonctionnera PAS PAS pendant le chargement. De plus, l'appareil de massage s'éteint automatiquement après 20 minutes d'utilisation continue. Vous entendrez un signal sonore lorsque cela se produira.



L'appareil de massage portatif RENPHO ne fonctionnera pas lorsqu'il est branché sur une prise murale.

1.2 Durée de vie de la batterie

- Ce masseur est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Une charge complète prend environ 3 heures. L'autonomie totale de la batterie est d'environ 140 minutes après une charge complète.
- La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'application et/ou des conditions de fonctionnement. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le laisser éteint et le recharger une fois par mois afin que la batterie dure plus longtemps.
- Veuillez garder le masseur à l'abri de la chaleur et éviter de l'utiliser dans des endroits où la température ambiante est relativement élevée.

2. Préparation

Choisissez une tête de massage et fixez-la. Pour fixer la tête de massage, tournez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour détacher la tête de massage, tournez la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.







Pour fixer la tête de massage, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher la tête de massage.

3. Instructions de Fonctionnement




1. Appuyez longuement sur le bouton “  Marche/Arrêt” pour mettre en marche le masseur. Vous entendrez une tonalité et le voyant lumineux sera VERT pour indiquer que le masseur est allumé. Le mode par défaut est le mode 1 (impulsion continue) et l'intensité par défaut est le niveau 3. (Remarque : lorsque le voyant lumineux clignote en VERT, le masseur doit être chargé). Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le masseur. Le masseur s'éteindra automatiquement après 20 minutes d'utilisation continue.
2. Appuyez sur le bouton “  Mode” Mode pour choisir entre les différents modes de percussion. Il y a 5 modes de percussion disponibles, le mode par défaut est le mode 1 (impulsion continue).
3. Appuyez sur le bouton “  ” pour augmenter l'intensité de la percussion. Il y a 5 niveaux d'intensité pour chaque mode, l'intensité par défaut est le niveau 3. Vous entendrez une tonalité à chaque pression du bouton d'augmentation de l'intensité. Si vous n'entendez pas de tonalité lorsque vous appuyez sur le bouton d'augmentation de la puissance, cela indique que vous avez atteint l'intensité maximale.


4. Appuyez sur le bouton “ — ” de réduction de l'intensité pour réduire l'intensité de la percussion. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de réduction de l'intensité, vous entendez une tonalité. Si vous n'entendez pas de tonalité lorsque vous appuyez sur le bouton de réduction de la puissance, cela signifie que vous avez atteint l'intensité la plus faible.



Massage
des épaules




Massage du dos



Massage des pieds



Massage des bras



Massage du poignet



Massage
des jambes

Conseil: Pour la sécurité des utilisateurs, le masseur sans fil RENPHO est conçu pour s'éteindre automatiquement si une pression trop importante est appliquée sur le produit. Dans ce cas, le produit doit être réinitialisé. Coupez l'alimentation si le masseur est toujours en marche, branchez le chargeur dans une prise de courant et branchez le masseur dans le chargeur. Attendez environ 3 secondes avant de débrancher le chargeur de l'appareil de massage et de la prise de courant simultanément. Vous pouvez ensuite mettre l'appareil en marche et commencer à masser.

Entretien et Maintenance du Produit

- Placez le masseur dans un endroit sûr, frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez toujours l'appareil de massage avant de le nettoyer.
- Après utilisation, essuyez l'appareil de massage avec un chiffon doux et humide en utilisant des produits de nettoyage non abrasifs. Si nécessaire, nettoyez avec un stérilisateur.
- N'immergez pas l'appareil de massage dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Tenez-le à l'écart de tous les solvants et détergents agressifs.
- NE PAS tenter de réparer l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.
- NE PAS jeter le masseur dans une décharge. Il contient une batterie Li-ion et d'autres composants électriques, qui sont considérés comme des déchets électroniques dangereux.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne s'allume pas.	Alimentation éteinte.	Appuyez longuement sur le bouton marche/ Arrêt pour allumer le masseur.
	La batterie est trop faible.	Chargez le masseur.
	Le masseur s'éteint au bout de 20 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton Marche/ Arrêt pour allumer le masseur pendant une autre 20 minutes.
On n'entend pas de tonalité lorsqu'on appuie sur le bouton "+" d'augmentation de l'intensité.	L'intensité maximale a été atteinte.	Appuyez sur le bouton "-" de réduction de l'intensité et vous entendrez une tonalité. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service clientèle (e-mail : support@renpho.com).
Vous n'entendez pas de tonalité lorsque vous appuyez sur le bouton "-" de réduction de l'intensité.	L'intensité a atteint le niveau le plus bas.	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter l'intensité et vous entendrez une tonalité. Sinon, veuillez contacter le service clientèle (e-mail : support@renpho.com).
Le masseur s'éteint automatiquement.	La fonction de protection contre la surchauffe du masseur éteint automatiquement le masseur lorsqu'il est trop chaud.	Attendez que le masseur refroidisse avant de le remettre en marche.
Si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez : support@renpho.com.		

Spécifications

Nom du produit : Masseur portable sans fil Renpho

Modèle : EM-2016C

EM-2016C-B

Entrée : 12V  1A

Puissance nominale : 10W

Dimensions du produit : 15,1 (L) x 3,0 (L) x 4,5 (H) pouces

38,2 (L) x 7,5 (L) x 11,5 (H) cm

Poids du produit : 1, 76 lb (0,8 Kg)

Capacité de la batterie : 2600mAh

Garantie

La garantie du fabricant est nulle dans les circonstances suivantes, mais sans s'y limiter :

- Entretien ou modification incorrects ou inadéquats.
- Accident, mauvaise utilisation, abus, contamination ou autres causes externes.
- L'utilisation d'un adaptateur et d'accessoires non spécifiés.
- Perte ou dommage pendant le transport.
- Dommages résultant du non-respect des instructions.
- Cette garantie ne s'applique pas aux pièces consommables ou non et ne s'étend pas aux produits dont le numéro de série a été retiré.

Service clientèle

1. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant un produit, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse support@renpho.com ou à appeler notre service d'assistance téléphonique :



Tél: +1 (844)417-0149 (États-Unis uniquement)

Lundi-vendredi : 9h00-16h30 PST

Tél: +44(0)785 5555664 (Royaume-Uni uniquement)

Lundi-vendredi : 9:00-17:00 GMT



E-Mail: support@renpho.com (US)

E-Mail: support-eu@renpho.com (EU)



Web: <https://www.renpho.com>

2. Nous disposons d'une équipe primée de garantie, d'échange et de service clientèle qui garantit des solutions sans tracas à tout problème que vous pourriez rencontrer dans les 24 heures ouvrables.



[RenphoGroup](#)



[RenphoGroup](#)



[RenphoGroup](#)



[RenphoGroup](#)



learn more about RENPHO

RENPHO

Modell: EM-2016C
EM-2016C-B

Massaggiatore Portatile Elettrico Senza Fili



JOICOM CORPORATION

165 E. Freedom Ave.,
Anaheim, CA 92801 United States
Tel: 1(844)417-0149

Grazie per aver acquistato il massaggiatore portatile senza fili RENPHO. Il massaggiatore ti offre un potente massaggio a percussione. Prima di iniziare a goderti il sollievo dei muscoli e del corpo, dovresti imparare ad utilizzarlo con attenzione e sicurezza. Per garantire la sicurezza ed evitare danni materiali, leggi attentamente questo manuale e utilizzalo come indicato. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o mortali e/o gravi danni materiali.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

- Questo prodotto non è destinato all'utilizzo medico. È destinato esclusivamente a fornire un massaggio rilassante.
- Le persone in gravidanza o che hanno recentemente partorito o durante le mestruazioni, minorenni o disabili fisici/mentali, che hanno una patologia ai piedi o alla pelle, hanno una patologia cardiaca o un pacemaker, soffrono di diabete o altri disturbi sensoriali, flebite e/o trombosi, ipertensione o arteriosclerosi cerebrale, tumore maligno, malattia acuta, disfunzione delle articolazioni del piede, infiammazioni o lesioni, ossa deboli, osteoporosi, febbre alta, chi è a forte rischio di sviluppare coaguli di sangue, presenta perni/viti/articolazioni artificiali o dispone di altri dispositivi medici impiantati ai piedi, in trattamento per una patologia o lesione fisica o sotto la cura di un medico, deve consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo di massaggio progettato per l'utilizzo domestico.
- **NON** utilizzare il massaggiatore su:
 - Pelli sensibili, aree gonfie o infiammate, in aree con scarsa circolazione, dove sono presenti eruzioni cutanee o in zone dove è presente dolore addominale di cui non se ne conosce la causa.
 - La tua testa.
 - Vene varicose.
 - L'area della gola.
 - Area genitale (NON utilizzare questo dispositivo per scopi sessuali. Questo è un massaggiatore potente e può causare gravi danni fisici).
- Su persone incoscienti o addormentate.

- NON utilizzare questo prodotto per più di 30 minuti alla volta.
- In caso di malessere o disagio insolito, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.
 - L'utilizzo prolungato potrebbe comportare un surriscaldamento eccessivo del prodotto e farlo durare meno a lungo.
- NON utilizzare questo prodotto prima di andare a letto. Il massaggiatore ha un effetto stimolante e può interferire con il sonno. Tenere il massaggiatore lontano da fonti di calore ed evitare di utilizzarlo in luoghi in cui la temperatura circostante è relativamente alta.
- NON utilizzare il massaggiatore con le mani bagnate. NON inserire alcun oggetto nell'ingresso del caricatore. Ciò può causare danni al prodotto o scosse elettriche.
- Non coprire mai il prodotto quando è in funzione.
- Questa unità non deve essere utilizzata da bambini o da persone invalide senza la supervisione di un adulto.
- È vietata la riparazione del massaggiatore o la sostituzione delle sue componenti da parte di personale non professionale.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, questo deve essere sostituito dal servizio di manutenzione o da persone analogamente qualificato approvato dal produttore in modo da evitare potenziali pericoli.
- Utilizzare SOLO il caricabatterie e la testina di massaggio originali forniti da RENPHO. L'utilizzo di un caricabatterie o di un adattatore di terze parti può causare surriscaldamento, esplosione, scosse elettriche o incendi. L'utilizzo di una testina di massaggio di terze parti può causare danni al massaggiatore.
- Utilizzare le superfici riscaldate con cura per evitare gravi ustioni. NON far cadere, applicare una forza eccessiva o un peso eccessivo sul prodotto per evitare malfunzionamenti e/o danni.
- NON tenere il prodotto vicino a un campo elettromagnetico elevato o dove può essere influenzato da un campo elettromagnetico, poiché può causare lo scaricamento delle batterie.

- **AVVERTENZA** Esposizione Chimica: Se il pacco batteria dovesse iniziare a perdere, **NON** permettere al liquido di entrare in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Collocare la batteria in un sacchetto di plastica sigillato e smaltire in modo sicuro secondo le normative ambientali locali.
- **NON** smontare o forare il prodotto e/o le batterie. **NON** smontare, modificare o cambiare le parti. Ciò può causare malfunzionamenti del prodotto, scosse elettriche o incendi. E il prodotto non sarà più coperto dalla garanzia del produttore.
- **NON** gettare la batteria nel fuoco o riscaldarla.
- La batteria usata deve essere collocata in un sacchetto di plastica sigillato e smaltita in modo sicuro secondo le normative ambientali locali.
- Il tempo di ricarica della batteria e il tempo di utilizzo possono diminuire con l'aumentare dell'utilizzo della batteria.

Notice:



This symbol on the device or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener. DO NOT hang the unit by the power cord.

Informazioni sul Massaggiatore Portatile RENPHO

1. Che cosa c'è nella confezione

Massaggiatore Portatile Renpho x 1


Testa del Massaggiatore x 5

Adattatore x 1






Supporto per il Massaggiatore X1

Manuale Utente x 1

2. Introduzione per Prodotto



SUGGERIMENTO: Non utilizzare nessuna testina massaggiante sulla propria testa. NON utilizzare sulla propria testa.

Testina					
Material	Plastica dura ricoperta di gomma	Plastica dura ricoperta di gomma	Plastica dura	Plastica dura	Plastica dura
Consigliato per	Utilizzare per un massaggio solido e profondo dei tessuti. È raccomandato in aree dove c'è più presenza di muscoli.	Utilizzare per un massaggio solido e profondo dei tessuti. È raccomandato in aree dove c'è più presenza di muscoli.	Offre un massaggio relativamente potente	Ottimo per un massaggio sulle braccia e sulle gambe e per un sollievo generale.	Ottimo per massaggiare i punti di agopuntura e per tutto il corpo.

Utilizzo del Massaggiatore Portatile

1. Suggerimenti importanti prima dell'utilizzo

1.1 Ricarica

- Si prega di ricaricare il massaggiatore prima dell'utilizzo.
- Per ricaricare il massaggiatore, collega l'adattatore ad una presa e all'interfaccia di ricarica dell'unità.
- La spia sul massaggiatore LAMPEGGERÀ IN ROSSO durante il processo di ricarica. L'indicatore luminoso sarà ROSSO FISSO al termine della ricarica.
- Per motivi di sicurezza, il massaggiatore NON funzionerà durante la fase ricarica. Inoltre, il massaggiatore si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti di utilizzo continuo. Sentirai un suono appena questo avverrà.



Il Massaggiatore Portatile RENPHO non funzionerà quando è collegato ad una presa a muro.

1.2 Durata della batteria

•Questo massaggiatore dispone di una batteria ricaricabile integrata. Una ricarica completa richiede circa 3 ore. La durata totale della batteria è di circa 140 minuti dopo una ricarica completa.

•La durata della batteria può variare in base all'utilizzo e/o alle condizioni operative. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di tenerlo spento e ricaricarlo una volta al mese in modo che la batteria duri più a lungo.

•Tenere il massaggiatore lontano dalle fonti di calore ed evitare di utilizzarlo in luoghi in cui la temperatura circostante è relativamente alta.

2. Preparazione

Scegli una testina massaggiante e attaccala al dispositivo. Per collegare la testina massaggiante, ruota la testina in senso orario. Per staccare la testina massaggiante, ruotala in senso antiorario.



Ruotare in senso orario per fissare la testina massaggiante.



Ruotare in senso antiorario per staccare la testina massaggiante.

3. Istruzioni Operative

Pulsante per incrementare l'intensità

(5 livelli di intensità)



5 Pulsante di Selezione della Modalità

Modalità 1: impulso continuo

Modalità 2: 1 impulso al secondo

Modalità 3: 2 impulsi al secondo




Modalità 4: 3 impulsi al secondo

Modalità 5: impulso continuo + 1 impulso al secondo +
2 impulsi al secondo + 3 impulsi al secondo

Pulsante per la Riduzione dell'Intensità

Pulsante On/Off

(la modalità predefinita è la modalità 1,
l'intensità predefinita è il livello 3)

1. Premere a lungo il pulsante “” On/Off per accendere il massaggiatore. Si sentirà un segnale sonoro e la spia luminosa diventerà VERDE per indicare che il massaggiatore è acceso. La modalità predefinita è la Modalità 1 (Impulso Continuo) e l'intensità predefinita è quella di Livello 3. (Nota: Quando la spia di alimentazione LAMPEGGIA IN VERDE, è necessario ricaricare il massaggiatore). Premere brevemente il pulsante On/Off per spegnere il massaggiatore. Il massaggiatore si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti di utilizzo continuo.
2. Premere il pulsante “” Mode per selezionare tra le diverse modalità di percussione. Sono disponibili 5 modalità di percussione, la modalità predefinita è la modalità 1 (Impulso Continuo).
3. Premere il tasto “” Aumenta Intensità per migliorare l'intensità della percussione. Ci sono 5 livelli di intensità per ogni modalità, l'intensità di default è quella di livello 3. Sentirai un segnale sonoro ad ogni pressione del pulsante ogni volta che viene aumentata la potenza. Se non si sente alcun segnale sonoro quando si preme il pulsante di aumento della potenza, significa che è stata raggiunta la massima intensità.


4. Premere il tasto “ — ” Riduci Intensità per ridurre l'intensità della percussione. Ogni volta che si preme il pulsante di riduzione di intensità verrà emesso un segnale sonoro. Se non si sente alcun segnale sonoro quando si preme il pulsante di riduzione dell'intensità, significa che è stata raggiunta l'intensità minima.



Massaggio
alla spalla




Massaggio
alla schiena




Massaggio ai piedi



Massaggio
alle braccia



Massaggio alla vita



Massaggio
alle gambe

Suggerimento: Per la sicurezza degli utenti, il massaggiatore cordless RENPHO è progettato per spegnersi automaticamente se viene applicata troppa pressione sul prodotto. In questo caso, il prodotto deve essere ripristinato. Spegnerlo dall'alimentazione se il massaggiatore è ancora acceso, collegare il caricabatterie a una presa e collegare il massaggiatore al caricabatterie. Attendere circa 3 secondi prima di scollegare il caricabatterie dal massaggiatore e dalla presa contemporaneamente. Fatto ciò, sarà possibile accendere l'unità e iniziare con il massaggio.

Cura e Manutenzione del Prodotto

- Posizionare il massaggiatore in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non si utilizza.
- Scollegare sempre il massaggiatore prima di pulirlo.
- Dopo l'utilizzo, pulire il massaggiatore con un panno morbido e umido utilizzando detersivi non abrasivi. Se necessario, pulire con uno sterilizzatore.
- NON immergere il massaggiatore in acqua o in altri liquidi.
- Tenere lontano da solventi e detersivi aggressivi.
- NON tentare di riparare questo massaggiatore. Il dispositivo non dispone di parti riparabili dall'utente.
- NON gettare il massaggiatore in una discarica. Contiene una batteria agli ioni di litio e altri componenti elettrici, considerati rifiuti elettronici pericolosi.

Risoluzione dei Problemi


PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il massaggiatore non si accende.	L'alimentazione è spenta.	Premere a lungo il pulsante di On/Off per accendere il massaggiatore.
	La batteria è troppo scarica.	Ricaricare il massaggiatore.
	Il massaggiatore si spegne dopo 20 minuti.	Premere a lungo il pulsante di On/Off per accendere il massaggiatore per altri 20 minuti.
Non è possibile sentire il segnale sonoro quando si preme il pulsante "+" Aumento di Intensità.	È stata raggiunta l'intensità massima.	Premendo il pulsante "-" Riduzione di Intensità è possibile sentire un segnale sonoro, in caso contrario contattare l'assistenza clienti (email: support@renpho.com).
Non è possibile sentire il segnale sonoro quando si preme il pulsante "-" Riduzione di Intensità.	L'intensità ha raggiunto il livello più basso.	Premendo il pulsante "+" Aumento di Intensità è possibile sentire un segnale sonoro, in caso contrario contattare l'assistenza clienti (email: support@renpho.com).
Il massaggiatore si spegne automaticamente.	La funzione di protezione dal surriscaldamento del massaggiatore spegnerà automaticamente il massaggiatore quando diventa troppo caldo.	Attendere che il massaggiatore si raffreddi prima di riaccenderlo.
In caso di altri problemi, contattare: support@renpho.com.		

Specifiche Tecniche

Nome Prodotto: Renpho Massaggiatore Portatile Senza Fili

Modello: EM-2016C

EM-2016C-B

Ingresso: 12V  1A

Potenza nominale: 10W.

Dimensioni del prodotto: 15.1 (L) x 3.0 (L) x 4.5 (A) pollici

38.2 (L) x 7.5 (L) x 11.5 (A) cm

Peso del prodotto: 0.8 Kg

Capacità della batteria: 2600 mAh

Garanzia

La garanzia del produttore si annulla nei seguenti casi, ma non limitati a:

- Manutenzione o modifica inadeguate o improprie.
- Incidente, utilizzo improprio, abuso, contaminazione o altre cause esterne.
- L'utilizzo di adattatori e accessori non specificati.
- Perdita o danneggiamento durante il trasporto.
- Danni verificati a causa della mancata osservanza delle istruzioni.
- La presente garanzia non si applica alle parti di consumo e non si estende a nessun prodotto da cui è stato rimosso il numero di serie.

Servizio Clienti

1. In caso di domande o dubbi sul prodotto, non esitare a contattarci direttamente all'indirizzo support@renpho.com o chiamare il numero del nostro servizio clienti:

-  TEL: 1-(844)-417-0149 (solamente Stati Uniti)
Lunedì-Venerdì: 9: 00-16: 30 PST
TEL: +44(0)785 5555664 (solamente Regno Unito)
Lunedì-Venerdì: 9: 00-17: 00 GMT
-  E-Mail: support@renpho.com (US)
E-Mail: support-eu@renpho.com (EU)
-  Web: <https://www.renpho.com>

2. Disponiamo di una pluripremiata squadra di garanzia, sostituzione e assistenza clienti che garantisce soluzioni senza problemi per qualunque tipo di problema si possa verificare pronta a risponderti entro 24 ore lavorative.



learn more about RENPHO

RENPHO

Modelo: EM-2016C
EM-2016C-B

Masajeador Eléctrico Inalámbrico de Mano



JOICOM CORPORATION

165 E. Freedom Ave.,
Anaheim, CA 92801 United States
Tel: 1(844)417-0149

Gracias por comprar el masajeador inalámbrico de mano RENPHO. El masajeador ofrece un poderoso masaje de percusión. Mientras disfruta del alivio muscular y corporal, debe usarlo teniendo en mente el cuidado y seguridad. Para garantizar la seguridad y evitar daños a la propiedad, lea atentamente este manual y úselo como se indica. El incumplimiento puede causar lesiones graves o la muerte y / o daños materiales graves.

Instrucciones Importantes de Seguridad

- Este producto no está destinado a uso médico. Su único objetivo es proporcionar un lujoso masaje.
- Cualquier persona que pueda estar embarazada o haber dado a luz recientemente, tiene una afección cardíaca o un marcapasos, sufre de diabetes u otro impedimento sensorial, flebitis y / o trombosis, disfunción articular, inflamación o lesiones, huesos débiles, osteoporosis, fiebre alta, columna vertebral anormal o curva, tiene un mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre, tiene pernos / tornillos / articulaciones artificiales u otros dispositivos médicos implantados en su cuerpo, está siendo tratado por una afección médica o lesión física o está bajo el cuidado de un médico mejor consulte con un profesional médico antes de usar un dispositivo de masaje diseñado para uso doméstico.
- NO use el masajeador si:
 - Piel sensible, áreas inflamadas o inflamadas, en el área de mala circulación, donde hay erupciones cutáneas, o en el área de dolor abdominal inexplicable.
 - En su cabeza.
 - Venas varicosas.
 - El área de la garganta.
 - Area genital (NO use esto con fines sexuales. Este es un potente masajeador y puede causar graves daños corporales.).
 - Una persona que este inconsciente o durmiendo.

- NO use este producto por más de 30 minutos a la vez.
Si no se siente bien o tiene alguna molestia inusual, deje de usar el producto inmediatamente.
- El uso extenso podría provocar un calentamiento excesivo del producto y una vida útil más corta del producto.
- NO use este producto antes de acostarse. El masajeador tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
- Mantenga el masajeador alejado del calor y evite usarlo en lugares donde la temperatura ambiente sea relativamente alta.
- NO use el masajeador con manos mojadas. NO inserte cualquier objeto en la entrada del cargador. Esto puede causar daños al producto o descargas eléctricas.
- Nunca cubra el producto cuando esté en funcionamiento.
- Esta unidad no debe ser utilizada por niños o inválidos sin la supervisión de un adulto.
- Está prohibido que personal no profesional repare el masajeador o reemplace las piezas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el departamento de mantenimiento o personas calificadas de manera similar aprobadas por el fabricante para evitar posibles riesgos.
- SOLO use el cargador original y el cabezal de masaje proporcionados por RENPHO. El uso de un cargador o adaptador de terceros puede causar sobrecalentamiento, explosión, descarga eléctrica o incendio. El uso de un cabezal de masaje de terceros puede dañar el masajeador.
- Use las superficies calientes con cuidado para evitar quemaduras graves.
- NO dejar caer, aplicar fuerza excesiva o peso pesado sobre el producto para evitar el mal funcionamiento y / o daños.
- NO mantenga el producto cerca de un campo magnético alto o donde pueda verse afectado por un campo magnético, ya que puede provocar que las baterías se descarguen.

- **ADVERTENCIA** Exposición química: Si la batería tiene fugas, NO permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha hecho contacto, lave el área afectada con grandes cantidades de agua y busque atención médica. Coloque la batería en una bolsa de plástico sellada y deséchela de forma segura de acuerdo con la normativa ambiental local.
- NO Desmontar o perforar el producto y / o las baterías. NO desmontar, modificar o cambiar las partes. Esto puede causar un mal funcionamiento del producto, descargas eléctricas o incendios. Y el producto ya no estará cubierto por la garantía del fabricante.
- NO arroje la batería al fuego o la caliente.
- La batería usada debe colocarse en una bolsa de plástico sellada y desecharse de manera segura de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- El tiempo de carga de la batería y el tiempo de uso pueden disminuir cuanto más se usa la batería.

Notice:



This symbol on the device or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener. DO NOT hang the unit by the power cord.

Acerca del Masajeador de Mano Renpho

1. Que incluye la caja

Masajeador de mano Renpho x 1


Cabeza masajeadora x 5

Adaptador x 1






Masajeador Stand X1

Manual de usuario x 1

2. Introducción del producto



CONSEJO: Ninguna de las cabezas de masajeador debe usarse para tu cabeza. NO lo utilice en su cabeza.

Cabeza	 3-Cabeza de punta	 3-Cabeza	 Cabeza redonda	 Cabeza curva	 1-Cabeza de punto
Material	Plástico duro recubierto de goma	Plástico duro recubierto de goma	Plástico duro	Plástico duro	Plástico duro
Recomendar	Úselo para un masaje firme y profundo de los tejidos. Se recomienda en áreas donde hay más músculo.	Úselo para un masaje firme y profundo de los tejidos. Se recomienda en áreas donde hay más músculo.	Ofrece un masaje relativamente potente.	Bueno para un masaje de brazos y piernas y para un alivio general.	Bueno para masajear puntos de acupuntura y para todo el cuerpo.

Uso del Masajeador de Mano

1. Consejos importantes antes de usarlo

1.1 Cargando

- Cargue el masajeador antes de usarlo.
- Para cargar el masajeador, conecte el adaptador a una toma de corriente y a la interfaz de carga de la unidad.
- La luz indicadora en el masajeador PARPADEARA ROJO durante el proceso de carga. La luz del indicador estará en un ROJO SÓLIDA cuando la carga esté completa.
- Por consideraciones de seguridad el masajeador NO trabaja mientras se esté cargando. Además, el masajeador se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso continuo. Escuchará un tono cuando esto suceda.



El masajeador de mano RENPHO no funcionará mientras esté enchufado a una toma de corriente.

1.2 Duración de la batería

- Este masajeador tiene una batería recargable incorporada. Una carga completa dura aproximadamente 3 horas. La duración total de la batería es de aproximadamente 140 minutos después de una carga completa.

- La duración de la batería puede variar según la aplicación y / o las condiciones de funcionamiento. Si el producto no se usa durante mucho tiempo, manténgalo apagado y cárguelo una vez al mes para que la batería dure más.

- Mantenga el masajeador alejado del calor y evite usarlo en lugares donde la temperatura ambiente sea relativamente alta.

2. Preparación

Elija un cabezal de masaje y adjúntelo. Para fijar el cabezal de masaje, gire el cabezal en sentido horario. Para separar el cabezal de masaje, gírelo en sentido anti horario.







Gire en el sentido de las agujas del reloj para fijar el cabezal de masaje.



Gire en sentido anti horario para separar el cabezal de masaje.

3. Instrucciones de operaciones



1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado “” para encender el masajeador. Escuchará un tono y la luz indicadora se pondrá VERDE para indicar que el masajeador está encendido. El modo predeterminado es el Modo 1 (pulso continuo) y la intensidad predeterminada es el Nivel 3. (Nota: cuando la luz de encendido parpadea en VERDE, el masajeador debe cargarse). Presione brevemente el botón de encendido / apagado para apagar el masajeador. El masajeador se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso continuo.
2. Presione el botón de modo “” para seleccionar entre los diferentes modos de percusión. Hay 5 modos de percusión disponibles, el modo predeterminado es el modo 1 (pulso continuo).
3. Presione el botón de aumento de intensidad “” para mejorar la intensidad de la percusión. Hay 5 niveles de intensidad para cada modo, la intensidad predeterminada es el nivel 3. Escuchará un tono cada vez que presione el botón de encendido. Si no escucha un tono cuando presiona el botón de aumento de potencia, indica que ha alcanzado la intensidad máxima.


4. Presione el botón “ — ” Reducir intensidad para reducir la intensidad de la percusión. Cada vez que presione el botón de reducción de potencia, escuchará un tono. Si no escucha un tono cuando presiona el botón de reducción de potencia, indica que ha alcanzado la intensidad más baja.



Masaje de hombro




Masaje de espalda




Masaje de pies



Masaje de brazo



Masaje de cintura



Masaje de piernas

Consejo: Para la seguridad de los usuarios, el masajeador inalámbrico RENPHO está diseñado para apagarse automáticamente si se aplica demasiada presión sobre el producto. En este caso, el producto debe reiniciarse. Apague la alimentación si el masajeador aún está encendido, conecte el cargador a una toma de corriente y enchufe el masajeador al cargador. Espere unos 3 segundos antes de desconectar el cargador del masajeador y la toma de corriente simultáneamente. Luego puede encender la unidad y comenzar a masajear.

Cuidado y Mantenimiento del Producto

- Coloque el masajeador en un lugar seguro, fresco y seco cuando no esté en uso.
- Desenchufe siempre el masajeador antes de limpiarlo.
- Después del uso, limpie el masajeador con un paño suave y húmedo con limpiadores no abrasivos. Si es necesario, límpielo con un esterilizador.
- NO Sumerja el masajeador en agua o cualquier otro líquido.
- Mantener alejado de todos los solventes y detergentes fuertes.
- NO Intente reparar este masajeador. No hay piezas reparables por el usuario.
- DO NOT disponga el masajeador en un relleno de tierra. Contiene una batería de iones de litio y otros componentes eléctricos, que se consideran desechos electrónicos peligrosos.

Solución de Problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El masajeador no se enciende.	El poder está apagado.	Mantenga presionado el botón de encendido /apagado para encender el masajeador.
	La batería está muy baja.	CargaR el masajeador.
	El masajeador se apaga después de 20 minutos.	Mantenga presionado el botón de encendido / apagado para encender el masajeador por otros 20 minutos.
No se oye ningún tono al presionar el botón "+" para aumentar la intensidad.	Se ha alcanzado la intensidad máxima.	Presione el botón "-" Reducir intensidad y escuchará un tono; de lo contrario, comuníquese con atención al cliente (correo electrónico: support@renpho.com).
No se oye ningún tono al presionar el botón "-" Reducir intensidad.	La intensidad ha alcanzado el nivel más bajo.	Presione el botón "+" para aumentar la intensidad y escuchará un tono; de lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (correo electrónico: support@renpho.com).
El masajeador se apaga automáticamente.	La función de protección contra sobrecalentamiento del masajeador lo apagará automáticamente cuando esté demasiado caliente.	Espere a que el masajeador se enfríe antes de volver a encenderlo.
Si encuentra algún otro problema, póngase en contacto con: support@renpho.com.		

Especificaciones

Nombre del producto: masajeador inalámbrico de mano Renpho

Modelo: EM-2016C

EM-2016C-B

Entrada: 12V  1A

Potencia nominal: 10 W

Dimensiones del producto: 15.1 (L) x 3.0 (W) x 4.5 (H) pulgadas
38,2 (largo) x 7,5 (ancho) x 11,5 (alto) cm

Peso del producto: 1.76 lb (0.8 Kg)

Capacidad de la batería: 2600 mAh

Garantía

La garantía del fabricante es nula en las siguientes circunstancias, pero no se limita a:

- Mantenimiento o modificación inadecuados.
- Accidente, mal uso, abuso, contaminación u otras causas externas.
- El uso de adaptadores y accesorios no especificados.
- Pérdida o daño en tránsito.
- Daños que ocurren como resultado de no seguir las instrucciones.
- Esta garantía no se aplica a piezas fungibles o consumibles y no se extiende a ningún producto del que se haya eliminado el número de serie.

Servicio al Cliente

1. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el producto, no dude en comunicarse con nosotros directamente a support@renpho.com o llame a nuestra línea directa de servicio al cliente



TEL: 1-(844)-417-0149 (Solo USA)

Lunes-Viernes: 9:00-16:30 PST

TEL: +44(0)785 5555664 (Solo UK)

Lunes-Viernes: 9:00-17:00 GMT



E-Mail: support@renpho.com (US)

E-Mail: support-eu@renpho.com (EU)



Web: <https://www.renpho.com>

2. Tenemos un galardonado equipo de garantía, intercambio y servicio al cliente que garantiza soluciones sin problemas a cualquier problema que pueda tener dentro de las 24 horas hábiles.



RenphoGroup



RenphoGroup



RenphoGroup



RenphoGroup



learn more about RENPHO

JOICOM CORPORATION

165 E. Freedom Ave., Anaheim, CA 92801 (US)

BellaCocool GmbH

Pettenkoferstraße 18, 10247, Berlin, Germany (EU)

Richers & Vision Ltd.

Unit 58B, Bordon Enterprise Park,
Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.(UK)

Zhangzhou Easepal Industrial Co., Ltd.

Chuanghui Building, Intersection of Banxuegang
Boulevard and Yongxiang Road,
Bantian Subdistrict, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China



Made in China