

RENPHO

User Manual

Eye Massager

Model: R-G001



ATTENTION

READ THOSE INSTRUCTION

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
2. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
3. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
4. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
5. The battery is to be disposed of safely.
6. It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
7. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Please read this instruction manual carefully before using. RENPHO assumes no responsibility for any consequences caused by misuse or failure to follow these instructions.

1. DO NOT use if you have had an eye operation, or if you have any eye diseases such as glaucoma, cataract, and amotio retinae.
2. Disabled people, and the elderly should only use this product when properly supervised.
3. DO NOT use if you have any swelling in the eye area.
4. If you feel any pain around your eyes, please discontinue using the device and consult a physician.
5. DO NOT use in high temperatures or humid environments. Avoid direct exposure to the sun.
6. DO NOT use the device with wet hands.

7. Remove contact lenses, glasses, false eyelashes, hairpins, and hair accessories, etc before using.
8. Only use the charger (5V 1A, not included) to recharge the eye massager.
9. DO NOT clean the product with water; clean it with cotton soaked in alcohol.
10. Avoid contact with sharp objects.
11. DO NOT use this product while driving.
12. If any fault or malfunction should occur during use, take it off immediately. Never attempt to disassemble or repair the device yourself.
13. The device is for private use only and cannot be used as medical equipment. It is not intended for medical diagnosis, treatment, or commercial purposes.
14. Use it in the morning and evening for no more than 10 minutes each time.
15. Please keep this manual for future reference.

PRODUCT STRUCTURE

Power Button

Long press: Power ON/OFF

Short press once to switch modes.

Short press twice to switch between Silent Mode and Voice Mode.



Mode Display

Adjustable Headband

Massage Area

Charging Port

USB Cable



SPECIFICATION

Product Name: Eye Massager

Model: R-G001

Input: 5V $\overline{=}$ 1A

Rated Power: 5W

Default Auto-off Timer: 10 minutes

Battery Capacity: 1050mAh

Product Weight: 230g

Product Size: L196×W78×H82mm

Operation Frequency: 2402-2480MHz

Transmit Power: 8.81dBm MAX

WHAT'S INCLUDED

1 x RENPHO Eye Massager

1 x USB Cable

1 x User Manual

USING THE PRODUCT

Charging

1. Use the 5V charger (not included) to charge your eye massager.
2. Insert USB cable into the socket of the mobile charger.
3. Softly insert the USB plug into the socket of the device, making sure

the USB cable is inserted in the right direction.

4. While charging, the LED indicator will flash red. When done charging, the LED indicator will be purple.

5. The charge duration will be about 2.5 hours. Disconnect the power adapter after charging is complete. Once fully charged, the massager can be used in 10-minute intervals up to 8 times.

The massager and the adapter may become warm during normal charging process.

Use time may differ depending on the operation mode.

The device will not work while charging.

Wear this device

1. Loosen the adjustable headband.

2. Place the device around your head and tighten the headband to the appropriate fit.

Be careful to ensure the device is not too tight around your head.

Please make sure that you have removed your contact lenses, glasses, false eyelashes, etc. before using this device.

Do not operate the device with wet hands.

Bluetooth Connection

1. Turn on the device by long press the Power Button.
2. Enable your mobile phone Bluetooth setting and search for "R-G001", an audio voice will confirm when the device is connected to Bluetooth.
3. After successfully pairing your device, music can be pushed to the device for playing while massaging.

Indicator Introduction

Status	Indicator Display
Normal Operation	Solid Purple
Low Battery	Flashing Red
Charging	Flashing Red
Fully Charged	Solid Purple
Over-voltage Charging (over 5V)	No light

Operation

1. Long press the Power Button to turn on the device. The massage will begin after the voice prompt is heard.
2. Short press the Power Button to switch between modes. An audio voice will confirm mode change and an LED light will display the current mode.

Mode 1: Tension Relief Mode

Mode 2: Retinal Protection Mode

Mode 3: Youthful Radiance Mode

Mode 4: Regeneration Mode

Mode 5: Rhythmic Mode (Vibration sync to the music beat)

3. Long press the Power Button to stop using the device.

4. A voice prompt will be heard when the device has been in operation for 10 minutes. An indicator light will go off and the device will automatically shut down.

Silent Mode & Voice Mode

Quick press the Power button twice to enter Silent Mode (without voice broadcast).

In the silent mode, quick press the Power button twice to switch back to the Voice Mode.

Warm Tips

When using this device, it's recommended to keep your eyes closed, lean back in the chair and completely relax your body.

Your vision will become blurry for a short period of time after use. Regular vision will return faster if eyes are kept closed for a short while.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Power-on failure	<ol style="list-style-type: none">1. Check whether the battery level is too low2. The time of pressing Power Button is too short	<ol style="list-style-type: none">1. Please charge the battery timely2. Long press the Power Button for 2-3 seconds
Low massage intensity	<ol style="list-style-type: none">1. Battery level is low2. The headband is too loose	<ol style="list-style-type: none">1. Charge the device2. Wear it tighter
Device turns off automatically	<ol style="list-style-type: none">1. Battery is Low2. 10 Minutes Automatic Shut-off	<ol style="list-style-type: none">1. Charge the device2. Turn on the massager again
The product can't be charged	<ol style="list-style-type: none">1. The charge's voltage is too high2. Adapter is broken	<ol style="list-style-type: none">1. Use 5V 1A/2A charger to charge2. Change another adapter
If you encounter other problems, turn off the device and contact us at support@renpho.com		

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Please turn off the power when cleaning, do not use corrosive detergents such as benzene or diluents to clean the product.

2. Do not expose the device to excessive sun or hot temperature.

When the device has not been used for over 3 months, recharge it before use.

3. Do not place it next to a wall or on the ground or rooftop.
4. Keep the device dry, clean, and away from rats.
5. Do not place anything heavy on it. Always bring your product to a qualified professional for any service or repair.
6. Do not disassemble the product yourself.
7. Do not disregard the device with normal household waste at the end of its life; instead, follow local environmental regulations and guidance for disposal.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:


<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>


Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. **DO NOT** dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

RENPHO

Bedienungsanleitung

Augenmassagegerät

Modell: R-G001



WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

Diese Heizung kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, das Gerät auf sichere Weise zu verwenden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

1.Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

1. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn medizinische oder kosmetische Operationen in Ihrem Augenbereich durchgeführt wurden oder wenn Sie an Augenkrankheiten wie Glaukom, Grauer Star oder Netzhautablösung leiden.

2. Behinderte und ältere Menschen sollten das Gerät nur unter Aufsicht

benutzen.

3. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Schwellungen in der Augenpartie haben.
4. Wenn Sie Schmerzen haben, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
5. Verwenden Sie das Gerät NICHT bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
6. Verwenden Sie das Gerät NICHT mit nassen Händen.
7. Vor der Verwendung entfernen Sie Kontaktlinsen, Haarnadeln und andere Schmuckstücke.
8. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein Ladegerät mit 5 V/1A (nicht im Lieferumfang enthalten).
9. Reinigen Sie das Gerät NICHT mit Wasser. Reinigen Sie es mit einem in Alkohol getränkten Tuch aus Baumwolle.
10. Vermeiden Sie den Kontakt zu spitzen oder scharfen Gegenständen.
11. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT während der Fahrt.
12. Sollte das Gerät nicht einwandfrei funktionieren, brechen Sie die Massage sofort ab. Versuchen Sie niemals, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren.
13. Das Gerät ist nur für privaten Gebrauch bestimmt und kann nicht als medizinisches Gerät verwendet werden. Es ersetzt keine medizinische

Behandlung und darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

14. Verwenden Sie das Gerät morgens und abends, jeweils nicht länger als 10 Minuten.

15. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Power-Taste

Gedrückt halten: Ein- / Ausschalten

Einmal kurz drücken, um den Massage-Modus zu ändern.

Zweimal drücken, um den Stumm-Modus ein-oder auszuschalten.



Modusanzeige

Verstellbar Kopfband

Massagebereich

Aufladestation

USB-Kabel



TECHNISCHE DATEN

Produktname: Augenmassagegerät

Modell: R-G001

Eingang: 5V ~~1A~~

Leistung: 5W

Abschaltautomatik: 10 Minuten

Akkukapazität: 1050 mAh

Produktgewicht: 230g

Abmessungen: L196×W78×H82mm

LIEFERUMFANG

1 x RENPHO Augenmassagegerät

1 x USB-Kabel

1 x Bedienungsanleitung

INBETRIEBNAHME

Aufladen

1. Laden Sie das Augenmassagegerät mit einem 5V/1A-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) auf.

2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Ladegerät.

3. Schließen Sie das USB-Kabel ans Gerät und achten Sie auf die korrekte Richtung des Kabels.

4. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige rot. Nach dem

Aufladen leuchtet die LED-Anzeige lila auf.

5. Die Ladedauer beträgt ca. 2,5 Stunden. Nachdem der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, reicht der Akku für 8 Massagen, jeweils 10 Minuten.

Das Massagegerät und das Ladegerät können während des normalen Ladevorgangs warm werden.

Die Akkulaufzeit kann je nach ausgewähltem Massage-Modus unterschiedlich sein.

Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

Handhabung

1. Lockern Sie das verstellbare Kopfband.

2. Setzen Sie das Gerät auf Ihr Gesicht und ziehen Sie das Kopfband an.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht zu eng um Ihren Kopf liegt.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kontaktlinsen, Brille, falschen Wimpern usw. entfernt haben, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Bluetooth-Verbindung

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Power-Taste gedrückt halten.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und suchen Sie nach dem Gerät „R-G001“. Wenn das Gerät mit Bluetooth verbunden ist, hören Sie ein Signal.
3. Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, schalten Sie den Rhythmus-Modus ein, um die Massage mit Musik zu genießen.

Beschreibung der Anzeigen

Status	Anzeige
Normaler Betrieb	Lila
Niedriger Akkustand	Rot blinkend
Aufladen	Rot blinkend
Voll aufgeladen	Lila
Ladespannung zu hoch (über 5V)	Keine Anzeige

Bedienung

1. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Massage beginnt, nachdem ein Signal zu hören ist.
2. Drücken Sie kurz die Power-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln. Sie hören dabei ein Signal. Den aktuellen Modus wird durch die LED-Anzeige angezeigt.

Modus 1: Entspannung-Modus

Modus 2: Netzhautschutz-Modus

Modus 3: Jugendlichkeit-Modus

Modus 4: Regeneration-Modus

Modus 5: Rhythmus-Modus (Massage mit rhythmischer Musik)

3. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um die Massage zu beenden.

Das Gerät wird ausgeschaltet.

4. Wenn die Massage länger als 10 Minuten dauert, ertönt ein Signal.

Die LED-Anzeige erlischt und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Stumm- und Sprachmodus

Drücken Sie zweimal kurz die Ein-/Aus-Taste, um in den Stumm-Modus zu gelangen (ohne Sprachübertragung).

Drücken Sie im Ruhemodus zweimal kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Sprachmodus zurückzukehren.

Wichtige Hinweise

Wenn Sie dieses Gerät verwenden, halten Sie bitte die Augen während der Massage geschlossen. Lehnen Sie sich im Stuhl zurück und entspannen Sie sich.

Ihre Sicht ist nach der Massage für kurze Zeit verschwommen. Lassen Sie die Augen geschlossen bleiben. Ihre Sicht wird sich wieder normalisiert.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	1. Überprüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist 2. Die Power-Taste wurde nicht lange genug gedrückt	1. Überprüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist 2. Halten Sie die Power-Taste ca. 3-5 Sekunden gedrückt
Massageintensität ist zu gering	1. Überprüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist 2. Das Stirnband ist zu locker	1. Wenn ja, laden Sie den Akku rechtzeitig auf 2. Tragen Sie es enger
Gerät schaltet sich automatisch aus	1. Der Akku ist zu schwach 2. Abschaltautomatik nach 10 Minuten	1. Laden Sie das Gerät auf 2. Schalten Sie das Gerät wieder ein
Das Gerät lässt sich nicht aufladen	1. Die Ladespannung ist zu hoch 2. Das Ladegerät ist defekt	1. Benutzen Sie ein Ladegerät mit 5V/1A oder 5V/2A 2. Tauschen Sie das Ladegerät aus
Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, schalten Sie das Gerät aus und kontaktieren Sie uns unter support-eu@renpho.com		

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder

Verdünnungsmittel.

2. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
3. Wenn das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzt wurde, laden Sie es vor dem nächsten Gebrauch neu auf.
3. Stellen Sie das Gerät nicht auf den Boden oder unsichere Plätze.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort auf.
5. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Lassen Sie das Gerät nur von Fachpersonal öffnen und reparieren.
6. Zerlegen Sie das Gerät nicht.
7. Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung soll über entsprechende Sammelstellen erfolgen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die dafür zuständige kommunale Behörde.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:


<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich.

Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

RENPHO

Manuel de l'utilisateur

Masseur pour les yeux

Modèle: R-G001



AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de l'utiliser. RENPHO n'assume aucune responsabilité pour les conséquences éventuelles d'une utilisation inappropriée ou du non-respect de ces instructions.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1. NE PAS utiliser si vous avez subi une opération des yeux ou si vous souffrez de maladies oculaires telles que le glaucome, la cataracte et le décollement de la rétine.
2. Les personnes handicapées et les personnes âgées ne doivent utiliser ce produit que sous une surveillance adéquate.
3. NE PAS utiliser en cas de gonflement de la zone oculaire.

4. Si vous ressentez une douleur autour des yeux, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et consulter un médecin.
5. NE PAS utiliser dans un environnement à haute température ou humide. Évitez l'exposition directe au soleil.
6. NE PAS utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
7. Retirez les lentilles de contact, les lunettes, les faux cils, les épingles à cheveux, les accessoires pour cheveux, etc. avant l'utilisation.
8. Utilisez uniquement le chargeur (5V 1A, non inclus) pour charger le massEUR pour les yeux.
9. NE PAS nettoyer le produit avec de l'eau; le nettoyer avec du coton imbibé d'alcool.
10. Évitez tout contact avec des objets pointus.
11. NE PAS utiliser ce produit en conduisant.
12. En cas de panne ou de dysfonctionnement pendant l'utilisation, retirez-le immédiatement. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
13. L'appareil est réservé à un usage privé et ne peut être utilisé comme équipement médical. Il n'est pas destiné au diagnostic médical, au traitement ou à des fins commerciales.
14. Utilisez le matin et le soir pendant 10 minutes maximum à chaque fois.

15. Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

STRUCTURE DU PRODUIT

Bouton d'alimentation

Pression longue: Mise en marche et arrêt

Appuyez brièvement une fois pour changer de mode.

Appuyez rapidement deux fois pour passer du mode silencieux au mode vocal.



Affichage du mode

Masque réglable

Zone de massage

Utiliser un câble


Port de chargement



SPÉCIFICATIONS

Nom du produit: Masseur pour les yeux

Modèle: R-G001

Entrée: 5V 

Puissance nominale : 5W

Minuterie d'extinction automatique par défaut: 10 minutes

Capacité de la batterie: 1050mAh

Poids du produit: 230g

Dimensions du produit: Longueur L196×W78×H82mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 x Masseur pour les yeux RENPHO

1 x Câble USB

1 x Manuel de l'utilisateur

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement

1. Utilisez le chargeur mobile 5V (non inclus) pour charger le massEUR oculaire.
2. Branchez le câble USB dans la prise du chargeur mobile.
3. Insérez délicatement la fiche USB dans la prise de l'appareil, en

veillant à ce que le câble USB soit inséré dans le bon sens.

4. Pendant la charge, le voyant lumineux clignote en rouge. Lorsque la charge est terminée, le témoin lumineux est violet.

Le temps de charge sera d'environ 2,5 heures. Débranchez l'adaptateur électrique lorsque la charge est terminée. Une fois entièrement chargé, le masseur peut être utilisé à intervalles de 10 minutes jusqu'à 8 fois.

L'appareil de massage et l'adaptateur d'alimentation peuvent devenir chauds pendant le processus de charge. C'est normal.

La durée d'utilisation peut varier en fonction du mode de fonctionnement sélectionné.

L'appareil ne fonctionnera pas pendant la charge.

Comment porter l'appareil

1. Desserrez la sangle réglable.

2. Placez l'appareil autour de votre tête et serrez le masque à la taille appropriée.

Veillez à ce que le dispositif ne soit pas trop serré autour de votre tête.

Veillez à retirer vos lentilles de contact, lunettes, faux cils, etc. avant d'utiliser cet appareil.

N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.

Connexion Bluetooth

1. Allumez votre appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé.
2. Activez le paramètre Bluetooth de votre téléphone portable et recherchez le "R-G001", une voix audio confirmera que l'appareil est connecté au Bluetooth.
3. Après avoir réussi à jumeler l'appareil, passez en mode rythmique pour transmettre de la musique à l'appareil pendant le massage.

Introduction à l'indicateur

État	Affichage de l'indicateur
Fonctionnement normale	Violet fixe
Batterie faible	Rouge clignotant
En charge	Rouge clignotant
Charge complète	Violet fixe
Charge en surtension (plus de 5V)	Pas de lumière

Fonctionnement

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Le massage commencera après avoir entendu le message vocal.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode à l'autre. Une voix audio confirmera le changement de mode et un voyant lumineux indiquera le mode actuel.
Mode 1: Mode de Relâchement de la Tension
Mode 2: Mode de Protection de la Rétine
Mode 3: Mode Éclat de Jeunesse
Mode 4: Mode Régénération
Mode 5: Mode Rythmique (Synchronisation des vibrations au rythme de la musique)
3. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour arrêter d'utiliser le masseur.
4. Lorsque l'appareil a fonctionné pendant 10 minutes, vous entendrez un message vocal. Un voyant s'éteint et l'appareil s'éteint automatiquement.

Mode silencieux et mode vocal

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode silencieux (sans diffusion vocale).

En mode silencieux, appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation pour revenir au mode vocal.

Conseils

Lorsque vous utilisez cet appareil, veuillez garder les yeux fermés, vous pencher en arrière et détendre complètement votre corps.

Votre vision deviendra floue pendant une courte période après l'utilisation. La vision normale revient plus rapidement si les yeux sont maintenus fermés pendant une courte période.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le niveau de la batterie est trop faible2. Le temps d'appui sur le bouton d'alimentation est trop court	<ol style="list-style-type: none">1. Veuillez charger la batterie rapidement2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes
Intensité du massage faible	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le niveau de la batterie est faible2. Le bandeau est trop lâche	<ol style="list-style-type: none">1. Si c'est le cas, rechargez la batterie rapidement2. Portez-le plus serré
L'appareil s'éteint automatiquement	<ol style="list-style-type: none">1. la batterie est à plat2. Arrêt automatique après 10 minutes	<ol style="list-style-type: none">1. Chargez l'appareil2. Remettez le masseur en marche
Le produit ne se charge pas	<ol style="list-style-type: none">1. La tension de charge est trop élevée2. Le chargeur est cassé	<ol style="list-style-type: none">1. Utilisez un chargeur 5V 1A/2A pour charger le produit2. Utilisez un autre chargeur
Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez éteindre votre appareil et nous contacter à l'adresse support-eu@renpho.com		

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veuillez couper l'alimentation lors du nettoyage, n'utilisez pas de détergents corrosifs tels que le benzène ou les diluants pour nettoyer le produit.
2. N'exposez pas l'appareil à un ensoleillement excessif ou à une température élevée.
Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez le recharger avant de l'utiliser.
3. Ne le placez pas près d'un mur, sur le sol ou sur une surface surélevée.
4. Gardez l'appareil sec, propre et éloigné de toute source d'humidité.
5. Ne posez rien de lourd dessus. Confiez toujours le produit à un professionnel qualifié pour tout entretien ou réparation.
6. Ne démontez pas le produit vous-même.
7. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie ; respectez les réglementations environnementales locales et le guide d'élimination de déchets.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.


Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. **NE jetez AUCUN** élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

RENPHO

Manuale dell'utente

Massaggiatore per occhi

Modello: R-G001



ATTENZIONE

Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso. RENPHO non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze causate da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

1. NON usare se avete subito un'operazione agli occhi o se avete malattie degli occhi come glaucoma, cataratta e distacco della retina.
2. Le persone disabili e gli anziani dovrebbero usare questo prodotto solo se adeguatamente sorvegliati.
3. NON usare in caso di gonfiore nella zona degli occhi.
4. Se si sente dolore intorno agli occhi, interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico.

5. NON utilizzare in ambienti ad alta temperatura o umidi. Evitare l'esposizione diretta al sole.
6. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
7. Rimuovere le lenti a contatto, gli occhiali, le ciglia finte, le forcine, gli accessori per capelli, ecc. prima dell'uso.
8. Utilizzare solo un caricatore (5V 1A, non incluso) per ricaricare il massaggiatore per gli occhi.
9. NON pulire il prodotto con acqua; pulirlo con cotone imbevuto di alcol.
10. Evitare il contatto con oggetti appuntiti.
11. NON utilizzare il prodotto durante la guida.
12. In caso di guasto o malfunzionamento durante l'uso, toglierlo immediatamente. Non tentare mai di smontare o riparare il dispositivo da soli.
13. Il dispositivo è solo per uso privato e non può essere usato come attrezzatura medica. Non è destinato alla diagnosi medica, al trattamento o a scopi commerciali.
14. Usare al mattino e alla sera per non più di 10 minuti ogni volta.
15. Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Pulsante di accensione

Premere a lungo: Accensione e spegnimento
Premere brevemente una volta per cambiare modalità.

Premere rapidamente due volte per passare dalla modalità silenziosa alla modalità vocale.



Visualizzazione della modalità

Maschera regolabile

Area massaggi

Porta di ricarica


Cavo USB



SPECIFICHE

Nome del prodotto: Massaggiatore per occhi

Modello: R-G001

Ingresso: 5V 

Potenza nominale: 5W

Timer di spegnimento automatico predefinito: 10 minuti

Capacità della batteria: 1050mAh

Peso del prodotto: 230g

Dimensioni del prodotto: L196×W78×H82mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Massaggiatore per occhi RENPHO

1 x Cavo USB

1 x Manuale dell'utente

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Ricarica

1. Utilizzare un caricabatterie mobile 5V (non incluso) per caricare il massaggiatore per gli occhi.
2. Inserire il cavo USB nella presa del caricatore mobile.
3. Inserire delicatamente la spina USB nella presa del dispositivo, assicurandosi che il cavo USB sia inserito nella giusta direzione.
4. Durante la ricarica, l'indicatore LED lampeggerà in rosso. Al termine

della ricarica, l'indicatore LED sarà viola.

5. La durata della carica sarà di circa 2,5 ore. Scollegare l'adattatore di alimentazione al termine della carica. Una volta caricato completamente, il massaggiatore può essere usato a intervalli di 10 minuti fino a 8 volte.

Il massaggiatore e l'adattatore possono diventare caldi durante il normale processo di carica.

Il tempo di utilizzo può variare a seconda della modalità di funzionamento selezionata.

Il dispositivo non funziona durante la ricarica.

Come indossare il dispositivo

1. Allentare la fascia regolabile.
2. Posizionare il dispositivo intorno alla testa e stringere la fascia per la testa fino alla misura appropriata.

Fare attenzione che il dispositivo non sia troppo stretto intorno alla testa.

Assicurarsi di aver rimosso le lenti a contatto, gli occhiali, le ciglia finte, ecc. prima di usare questo dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.

Connessione Bluetooth

1. Accendere il dispositivo premendo a lungo il pulsante di accensione.
2. Attivare l'impostazione Bluetooth del telefono cellulare e cercare "R-G001", una voce audio confermerà quando il dispositivo è collegato al Bluetooth.
3. Dopo aver accoppiato con successo il dispositivo, passare alla Modalità Ritmica per trasmettere la musica al dispositivo mentre si effettua il massaggio.

Introduzione all'indicatore

Stato	Indicatore del display
Funzionamento normale	Viola fisso
Batteria scarica	Rosso lampeggiante
In carica	Rosso lampeggiante
Carica completa	Viola fisso
Carica in sovratensione (oltre 5V)	Nessuna luce

Funzionamento

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Il massaggio inizierà dopo aver udito il messaggio vocale.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per passare da una modalità all'altra. Una voce audio confermerà il cambio di modalità e una luce LED mostrerà la modalità corrente.

Modalità 1: Modalità Rilascio della Tensione

Modalità 2: Modalità Protezione della Retina

Modalità 3: Modalità Radiosità Giovanile

Modalità 4: Modalità Rigenerazione

Modalità 5: Modalità Ritmica (Sincronizzazione della vibrazione al ritmo della musica)

3. Premere a lungo il pulsante di accensione per smettere di usare il massaggiatore.

4. Quando il dispositivo è stato in funzione per 10 minuti, si udirà un messaggio vocale. Una spia si spegnerà e il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Modalità silenziosa e modalità vocale

Premi rapidamente il pulsante di accensione due volte per accedere alla modalità silenziosa (senza trasmissione vocale).

In modalità silenziosa, premi rapidamente due volte il pulsante di accensione per tornare alla modalità vocale.

Consigli

Quando si utilizza questo dispositivo, si prega di tenere gli occhi chiusi, appoggiarsi alla sedia e rilassare completamente il corpo.

La visione diventerà sfocata per un breve periodo di tempo dopo l'uso. La visione regolare ritornerà più velocemente se gli occhi vengono tenuti chiusi per un breve periodo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Soluzione
Non si accende	1. Controllare se il livello della batteria sia troppo basso 2. Il tempo di pressione del pulsante di accensione è troppo breve	1. Si prega di caricare la batteria tempestivamente 2. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3-5 secondi
Intensità del massaggio bassa	1. Controllare se il livello della batteria è basso 2. L'archetto è troppo largo	1. Se sì, caricare la batteria tempestivamente 2. Indossalo più stretto
Il dispositivo si spegne automaticamente	1. La batteria è scarica 2. Spegnimento automatico dopo 10 minuti	1. Caricare il dispositivo. 2. Accendere di nuovo il massaggiatore
Il prodotto non si carica	1. La tensione di carica è troppo alta 2. Il caricatore è rotto	1. Utilizzare un caricabatterie 5V 1A/2A per caricare 2. Usare un altro caricabatterie
Se si verificano altri problemi, spegnere il dispositivo e contattarci a support-eu@renpho.com		

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Si prega di spegnere l'alimentazione durante la pulizia, non utilizzare detergenti corrosivi come il benzene o diluenti per pulire il prodotto.
2. Non esporre il dispositivo a forte esposizione solare o a temperature

calde.

Quando il dispositivo non è stato utilizzato per più di 3 mesi, ricaricarlo prima dell'uso.

3. Non posizionarlo vicino a un muro, per terra o su una superficie elevata.

4. Tenere il dispositivo asciutto, pulito e lontano da fonti di umidità.

5. Non posizionare nulla di pesante su di esso. Portare sempre il prodotto da un professionista qualificato per qualsiasi servizio o riparazione.

6. Non smontare il prodotto da soli.

7. Non gettare il dispositivo con i normali rifiuti domestici alla fine della sua vita; seguire le norme ambientali locali e la guida per lo smaltimento.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.


Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

RENPHO

Manual de Usuarios

Masajeador de Ojos

Modelo: R-G001



ATENCIÓN

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo. RENPHO no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias causadas por el mal uso o el incumplimiento de estas instrucciones.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.

1. NO lo use si ha tenido una operación ocular o si tiene alguna enfermedad ocular como glaucoma, cataratas y amotio retinae.
2. Las personas discapacitadas y los ancianos solo deben utilizar este producto cuando estén debidamente supervisados.
3. NO lo use si tiene hinchazón en el área de los ojos.
4. Si siente algún dolor alrededor de los ojos, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

5. NO lo use en altas temperaturas o ambientes húmedos. Evite la exposición directa al sol.
6. NO utilice el dispositivo con las manos mojadas.
7. Quítese los lentes de contacto, anteojos, pestañas postizas, horquillas y accesorios para el cabello, etc. antes de usarlos.
8. Utilice únicamente el cargador (5V 1A, no incluido) para recargar el masajeador de ojos.
9. NO limpie el producto con agua; límpielo con un algodón empapado en alcohol.
10. Evite el contacto con objetos afilados.
11. NO utilice este producto mientras conduce.
12. Si ocurre cualquier falla o mal funcionamiento durante el uso, quítelo inmediatamente. Nunca intente desmontar o reparar el dispositivo usted mismo.
13. El dispositivo es solo para uso privado y no se puede utilizar como equipo médico. No está destinado a diagnósticos médicos, tratamientos o fines comerciales.
14. Úselo por la mañana y por la noche durante no más de 10 minutos cada vez.
15. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Botón encendido/apagado

Pulsación larga: encendido / apagado

Presione brevemente una vez para cambiar de modo.

Pulsa dos veces rápidamente para cambiar entre Silencioso Modo y modo de voz.



Modo de visualización

Diadema Ajustable

Área de masajes

Puerto de carga

Cable USB



ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: Masajeador de ojos

Modelo: R-G001

Entrada: 5 V \pm A

Potencia nominal: 5 W

Temporizador de apagado automático predeterminado: 10 minutos

Capacidad de la batería: 1050 mAh

Peso del producto: 230g

Tamaño del producto: L196×W78×H82mm

¿QUÉ VIENE INCLUIDO?

1 x masajeador de ojos RENPHO

1 x cable USB

1 x manual de usuario

UTILIZANDO EL PRODUCTO

Cargando

1. Utilice el cargador móvil de 5V (no incluido) para cargar su masajeador de ojos.
2. Inserte el cable USB en la toma del cargador de móvil.
3. Inserte suavemente el conector USB en la toma del dispositivo, asegurándose de que el cable USB esté insertado en la dirección correcta.

4. Mientras se carga, el indicador LED parpadeará en rojo. Cuando termine de cargar, el indicador LED será violeta.

5. La duración de la carga será de aproximadamente 2,35 horas. Desconecte el adaptador de corriente después de que se complete la carga. Una vez que esté completamente cargado, el masajeador se puede utilizar en intervalos de 10 minutos hasta 8 veces.

El masajeador y el adaptador pueden calentarse durante el proceso de carga normal.

El tiempo de uso puede variar según el modo de funcionamiento seleccionado.

El dispositivo no funcionará mientras se carga.

Utilice este dispositivo

1. Afloje la diadema ajustable.

2. Coloque el dispositivo alrededor de su cabeza y apriete la diadema para que le quede bien.

Tenga cuidado de asegurarse de que el dispositivo no esté demasiado apretado alrededor de su cabeza.

Asegúrese de haber quitado sus lentes de contacto, anteojos, pestañas postizas, etc. antes de usar este dispositivo.

No opere el dispositivo con las manos mojadas.

Conexión de Bluetooth

1. Encienda el dispositivo presionando prolongadamente el botón de encendido.
2. Habilite la configuración de Bluetooth de su teléfono móvil y busque "XXXXR-G001", una voz de audio confirmará cuando el dispositivo esté conectado a Bluetooth.
3. Después de emparejar correctamente su dispositivo, cambie al modo rítmico para transmitir música al dispositivo mientras realiza el masaje.

Introducción Del Indicador

Estado	Pantalla indicadora
Operación normal	Purpura sólido
Batería baja	Rojo Intermitente
Cargando	Rojo Intermitente
Completamente cargado	Purpura sólido
Carga de sobretensión (más de 5V)	No hay luz

Operación

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo. El masaje comenzará después de que se escuche la indicación de voz.
2. Presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre los modos. Una voz de audio confirmará el cambio de modo y una luz LED

mostrará el modo actual.

Modo 1: Modo de alivio de tensión

Modo 2: Modo de protección de la retina

Modo 3: Modo de resplandor juvenil

Modo 4: Modo de regeneración

Modo 5: Modo rítmico (sincronización de vibración con el ritmo de la música)

3. Mantenga presionado el botón de encendido para dejar de usar el masajeador.

4. Se escuchará un mensaje de voz cuando el dispositivo haya estado en funcionamiento durante 10 minutos. Se apagará una luz indicadora y el dispositivo se apagará automáticamente.

Modo silencioso y modo de voz

Presione rápidamente el botón de encendido dos veces para ingresar al modo silencioso (sin transmisión de voz).

En el modo silencioso, presione rápidamente el botón de encendido dos veces para volver al modo de voz.

Consejos importantes

Cuando utilice este dispositivo, mantenga los ojos cerrados, recuéstese en la silla y relaje completamente su cuerpo.

Su visión se volverá borrosa durante un corto período de tiempo después de su uso. La visión regular regresará más rápido si los ojos se mantienen cerrados por un tiempo corto.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
Fallo de encendido	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el nivel de la batería es demasiado bajo2. El tiempo de presionar el botón de encendido es demasiado corto	<ol style="list-style-type: none">1. Cargue la batería a tiempo2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos
Masaje bajo intensidad	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el nivel de la batería es bajo2. La diadema está demasiado suelta	<ol style="list-style-type: none">1. Si es así, cargue el batería a tiempo2. Úselo más apretado
El dispositivo se paga automáticamente	<ol style="list-style-type: none">1. La batería está baja2. Apagado automático en 10 minutos	<ol style="list-style-type: none">1. Cargue el dispositivo2. Encienda el Masajeador de nuevo
El producto no se puede cargar	<ol style="list-style-type: none">1. El voltaje de la carga es demasiado alto2. El adaptador está roto	<ol style="list-style-type: none">1. Utilice un cargador de 5V 1A/2A para cargar2. Cambie otro adaptador
Si encuentra otros problemas, apague el dispositivo y contáctenos en support-eu@renpho.com		

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague la energía cuando limpie, no use detergentes corrosivos como benceno o diluyentes para limpiar el producto.
2. No exponga el dispositivo al sol excesivo ni a temperaturas altas. Cuando el dispositivo no se ha utilizado durante más de 3 meses, recárguelo antes de usarlo.
3. No lo coloque junto a una pared, en el suelo o en un tejado.
4. Mantenga el dispositivo seco, limpio y alejado de las ratas.
5. No coloque nada pesado sobre él. Siempre lleve su producto a un profesional calificado para cualquier servicio o reparación.
6. No desmonte el producto usted mismo.
7. No descarte el dispositivo con la basura doméstica normal al final de su vida útil; en su lugar, siga las normativas medioambientales locales y las directrices para su eliminación.

POLÍTICA DE GARANTÍA


Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 2 años desde la fecha de entrega.


Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseché los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

EU Importer: Renpho GMBH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost,
Deutschland, Germany

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen, P.R.China

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

UK REP Richers & Vision Ltd.
Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane,
Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

Made in China
NA2