

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING



Model:RF-EM001

Eye Massager
User Manual

Attention

EN

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

DE

Children shall not play with the appliance.

FR

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

IT


ES

Please read and comprehend all the contents of this manual and operate the product according to the instructions.


JP

1. **DO NOT** use if you have had an eye operation, or if you have any eye diseases such as glaucoma, cataract, and amotio retinae.
2. **DO NOT** clean the product with water; clean it with cotton soaked in alcohol
3. This product has a hot surface; people sensitive to heat should take extra care when using this.
4. Juveniles, disabled people, and the elderly should only use this product when properly supervised.
5. The product is intended for personal use; it is not intended to replace medical care and medical devices.
6. **DO NOT** use if you have any swelling in the eye area.
7. **DO NOT** disassemble the product, **DO NOT** impact or squeeze its interior lithium battery or expose it to fire;
8. **DO NOT** use if the battery has been immersed in water
9. **DO NOT** use in high temperatures or humid environments. Avoid direct exposure to the sun.
10. Consult your doctor if you have sensitive skin, allergic dermatitis, or orthopedic bio materials.
11. Remove contact lenses, hairpins, and hair accessories before using.
12. Start the eye massager after putting it on in order to avoid damage to the air bag due to over pressure.
13. Only use the charger (5V 1A, not included) to recharge the eye massager.
14. You must have your eyes closed while massaging.
15. **DO NOT** use sharp objects to scratch this product

Product Structure



Accessories



EN

DE

FR

IT

ES

JP

Technical parameters

Product name: Eye Massager

Model: RF-EM001

Input: 5V \equiv 1A

Rated voltage: 3.7V

Rated power: 5W

Color: White / Black

What's included

1 x RENPHO Eye Massager

1 x USB Cable

1 x User Manual

1 x Warranty Card

Wearing the device

Align the cloth cover to your eyes, put on the device, adjust the elastic band, adjust the device to the most comfortable position. Hold the power button for 3-5 seconds to turn on the eye massager

EN

DE

FR

IT

ES

JP



Attention

Remove any glasses, contact lenses, hairpins and hair accessories before use to avoid discomfort. Do not operate the device with wet hands.


During operation

Default Setting: Air Pressure + Heat + Music

Default Timer: 15 minutes


Press power button to change mode:

Hold power button 3-5 seconds to turn on/off the eye massager. Gently press power button to change modes. Audio voice will confirm mode change.



Charging

1. Use the 5V mobile charger(not included) for charging your eye massager.
2. Insert USB cable into the socket of the mobile charger.
3. Softly insert the micro USB plug into the socket of the device, making sure the micro USB is inserted in the right direction.
4. Plug the charger into power.
5. While charging, the red LED indicator will show. When done charging, the LED will be green. The device will not work while charging is in progress.
6. The charge duration will be 2-3 hours. Disconnect the power adapter after charging is complete.



Note: The adapter is not included.

EN

DE

FR

IT

ES

JP

Volume adjustment

Short press "🎵" to control volume, and the volume will turn up/down continuously, the volume change is No volume-volume 1-volume 2-volume 3-volume 4- volume 5(max)-no volume.

Wireless/BT Pairing

Hold "📶" button for 3 seconds to enter Wireless/BT pairing mode, on your phone or tablet enter your Wireless/BT settings and select "eye massager" to connect.

To quit the wireless/BT pairing mode, hold "📶" button till the LED indicator stop flashing.

FAQ and Troubleshooting

Problem	Possible causes	Actions
There is a sound mechanical or air sound coming from device	Normal sound of air pump inflating, motor working, or air pressure	No need to do anything
Device turns off automatically. Device does not turn on. Buttons are not responsive. Air pressure is weak.	1.Battery is Low. 2.The 15 mintues timer.	1.Charge the device. 2.Turn on the massager again.

If there are other problems, turn off the device and contact us at support@renpho.com. RENPHO is not responsible for any damage or injuries that occur if you attempt to disassemble or repair the product yourself.

Cleaning and Maintenance



Please turn off the power when cleaning, do not use corrosive detergents such as benzene or diluents to clean the product.
Do not expose the device to excessive sun or hot temperature.

EN

DE

FR

IT

ES

JP

Guarantee

This product comes with two-year warranty from the date of purchase.

Warranty will be voided due to any of the following:

Damaged due to the improper usage or storage.

Damaged by attempting to repair or disassemble the device.

Period of warranty exceeded.

Notice:



This symbol on the device or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

EN

DE

FR

IT

ES

JP

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING



Modus : RF-EM001

Augenmassagegerät
Benutzerhandbuch

Warnung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

1. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine Augenoperation hatten oder wenn Sie an Augenkrankheiten wie Glaukom, Grauer Star oder Netzhautablösung leiden.
2. Reinigen Sie das Gerät NICHT mit Wasser. Reinigen Sie es mit einem in Alkohol getränkten Baumwolltuch.
3. Während der Verwendung wird die Oberfläche des Geräts warm. Personen, die empfindlich darauf reagieren, sollten besonders vorsichtig damit umgehen.
4. Dieses Gerät kann von Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
5. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bei normalen Betriebsbedingungen vorgesehen und kann keine medizinischen Geräte ersetzen.
6. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Schwellungen in der Augenregion haben.
7. Zerlegen Sie das Gerät NICHT. Beschädigen Sie die Lithium Batterie NICHT und werfen Sie sie niemals ins Feuer.
8. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn der Akku nass geworden ist.
9. Verwenden Sie das Gerät NICHT bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
10. Bevor Sie das Gerät verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie an empfindlicher Haut oder allergischer Dermatitis leiden.
11. Vor der Verwendung entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, Haarnadeln und andere Schmuck.
12. Starten Sie das Gerät, wenn Sie es bereits am Kopf platziert haben.
13. Zum Aufladen verwenden Sie nur ein 5V/1A Ladegerät (im Lieferumfang enthalten).
14. Während der Massage müssen Ihre Augen geschlossen bleiben.
15. Verwenden Sie KEINE scharfen Gegenstände, um dieses Produkt zu öffnen oder zu kratzen.

EN

DE

FR

IT

ES

JP

Gerätebeschreibung

EN

DE

FR

IT


ES

JP

Aufladen




- Kurze drücken: Lautstärke einstellen
- Lange drücken: Nächster Titel
- LED Anzeige
- Kurze drücken: Modus ändern
- Lange drücken: Power Ein /Aus
- Kurze drücken: Luftdruckintensität einstellen
- Lange drücken: Kabelloser Modus/BT Ein /Aus



Zubehör

USB-Anschluss

Micro USB-Anschluss



USB Kabel

Technische Eigenschaften

Produktname: Augenmassagegerät

Modell: RF-EM001

Eingang: 5V $\overline{\text{=}}$ 1A

Nennspannung: 3.7V

Nennleistung: 5W

Farbe: Weiß / Schwarz

Lieferumfang

- 1 x RENPHO Augenmassagegerät
- 1 x USB Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Garantiekarte

Handhabung

Setzen Sie das Gerät wie eine Brille auf und ziehen Sie das Gummiband bis über den Hinterkopf. Stellen Sie das Band mit Hilfe der Schnalle passend ein. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, um das Augenmassagerät einzuschalten.



Bitte beachten Sie!

Entfernen Sie vor dem Gebrauch Ihre Brille, Kontaktlinsen, Haarnadeln und Schmuck. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.


Inbetriebnahme

Standardeinstellung: Luftkompression + Wärmefunktion + Musik

Standard-Timer: 15 Minuten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den gewünschten Modus einzustellen:


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, wird der Modus geändert, dabei hören Sie einen Piepton.



Aufladen

EN
DE
FR
IT
ES
JP

1. Verwenden Sie ein 5V/1A Ladegerät (z.B. für Handy, nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät aufzuladen.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Ladegerät.
3. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker vorsichtig in die Buchse des Geräts und vergewissern Sie sich, dass der Stecker korrekt sitzt.
4. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose.
5. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn der Ladevorgang beendet, leuchtet die LED-Anzeige grün. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
6. Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist.



Hinweis: Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lautstärke einstellen

Kurze Sie die "🎵" Taste gedrückt, können Sie die Lautstärke kontinuierlich verringern oder erhöhen. Die Volumenänderung ist Kein Volumen-Volumen 1-Volumen 2-Volumen 3-Volumen 4-Volumen5 (max) - Kein Volumen.

Kabelloser/BT Modus

Halten Sie die "👁️" Taste 3 Sekunden lang gedrückt, fängt die LED-Anzeige zu blinken. Danach gehen Sie zu Kabelloser/BT-Einstellungen auf Ihrem Handy und wählen Sie das Gerät "eye massager/Augenmassagegerät".

Wenn die Kabelloser/BT Verbindung hergestellt ist, halten Sie die "👁️" Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige aufhört zu blinken.

FAQ und Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe:
Es ist ein Geräusch im Gerät zu hören.	Es sind normale Geräusche von der Luftpumpe und von dem Motor.	Sie brauchen nichts zu unternehmen.
Gerät schaltet sich automatisch aus; Gerät schaltet sich nicht ein; Tasten reagieren nicht; Luftdruck ist zu schwach.	1. Der Akku ist fast leer. 2. Der 15-Minuten-Timer.	1. Das Gerät aufladen. 2. Schalten Sie das Massagegerät wieder ein.

Wenn andere Probleme auftreten, schalten Sie das Gerät aus und kontaktieren Sie uns unter support-eu@renpho.com.

Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die auftreten, wenn Sie versuchen, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

EN

DE

FR

IT

ES

JP

Reinigung und Pflege

EN



Bitte beachten Sie!

Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünnungsmittel. Achtung: Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonnenstrahlung oder hohen Temperaturen.

DE

FR

IT

ES

JP

Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:

Beschädigung durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung.

Beschädigung durch den Versuch, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen.

Garantiezeit überschritten.

Warnung

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING

EN

DE

FR

IT

ES

JP



Modèle: RF-EM001

Masseur Oculaire
Manuel d'Utilisation

Attention

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués .


Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


Veillez lire et comprendre tout le contenu de ce manuel et utiliser le produit conformément aux instructions.

1. NE PAS l'utiliser si vous avez eu une opération des yeux ou si vous avez des maladies oculaires telles que le glaucome, la cataracte et l'amotio rétinae.
2. NE nettoyez PAS le produit avec de l'eau; nettoyez-le avec du coton imbibé d'alcool.
3. Ce produit a une surface chaude. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire très attention en utilisant ceci.
4. Les mineurs, les personnes handicapées et les personnes âgées doivent utiliser ce produit sous surveillance adéquate.
5. Le produit est destiné à un usage personnel; il ne remplace pas les équipements médicaux.
6. Ne pas l'utiliser si vos yeux sont gonflés.
7. NE démontez PAS le produit, évitez de heurter ou de pincer sa batterie au lithium intérieure et de ne pas l'exposer au feu.
8. NE PAS l'utiliser si la batterie a été immergée dans de l'eau.
9. NE PAS l'utiliser dans des environnements à hautes températures ou humides. Évitez l'exposition directe au soleil.
10. Consultez votre médecin si vous avez une peau sensible, une dermatite allergique ou des matériaux biologiques orthopédiques.
11. Retirez les lentilles de contact, les épingles à cheveux et les accessoires pour cheveux avant d'utiliser le produit.
12. Démarrez le masseur oculaire après l'avoir mis en place afin d'éviter d'endommager l'airbag en raison d'une pression excessive.
13. Utilisez uniquement le chargeur (5V/1A, non fourni) pour recharger le masseur oculaire.
14. Vous devez fermer les yeux pendant le massage.
15. N'UTILISEZ PAS d'objets tranchants pour rayer ce produit.

Structure du Produit



Accessoire



EN
DE
FR
IT
ES
JP

Paramètres Techniques

Nom du Produit: Masseur Oculaire

Modèle: RF-EM001

Entrée: 5V=1A

Tension nominale: 3.7V

Puissance nominale: 5W

Couleur: Blanc / Noir

Dans le Paquet

1 x RENPHO Masseur Oculaire

1 x Câble USB

1 x Manuel de l'Utilisation

1 x Carte de Garantie

Porter l'Appareil

Alignez la couverture en tissu sur vos yeux, mettez l'appareil, ajustez la bande élastique, ajustez l'appareil à la position la plus confortable. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes pour allumer le masser oculaire.



Attention

Retirez les lunettes, les lentilles de contact, les épingles à cheveux et les accessoires pour cheveux avant utilisation pour éviter tout inconfort. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Pendant le Fonctionnement

Réglage par défaut: Compression d'air + Chauffage + Musique

Minuterie par défaut: 15 Minutes

Appuyez sur le Bouton d'Alimentation pour Changer de Mode:


Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer / éteindre le masser oculaire. Appuyez doucement sur le bouton d'alimentation pour changer de mode. Audio Voice confirmera le changement de mode.



Charge

EN
DE
FR
IT
ES
JP

1. Utilisez le chargeur portable 5V (non inclus) pour charger votre masqueur oculaire.
2. Branchez le câble USB dans la prise du chargeur du téléphone.
3. Insérez doucement la fiche micro USB dans la prise de l'appareil, en vous assurant que le micro USB est inséré dans le bon sens.
4. Branchez le chargeur sur une source d'alimentation.
5. Pendant le chargement, le voyant LED sera rouge. Lorsque le chargement est terminé, le voyant passe au vert. L'appareil ne fonctionnera pas pendant le chargement.
6. Le temps de charge est de 2-3 heures. Débranchez l'adaptateur secteur une fois le chargement terminé.



Remarque: l'adaptateur n'est pas inclus.

Réglage du Volume

Appuyez court sur "🎵" pour contrôler le volume, et le volume augmentera / diminuera en continu. Le changement de volume est Aucun volume-volume 1-volume 2 -volumes 3-volumes 4-volumes 5 (max) - Aucun volume.

Mode sans fil/BT

Maintenez le bouton "🔊" enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode de couplage Mode sans fil/BT. Entrez les paramètres Mode sans fil/BT sur le téléphone ou la tablette, et sélectionnez «masseur oculaire» pour connecter.

Pour quitter le mode de couplage Mode sans fil/BT, maintenez le bouton "🔊" enfoncé jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter.

FAQ et Dépannage

Problème	Causes possibles	Actions
L'appareil émet des sons mécaniques ou aériens.	Son normal du gonflage de la pompe à air, du fonctionnement du moteur ou de la pression atmosphérique	Pas besoin de faire quoi que ce soit
L'appareil s'éteint automatiquement. L'appareil ne s'allume pas. Les boutons ne répondent pas. La pression atmosphérique est faible.	1. la batterie est faible 2. La minuterie de 15 minutes.	1. charger l'appareil 2. Rallumez le masseur.

S'il y a d'autres problèmes, éteignez l'appareil et contactez-nous à support-eu@renpho.com.

Si vous tentez de démonter ou de réparer le produit vous-même, RENPHO ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures qui pourraient en résulter.

Nettoyage et Entretien



Veillez couper l'alimentation lors du nettoyage, n'utilisez pas de détergents corrosifs tels que le benzène ou des diluants pour nettoyer le produit. Attention: N'exposez pas l'appareil au soleil ou à la température élevée excessif.

EN
DE
FR
IT
ES
JP

Garantie

Ce produit est livré avec une garantie d'Deux ans à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée pour l'une des raisons suivantes:
Endommagé par une utilisation ou un stockage inadéquat.
Endommagé en essayant de réparer ou de démonter l'appareil.
La garantie a expiré.

Avertissement :



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

EN
DE
FR
IT
ES
JP

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING



Modello: RF-EM001

Massaggiatore Oculare
Manuale Utente

Attenzione

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti . I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Assicurarsi di leggere e comprendere tutto il contenuto di questo manuale e utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.

1. NON utilizzare in caso di intervento agli occhi o malattie agli occhi come glaucoma, cataratta e amotio retinae.
2. NON pulire il prodotto con acqua; pulirlo con cotone imbevuto di alcool.
3. Questo prodotto ha una superficie calda; le persone sensibili al calore dovrebbero prestare particolare attenzione quando si utilizza questo prodotto.
4. I minori, i disabili e gli anziani devono utilizzare questo prodotto solamente se adeguatamente supervisionati.
5. Il prodotto è destinato ad un utilizzo personale; non è destinato a sostituire assistenza medica e dispositivi medici.
6. NON utilizzare in caso di gonfiore nella zona intorno agli occhi.
7. NON smontare il prodotto, NON urtare o schiacciare la batteria al litio al suo interno o esporla alle fiamme;
8. NON utilizzare se la batteria è stata immersa in acqua
9. NON utilizzare a temperature elevate o ambienti umidi. Evitare l'esposizione diretta al sole.
10. Consultare il proprio medico se si soffre di pelle sensibile, dermatite allergica o materiali organici ortopedici.
11. Rimuovere le lenti a contatto, le forcine e gli accessori per capelli prima dell'uso.
12. Avviare il massaggiatore per occhi dopo averlo indossato per evitare danni Ai cuscinetti a causa di sovrappressione.
13. Utilizzare solamente un caricabatterie (5V/1A, non incluso) per ricaricare il massaggiatore oculare.
14. Durante il massaggio si devono tenere gli occhi chiusi.
15. NON utilizzare oggetti appuntiti per graffiare questo prodotto

EN

DE

FR

IT

ES

JP

Struttura del prodotto

EN

DE

FR

IT

ES

JP

Pressione Lunga: Modalità Wireless/BT On / Off

Pressione Breve: Cambia Modalità


Pressione Lunga: Accensione ON/OFF

Indicatore LED

Pressione Lunga: Prossima Traccia

Pressione Breve: Controllo Volume

Ricarica




Accessori

Presca USB

Cavo USB

Spina micro USB



Parametri tecnici

Nome del prodotto: Massaggiatore per Occhi

Modello: RF-EM001

Ingresso: 5V $\overline{\text{DC}}$ 1A

Tensione nominale: 3.7V

Potenza nominale: 5W

Colore: Bianco / Nero

Cosa è incluso

1 x RENPHO Massaggiatore per Occhi

1 x Cavo USB

1 x Manuale Utente

1 x Scheda di Garanzia

Indossare il dispositivo

Allineare la copertura in tessuto agli occhi, indossare il dispositivo, regolare l'elastico e regolare il dispositivo nella posizione più comoda. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per accendere il massaggiatore oculare



Attention

Rimuovere eventuali occhiali, lenti a contatto, forcine e Accessori per capelli prima dell'utilizzo per evitare disagi. Non utilizzare il dispositivo se si hanno le mani bagnate.

Durante il funzionamento

Impostazione predefinita: Pressione dell'aria + Calore + Musica

Timer predefinito: 15 Minuti

Premere il pulsante di accensione per cambiare modalità:


Tenere premuto il pulsante di accensione 3-5 secondi per accendere/spegnere il massaggiatore oculare. Premere delicatamente pulsante di accensione per cambiare modalità. La voce audio confermerà il cambio di modalità.



Ricarica

EN
DE
FR
IT
ES
JP

1. Utilizzare un caricabatterie per telefonini da 5V (non incluso) per ricaricare il massaggiatore oculare.
2. Inserire il cavo USB nella presa del caricatore per telefonini.
3. Inserire delicatamente la spina micro USB nella presa del dispositivo, accertandosi che la micro USB sia inserita nella giusta direzione.
4. Collegare il caricabatterie all'alimentazione.
5. Durante la ricarica, verrà visualizzato l'indicatore LED rosso. Al termine della ricarica, il LED diventerà verde. Il dispositivo non funzionerà mentre la ricarica è in corso.
6. La durata della carica sarà di 2-3 ore. Scollegare l'adattatore di alimentazione al termine della ricarica.



Nota: l'adattatore non è incluso.

Regolazione del volume

Premere a breve il tasto "🎵" per controllare il volume e il volume verrà attivato/disattivato continuamente. La variazione del volume è Nessun volume-volume 1-volume 2-volumi 3-volumi 4-volumi 5(max)-Nessun volume.

Modalità Wireless/BT

Tenere premuto il pulsante "📶" per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione Modalità Wireless/BT, sul telefono o sul tablet, immettere le impostazioni Modalità Wireless/BT e selezionare "massaggiatore occhi" per connettersi.

Per uscire dalla modalità di associazione Modalità Wireless/BT, tenere premuto il pulsante "📶" fino a quando l'indicatore LED non smetterà di lampeggiare.

FAQ e risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Azioni
Il dispositivo emette un suono meccanico o di aria.	Suono normale di gonfiaggio della pompa dell'aria, funzionamento del motore o pressione dell'aria	Non c'è bisogno di fare nulla
Il dispositivo si spegne automaticamente. Il dispositivo non si accende. I pulsanti non rispondono. La pressione dell'aria è debole.	<ol style="list-style-type: none">1. La batteria è scarica2. Il timer da 15 minuti	<ol style="list-style-type: none">1. Ricaricare il dispositivo2. Riaccendi il massaggiatore.

In caso di altri problemi, spegni il dispositivo e contattaci all'indirizzo support-eu@renpho.com.

RENPHO non è responsabile per eventuali danni o lesioni che si possono verificare se si tenta di smontare o riparare il prodotto da soli.

Pulizia e manutenzione

EN
DE
FR
IT
ES
JP



Si prega di spegnere il dispositivo durante la pulizia, non utilizzare agenti corrosivi detergenti come benzene o diluenti per pulire il prodotto. **Attenzione:** non esporre il dispositivo al sole eccessivo o alle alte temperature.

Garanzia

Questo prodotto viene fornito di una garanzia di Due anni anno dalla data di acquisto.

La garanzia verrà annullata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

Danneggiato a causa di un utilizzo o una conservazione impropri.

Danneggiato dal tentativo di riparare o smontare il dispositivo.

Periodo di garanzia superato.

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING

EN
DE
FR
IT
ES
JP



Modelo: RF-EM001

Masajeador eléctrico
Manual del usuario

Atención

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros involucrados.


Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Por favor, lea todo el contenido de este manual y opere el producto de acuerdo con las instrucciones.

1. NO lo use si se ha sometido a una operación ocular o si tiene alguna enfermedad ocular como glaucoma, cataratas y amotio retinae.
2. NO limpie el producto con agua; límpielo con algodón empapado en alcohol.
3. Este producto tiene una superficie caliente; las personas sensibles al calor deben tener especial cuidado al usarlo.
4. Los menores, las personas discapacitadas y las personas de edad avanzada sólo deben utilizar este producto si están debidamente supervisados.
5. El producto está destinado al uso personal; no pretende sustituir a la atención médica ni a los productos sanitarios.
6. NO lo use si tiene alguna hinchazón en el área de los ojos.
7. NO desmonte el producto, NO golpee ni apriete su batería interior de litio ni la esponja al fuego;
8. NO utilizar si la batería ha sido sumergida en agua.
9. NO lo use en altas temperaturas o ambientes húmedos. Evite la exposición directa al sol.
10. Consulte a su médico si tiene piel sensible, dermatitis alérgica o materiales biológicos ortopédicos.
11. Qúitese los lentes de contacto, horquillas y accesorios para el cabello antes de usarlos.
12. Ponga en marcha el masajeador ocular después de ponérselo para evitar que se dañe la bolsa de aire debido a la sobrepresión.
13. Utilice únicamente el cargador (5V 1A, no incluido) para recargar el masajeador ocular.
14. Debe tener los ojos cerrados mientras realiza el masaje.
15. NO use objetos afilados para rascar este producto.

Estructura de producto



EN
DE
FR
IT
ES
JP

Parámetros técnicos

Nombre del producto: Masajeador de ojos
Modelo: RF-EM001
Entrada: 5V $\overline{=}$ 1A
Tensión nominal: 3.7V
Potencia nominal: 5W
Color: Blanco / Negro

Qué está incluido

1 x Masajeador de ojos RENPHO
1 x Cable USB
1 x Manual del usuario
1 x Tarjeta de garantía

Llevar puesto el aparato

Alinee la funda de tela con sus ojos, colóquela en el dispositivo, ajuste la banda elástica, ajuste el dispositivo a la posición más cómoda. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3-5 segundos para encender el masajeador ocular.



Quítese los anteojos, lentes de contacto, horquillas y accesorios para el cabello antes de usarlos para evitar molestias. No utilice el aparato con las manos mojadas.


Durante la operación

Ajuste por defecto: Presión de aire + Calor + música

Temporizador predeterminado: 15 Minutos

Presione el botón de encendido para cambiar el modo:


Mantenga presionado el botón de encendido de 3 a 5 segundos para encender y apagar el masajeador ocular. Presione suavemente el botón de encendido para cambiar los modos. La voz de audio confirmará el cambio de modo.



Carga

EN
DE
FR
IT
ES
JP

1. Utilice el cargador móvil de 5V (no incluido) para cargar su masajeador ocular.
2. Inserte el cable USB en el enchufe del cargador móvil.
3. Inserte suavemente el enchufe micro USB en el enchufe del dispositivo, asegurándose de que el micro USB esté insertado en la dirección correcta.
4. Enchufe el cargador a la corriente.
5. Durante la carga, se mostrará el indicador LED rojo. Cuando termine de cargar, el LED se iluminará de color verde. El dispositivo no funcionará mientras se esté cargando.
6. La duración de la carga será de 2 a 3 horas. Desconecte el adaptador de corriente después de completar la carga.



Nota: el adaptador no está incluido.

Ajuste del volumen

Pulsación corta "🔊" para controlar el volumen, y el volumen subirá/bajará continuamente. El cambio de volumen es Sin volumen-volumen 1-volumen 2-volumen 3-volumen 4-volumen 5 (máx)-Sin volumen.

Modo Inalámbrico/BT

Mantenga pulsado el botón "🔊" durante 3 segundos para entrar en el modo de sincronización Modo Inalámbrico/BT, en su teléfono o tableta introduzca la configuración de Modo Inalámbrico/BT y seleccione "masajeador ocular" para conectarse.

Para salir del modo de emparejamiento Modo Inalámbrico/BT, mantenga pulsado el botón "🔊" hasta que el indicador LED deje de parpadear.

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

Problema	Posibles causas	Acciones
Hay un sonido mecánico o de aire que proviene del dispositivo.	Sonido normal de inflado de la bomba de aire, funcionamiento del motor o presión de aire.	No hay necesidad de hacer nada
El dispositivo se apaga automáticamente, no se enciende, los botones no responden y la presión del aire es débil.	1. La batería está baja 2. El temporizador de 15 minutos	1. Cargar el dispositivo 2. Encienda el masajeador de nuevo

Si hay otros problemas, apague el dispositivo y póngase en contacto con nosotros en support-eu@renpho.com

RENPHO no se hace responsable de los daños o lesiones que se produzcan si usted mismo intenta desmontar o reparar el producto.

Limpieza y mantenimiento



Por favor, desconecte la corriente cuando limpie, no utilice detergentes corrosivos como benceno o diluyentes para limpiar el producto. Atención: No exponga el aparato a un sol excesivo o a una temperatura elevada.

EN
DE
FR
IT
ES
JP

Garantía

Este producto viene con dos años de garantía a partir de la fecha de compra.

La garantía será anulada debido a cualquiera de lo siguiente:

Dañado debido al uso o almacenamiento inadecuado.

Dañado al intentar reparar o desarmar el dispositivo.

Período de garantía excedido.

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING



モデル: RF-EM001

目もとエステ
取扱説明書

ご注意

この製品の安全使用にあたり、保護者の監督また指導を受けた以上、8歳以上の児童、体力または精神能力が減退した方にもご使用いただけます。

子供独りで本製品を使用しないでください。


製品の清掃とお手入れは子供にさせないでください。

製品を使用する前に取扱説明書の内容をよく読み、使用方法に従ってお使いください。

1. 眼科疾患がある人は使用しないでください。
2. 掃除する際は水洗いしないでください。布とかでアルコールと共に拭いて清潔にしてください。
3. 本製品は温感機能があるため、熱さに鈍感な方は注意してください。
4. 未成年、障害者及び年寄りの方は、保護者がいる時に利用してください。
5. 本製品は家庭用美容器です。医療目的に製造されておりません。
6. 内蔵リチウム電池のため、高温の環境に置かないでください。分解したり、強い衝撃を与えたり、火の中に入れてはしないでください。もし電池が膨らんで変形した場合は本機の使用を停止してください。
7. 電池が浸水した場合は使用しないでください。
8. 敏感肌、アトピー性皮膚炎、美容整形器具（プロテーゼ、シリコン等）を装着されているの方は医師の指導に従ってご使用してください。
9. 使用する前に、コンタクトレンズやヘアアクセサリーなどは取り外してください。
10. エアバッグの損傷を防ぐために、本体を装着してから電源を入れてください。
11. 目を閉じて本製品を使用してください。
12. 鋭いもので本機を傷つけたり、刺したりしないでください。


使用直前の説明

1. 充電は5V 1Aの充電器を使用してください。
2. 本製品には充電指示ランプが付属しております。充電中は赤く点灯し、充電完了したら緑になります。
3. 安全使用のため、充電中では一切機能しない仕様に設定されています。
4. 完全に充電されるまで約2時間半かかります。充電完了したら、電源アダプターを外してください。




注：アダプターは含まれていない

製品紹介



付属品



商品特徴

5つのモード

音声ガイド

タッチコントロール

Bluetooth接続

充電指示ランプ

180° 折畳可能

使用方法

革カバーを目に合わせて本製品を装着してください。好みに合わせゴムバンドを一番快適な位置までにご調整してください。電源ボタンを3～5秒長押しすると、本製品が電源オンになり目元エステを始めます。



ご注意

ご使用する前に、不快適を避けるようメガネやコンタクトレンズ、ヘアアクセサリなどのを外してください。また、手が濡れた際は本製品を使用しないでください。


作動中

デフォルト：リラククスモード


各モードの動作時間：タイマー機能あり


電源ボタンでモードを切り替える：

ご注意：電源ボタンを3～5秒長押しすると本製品をオン/オフにします。電源ボタンをタップするとモードを切り替えます。モードが切り替えた際には音声ガイドがモード名をお伝えします。



Buletooth接続

「」ボタンを指示ランプが点滅するまで押したら、本製品のBluetooth機能がオンになります。携帯、タブレットなどの設定画面から「eye massager」をタップすると接続できます。接続後、携帯端末などにある音楽を楽しめます。

「」ボタンを指示ランプが点灯するまで押したら、本製品のBluetooth機能がオフになります。

良くある問題と対応方法

番号	問題	可能的原因	処理方法
1	機械またはエアーの音がする	作業中のエアーポンプの膨張、モーターの回転、エアーバルブの収縮、革カバーの摩擦などで正常な音です。	処理必要なし
2	起動後に自動的にオフになる	1. バッテリー残量が少なくなっています。 2. タイマー機能で目元エステが終了しています。	1. 本製品を充電して下さい。 2. 本製品を再起動してください。
3	起動できない		
4	ボタンが機能しない		
5	エアー強度が弱い		

上記を確認した上で、まだエラーかトラブルが発生している場合は、電源を切り、support@renpho.com までご連絡ください。本製品を自ら分解や修理など行わないでください。許可なく分解した場合、いかなる損害または怪我には責任取れかねますので予めご了承ください。

お手入れと保管



お手入れの際には必ず電源を切ってください。

ベンジンやシンナーなどの腐食性の洗剤を使用しないでください。機器の色褪せ、本体の腐食とひび割れの原因になります。色褪せを防ぐため、日の当たる場所や高温の所に置かないでください。

アフタサービスと保証

弊社はこの商品が購入日から1年間の保証を提供いたします。

以下の場合には無料保証の対象外となります：

お客様の不適切な使用または保管による損傷が出る場合。

弊社で承認されていない修理屋で修理を行った場合。

保証期間を超えた場合。

EN

DE

FR

IT

ES

仕様

JP

商品名：目もとエステ

モデル：RF-EM001

入力：5V 1A

定格電力：3.7V

カラー：ブラック/ホワイト

商品内容：RENPHO目もとエステ*1

USBケーブル*1

取扱説明書*1

保証カード*1

Declaration of Conformity

We (EU Representative is responsible for this declaration)

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
(Company name)

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: RENPHO

Equipment: EYE MASSAGER


Model No. : RF-EM001

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to EMC Directive(2014/30/EU) &RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
IEC 62321 Series

Full Name: LION LIAO

Position: Approbation Specialist

Signature: 

Date: May.10.2019

Konformitätserklärung

Wir(DE Der Vertreter ist für diese Erklärung verantwortlich)

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
(Firmenname)

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main,Germany
(Firmenadresse)

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung für das Produkt

Markenname: RENPHO

Produkt: Augenmassagegerät


Modellnummer. : RF-EM001

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt und mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet wird, gemäß der Bestimmung der Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten EMC-Richtlinie (2014/30/EU) & RoHS (2011/65/EU) betreffend:

EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
IEC 62321 Series

Name: LION LIAO

Positionen: Approbation Specialist

Unterschrift: 

Datum: May.10.2019

Declaration of Conformity

We (UK Representative is responsible for this declaration)

Richers & Vision Ltd.

(Company name)

Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: RENPHO

Equipment: EYE MASSAGER

Model No. : RF-EM001

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to EMC Directive(2014/30/EU) &RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

IEC 62321 Series

Full Name: Tess Zhao

Position: Approbation Specialist

Signature: 

Date: May.10.2019

FCC

FCC ID: 2APXU-RF-EM001

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and US Electronic Code of Federal Regulations 47 CFR FCC Part 15; Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC ID: 26173-RF-EM001

Made in China



Facebook



Instagram



Facebook Group



RENPHO Website

TEL: +44(0)7434-666088(UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

TEL: +1(844) 417-0149 (US ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

TEL: 090-4107-6697 (JP ONLY)
月曜日-金曜日 10:00AM-19:00PM

E-mail: support@renpho.com(US)
support-eu@renpho.com(UK&EU)
support-jp@renpho.com(JP)

Web: www.renpho.com

Shenzhen Runfeng Digital Technology Co., LTD
Chuanghui Building, Intersection of Banxuegang
Boulevard and Yongxiang Road, Bantian Subdistrict,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

JOICOM CORPORATION
5984 Archibald Ave. Building 1, Suite 1, Eastvale, CA 92880

Richers & Vision Ltd.
Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon,
Hampshire, GU35 0JE, U.K.

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

