

RENPHO User Manual

Leg Massager with Heat



Model: RP-ALM079H

CONTENTS

• ENGLISH 01~08

• DEUTSCH 09~16

• FRANÇAIS 17~24

• ITALIANO 25~32

• ESPAÑOL 33~40

• NEDERLANDS 41~48

Thanks for purchasing the RENPHO Leg Massager with Heat. This massager is designed to massage the entire leg including your feet, calves and thighs to relax your muscle. To ensure safety and avoid any accidental damage or injury, please read this manual carefully and use the product only as indicated. Non-compliance may cause serious injuries, death and/or severe property damage.

Important Safety Instructions

When using the appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children should not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
4. This appliance should not be used for any medical purposes. It is designed for household use only.

DANGER - To reduce the risk of electric shock and fire:

1. Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
2. Ensure that the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the adapter.
3. Do not leave the appliance unattended when it is working.
4. Always unplug the power adapter from the electrical outlet after each use.
5. Do not plug or unplug the power adapter or air hose with wet hands.
6. Keep the cord and appliance away from heated surfaces.
7. The appliance has a heating function. Persons insensitive/sensitive to heat should turn off the temperature while using.

WARNING -To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, please follow the instructions below:

1. If you fall into any of the following user groups, please consult a doctor before use:
 - Pregnant or lying-in women
 - Children
 - Elderly (over 65 years old)
 - Persons with skin infections, sensitivity, redness, wound, and/or burns on the skin
 - Persons using a pacemaker or other implantable medical device
 - Persons with heart disease, malignant tumors, or other serious health conditions
 - Persons receiving medical treatment or feel discomfort during massages
 - Persons suffering from osteoporosis, diabetes, or thrombosis
 - Persons with high or abnormal blood pressure
 - Persons suffering from a sensory impairment that reduces the feeling of pain or heat (e.g. metabolic disorder)

- Persons suffering from fever over 100.4
- 2. Stop using if you feel abnormal or unwell after use and consult a doctor.
- 3. **DO NOT** use spare parts that are not approved by RENPHO.
- 4. Non-professional repair personnel should not dismantle or replace the appliance without manufacturer permission.
- 5. **DO NOT** use the appliance if wrap surfaces or the power cord are damaged.
- 6. **DO NOT** use or store the appliance in a place with humidity such as a bathroom or places with high temperature.
- 7. **DO NOT** carry the appliance by the power cord or handheld controller.
- 8. **DO NOT** use while sleeping, operating machinery, or after alcohol consumption.
- 9. **DO NOT** stand or walk while using the appliance.
- 10. **DO NOT** expose the handheld controller, the wraps, or the power adapter to water as this may result in malfunction or electric shock.
- 11. **DO NOT** scratch, excessively bend, pull, or twist the wire of the power adapter.
- 12. **DO NOT** place heavy objects on or insert any foreign objects into the slit (this may cause fire and electric shock).
- 13. **DO NOT** use the sharp tools to scratch or puncture the wraps, as this may cause the appliance to an air leak.
- 14. **DO NOT** use wraps directly on swollen, inflamed areas, sensitive skin, or skin eruptions.
- 15. **DO NOT** use the appliance for more than 20 minutes at a time. Extensive use could lead to the appliance's excessive heating and shorter lifespan.
- 16. **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 17. **DO NOT** use the appliance on pets or animals.
- 18. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- 19. Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use it on insensative skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the RENPHO Leg Massager with Heat

1. Package Contents

- 1 x Left Thigh Wrap
- 1 x Right Thigh Wrap
- 1 x Left Calf & Foot Wrap
- 1 x Right Calf & Foot Wrap
- 1 x Handheld Controller
- 1 x Power Adapter
- 1 x User Manual
- 1 x Storage Bag

2. Product introduction



3. Specifications

Product Name: Leg Massager with Heat

Model: RP-ALM079H

Product: Input: 12V \equiv 2A

Rated Power: 24W

Adapter: Input: 100-240VAC 50/60Hz

Output: 12V \equiv 2A

Auto-off Timer: 20 minutes

Using the Leg Massager with Heat

1. Before Use

1.1 When wearing the wraps, please make sure that you wear the corresponding wrap on the appropriate leg: Left and Right



"L" for left leg



"R" for right leg

1.2 Find the mark on the thigh wraps, you can see which side is up.



1.3 When you need to use the thigh wrap, make sure the thigh and calf wraps are connected by the air hose. The air hose should be attached securely. Refer to the image below.

1.4 Make sure that the hose has been attached securely by aiming at the snap-fit joint to the controller as shown below.

1.5 If you feel the massage is a bit too powerful or prefer it to be less intense, please follow these recommendations:

- Choose the lowest intensity
- Loosen the velcro-strap of the corresponding part.
- It is recommended to leave enough room for 4 fingers to fit in between the massager and calf. Please refer to the image below.



1.3










1.4



1.5

2.Operation Instruction



1. "  " Press to turn ON/OFF the massager. The default mode is combine mode 1 with intensity 2 and high heat level (Solid green indicator lights on).
2. "  " Press this button to choose low heat (L), high heat (H) or no heat. Heating area: calves and feet.
3. "  " Press this button to select the following modes:
 - C1: Massage your feet,calves, and thighs.
 - C2: Massage your feet and calves together. The air hose of thigh wraps can be disconnected in this mode.
 - C3: Cyclically massage your feet, calves, and thighs.
It will be turned off when you press this button again.
4. "  " Press to separately massage your thighs, calves, and feet.
 - T: Massage thighs only
 - C: Massage calves only
 - F: Massage feet only
 - It will be turned off when you press this button again.
5. "  " Press to increase the air intensity level.
"  " Press to decrease the air intensity level.
There are 4 intensity levels to choose from. The intensity button will not work if you turn off the combine mode or the separate mode.

Note:

- 1) The massager will auto shut-off every 20 minutes. Press the power button again to continue using the massager.
- 2) The massager is programmed with a memory function and will automatically operate on the last mode, heat, and intensity setting when powering on. When you switch the mode, the heat and intensity level will not change. The memory function will not work if you cut off the power of the product.
- 3) The thigh wraps can be detached. Do not select Combine mode 1, mode 3, or T mode of the separate when thigh wraps are detached.
- 4) The massager will enter standby mode with green power indicator flashes if you turn off the heat and mode simultaneously and not operate the controller for 10 seconds.

Safety & Maintenance

1. Cleaning Method



- **Do not** machine wash. Do not immerse in any liquid to clean. Do not clean it with abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass polish, or paint thinner. It is recommended to wipe down the massager with a soft, slightly dampened cloth instead.

2. Packing Method

Please avoid folding the connection hose when packing; otherwise this may cause inflation failure.

Troubleshooting

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| The product does not work | The power is not connected or the plug is loose. Using different specification of adapter (The power indicator light doesn't work) | Plug in the power cord correctly Use the adapter provided in the package only |
| | The power switch is not on or auto shut-off timer turns it off (The power indicator flashes green) | Turn on the power switch |
| Feel too powerful, uncomfortable, or tight when massaging | Wraps are too tight | <ol style="list-style-type: none"> 1. Choose the lowest intensity 2. Loosen the Velcro straps of the corresponding part 3. Press the power button to turn off 4. Disconnect the air hose from controller, the airbag will quickly deflate |
| | Intensity is set too high | |
| No heat suddenly | Over temperature protection due to long time use | Reboot the massager after it cools down |
| The controller gets hot | The product has likely been in use for too long | It is recommended to use this massager for only 20-30 minutes per session to avoid OVER USAGE. After turning off, allow the massager to cool down before using again |
| The massage intensity of each leg feels different when using simultaneously | When wearing the massager, the gap you leave when tightening the velcro straps may be different for each leg | Try leaving the same gap when tightening the massager. |
| There is an air leakage | The air hoses have not been installed properly | Please carefully reinstall the air hose by ensuring the hose is securely attached. |

If these solutions cannot solve your problem or you encounter any other issues. Please feel free to contact: support-eu@renpho.com

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank, dass Sie sich für das RENPHO Beinmassagegerät mit Luftkompression entschieden haben. Dieses Produkt wurde für Massage an Oberschenkel, Waden bis hin zu den Füßen konzipiert und hilft Ihnen, Verspannungen und Muskelschmerzen in diesen Bereichen zu lindern. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und achten Sie auf die Sicherheitshinweise, um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen sowie schweren Sachschäden führen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bei der Verwendung des Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
4. Dieses Gerät darf nicht für medizinische Zwecke verwendet werden. Es ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

GEFAHR – Um das Risiko von Stromschlägen und Bränden zu verringern:

1. Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät.
2. Stellen Sie sicher, dass die elektrische Spannung und Frequenz des Stromkreises den Angaben auf dem Adapter entsprechen.
3. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
4. Ziehen Sie das Netzteil nach jedem Gebrauch immer aus der Steckdose.
5. Stecken Sie das Netzteil oder den Luftschlauch nicht mit nassen Händen ein oder aus.
6. Halten Sie das Kabel und das Gerät von heißen Oberflächen fern.
7. Das Gerät verfügt über eine Heizfunktion. Hitzeunempfindliche/hitzeempfindliche Personen sollten die Temperatur während des Gebrauchs ausschalten.

WARNUNG – Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Falls Sie zu einer der folgenden Anwendergruppen gehören, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt:
 - Schwangere Frauen oder Frauen nach der Entbindung
 - Kinder
 - Ältere (über 65 Jahre)
 - Personen mit Hautinfektionen, Empfindlichkeiten, Rötung, Wunden und/oder Verbrennungen auf der Haut

- Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantierbares medizinisches Gerät verwenden
 - Personen mit Herzerkrankungen, bösartigen Tumoren oder anderen schwerwiegenden Gesundheitszuständen
 - Personen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder sich bei Massagen unwohl fühlen
 - Personen mit Osteoporose, Diabetes oder Thrombose
 - Personen mit hohem oder anormalem Blutdruck
 - Personen, die an einer Sinnesstörung leiden, die das Schmerz- oder Hitzegefühl mindert (z. B. Stoffwechselstörung)
 - Personen mit Fieber über 100,4 °F (38 °C)
2. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sich nach der Anwendung abnormal oder unwohl fühlen und konsultieren Sie einen Arzt.
 3. **KEINE** Ersatzteile verwenden, die nicht von RENPHO freigegeben sind.
 4. Nicht professionelles Reparaturpersonal sollte das Gerät ohne Genehmigung des Herstellers nicht demontieren oder ersetzen.
 5. **Verwenden** Sie das Gerät NICHT, wenn die Wickelflächen oder das Netzkabel beschädigt sind.
 6. **Verwenden** oder lagern Sie das Gerät NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit wie einem Badezimmer oder an Orten mit hohen Temperaturen.
 7. Tragen Sie das Gerät **NICHT** am Netzkabel oder Handheld-Controller.
 8. **NICHT** im Schlaf, beim Bedienen von Maschinen oder nach Alkoholkonsum verwenden.
 9. Stehen oder gehen Sie **NICHT**, während Sie das Gerät benutzen.
 10. Setzen Sie den Handheld-Controller, die Hüllen oder das Netzteil **NICHT** Wasser aus, da dies zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann.
 11. **Das Kabel** des Netzteils NICHT zerkratzen, übermäßig biegen, ziehen oder verdrehen.
 12. Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Schlitz und stecken Sie keine Fremdkörper in den Schlitz (dies kann zu Feuer und Stromschlag führen).
 13. **Verwenden** Sie KEINE scharfen Werkzeuge, um die Hüllen zu zerkratzen oder zu durchstechen, da dies dazu führen kann, dass das Gerät austritt.
 14. **Verwenden** Sie Wickel NICHT direkt auf geschwollenen, entzündeten Stellen, empfindlicher Haut oder Hautausschlägen.
 15. **Verwenden** Sie das Gerät NICHT länger als 20 Minuten am Stück. Übermäßiger Gebrauch kann zu einer übermäßigen Erwärmung des Geräts und einer kürzeren Lebensdauer führen.
 16. **NICHT** unter einer Decke oder einem Kissen arbeiten. Eine übermäßige Erwärmung kann auftreten und Feuer, Stromschläge oder Verletzungen von Personen verursachen.
 17. **Verwenden** Sie das Gerät NICHT bei Haustieren oder Tieren.
 18. Verwenden Sie beheizte Oberflächen vorsichtig. Kann schwere Verbrennungen verursachen. Die unbeaufsichtigte Verwendung von Wärme durch Kinder oder handlungsunfähigen Personen kann gefährlich sein.
 19. Unabhängig von der Einstellung des Reglers können Temperaturen auftreten, die hoch genug sind, um Verbrennungen zu verursachen. Nicht anwenden bei Säuglingen oder Kranken, schlafenden oder bewusstlosen Personen. Verwenden Sie es nicht bei unempfindlich Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung. Kontrollieren Sie häufig die Haut, die mit dem beheizten Bereich des Geräts in Kontakt kommt, um das Risiko von Blasenbildung zu verringern.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Über Den Renpho Beinmassager Mit Wärme

1. Lieferumfang

1x Wickel für den linken Oberschenkel
1x Wickel für den rechten Oberschenkel
1x Wickel für linke Wade & Fuß
1x Wickel für rechte Wade & Fuß
1 x Handheld-Steuergerät

1x Netzteil
1x Bedienungsanleitung
1x Aufbewahrungsbeutel

2. Produkteinführung



3. Produktspezifikationen

Produktname: Beheiztes Bein-Massagegerät
Modell: RP-ALM079H
Produkt: Eingang: 12V \equiv 2A
Nennleistung: 24 W

Adapter: Eingang: 100-240VAC 50/60Hz
Ausgang: 12V \equiv 2A
Automatische Abschaltung: 20 Minuten

Mit Dem Beinmassager Mit Wärme

1. Vor der Nutzung

1.1 Stellen Sie sicher, dass sie den korrekten Wickel für jedes Bein verwendet haben: Links und Rechts



"L" für das linke Bein



"R" für das rechte Bein

1.2 An der Markierung der Oberschenkelwickel erkennen Sie, welche Seite nach oben gehört.



1.3 Wenn Sie den Oberschenkelwickel nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Oberschenkel- und Wadenwickel durch den Luftschlauch verbunden sind. Der Luftschlauch muss sicher verbunden sein. Prüfen Sie bitte dazu das untenstehende Bild.

1.4 Stellen Sie bitte sicher, dass der Schlauch fest verbunden wird, indem Sie den Regler wie unten gezeigt mit dem Schnappverschluss verbinden.

1.5 Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Massage zu stark ist oder Sie eine weniger intensive Massage bevorzugen, befolgen Sie bitte die folgenden Empfehlungen:


- Wählen Sie die niedrigste Intensität
- Lockern Sie den Klettverschluss des entsprechenden Teils
- Es wird empfohlen, mindestens vier Finger Platz zwischen dem Massagegerät und der Wade zu lassen. Bitte prüfen Sie dazu das untenstehende Bild.




1.3



1.4



1.5



| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Heizregler | | Anzeigeleuchte Heizstufe |
| Taste Kombi-Massagemodus | | Anzeigeleuchte Kombi- Massagemodus |
| Taste Einzelmassagemodus | | Anzeigeleuchte Einzelmassagemodus |
| Intensität - | | Anzeigeleuchte Intensität |
| | | Intensität + |
| | | Ein-/Ausschaltknopf |

1. " " Drücken Sie diesen Button, um das Massagegerät EIN oder AUS zu schalten. Der Standardmodus ist die Kombi-Massage mit einer Intensität von 2 und einer hohen Heizstufe (Grüne Anzeigeleuchten leuchten dauerhaft).
2. " " Drücken Sie auf diesen Button für Niedrige Hitze (L), Hohe Hitze (H) oder keine Hitze. Beheizter Bereich: Waden und Füße.
3. " " Drücken Sie auf diesen Button, um einen der folgenden Modi auszuwählen:
 C1: Massage Ihrer Füße, Waden und Oberschenkel.
 C2: Massage Ihrer Füße und Waden. Der Luftschlauch der Oberschenkelwickel kann in diesem Modus entfernt werden.
 C3: Zyklische Massage Ihrer Füße, Waden und Oberschenkel.
 Wenn Sie den Button erneut drücken, wird der Modus ausgeschaltet
4. " " Button Separater Modus Drücken Sie diesen Button, um Ihre Oberschenkel, Waden und Füße separat zu massieren.
 T: Nur Oberschenkel massieren
 C: Nur Waden massieren
 F: Nur Füße massieren
 Wenn Sie den Button erneut drücken, wird der Modus ausgeschaltet.
5. " " Drücken Sie diesen Button, um die Luftintensität zu steigern.
 " " Drücken Sie diesen Button, um die Luftintensität zu verringern.
 Sie können aus vier Intensitätsstufen wählen. Der Intensitätsbutton funktioniert nicht, wenn Sie den Kombi-Modus oder Separaten Modus ausschalten.

Hinweise:

- 1) Das Massagegerät schaltet sich alle 20 Minuten automatisch ab. Drücken Sie erneut auf den Ein-/Ausschaltknopf, um das Massagegerät weiter zu verwenden.
- 2) Das Massagegerät ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet und kehrt bei einem Wiedereinschalten automatisch zum letzten Modus und der Heizstufe zurück. Wenn Sie den Modus wechseln, ändern sich Intensität und Heizstufe nicht. Die Memory-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie das Gerät von der Stromquelle entfernen.
- 3) Die Oberschenkelwickel können entfernt werden. Wählen Sie nicht die Kombi-Modi 1 und 3 oder den T-Modus der separaten Modi, wenn die Oberschenkelwickel nicht verbunden sind.
- 4) Das Massagegerät geht in den Standby-Modus und die grüne Anzeigeleuchte blinkt, wenn Sie die Heizstufe und den Modus gleichzeitig ausschalten und den Regler 10 Sekunden nicht nutzen.

Sicherheit Und Wartung

1. REINIGUNGSMETHODE



- **Nicht für** die Maschinenwäsche geeignet. Nicht zu Reinigungszwecken in Flüssigkeit tauchen. Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, Bürsten, Reinigungsbenzin, Kerosin, Glaspolitur oder Farbverdünner behandeln. Reinigen Sie das Massagegerät bitte ausschließlich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.

2. VERPACKUNGSMETHODE

Bitte vermeiden Sie das Falten des Anschlusschlauchs beim Verpacken; Andernfalls kann dies zu Einem Inflationsausfall führen.

Problembehandlung

| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG |
|------------------------------------|---|--|
| Das Produkt funktioniert nicht gut | 1. Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen oder der Stecker ist lose 2. Verwenden einer unterschiedlichen Spezifikation des Adapters (Die Leistungsanzeige funktioniert nicht) | 1. Schließen Sie das Netzkabel richtig an 2. Verwenden Sie nur den im Paket enthaltenen Adapter |
| | Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet oder der Auto-Abschalt-Timer schaltet ihn aus | Schalten Sie den Netzschalter ein |

| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG |
|---|---|--|
| Massage fühlt sich zu kraftvoll, unbequem oder eng an | Die Wickel sind zu eng | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie die niedrigste Intensität 2. Lösen Sie die Velcro Riemen des entsprechenden Teils 3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um sie auszuschalten 4. Trennen Sie den Luftschlauch vom Controller, der Airbag wird schnell |
| | Die Intensität ist zu hoch eingestellt | |
| Plötzlich keine Hitze | Übertemperaturschutz durch lange Nutzung | Warten Sie, bis es abkühlt |
| Der Handheld Controller fühlt sich heiß an | Das Produkt wird wahrscheinlich zu lange verwendet | Es wird empfohlen, diesen Massagegerät nur 20-30 Minuten pro Sitzung zu verwenden, um eine Übernutzung zu vermeiden. Nach dem Ausschalten lassen Sie den Massagegerät abkühlen, bevor Er |
| Die Massageintensität jedes Beins fühlt sich bei gleichzeitiger | Beim Tragen des Massagers kann die Lücke, die Sie beim Anziehen der Klettbander hinterlassen, für jedes Bein unterschiedlich sein | Versuchen Sie, die gleiche Lücke zu verlassen, wenn Sie den Massagegerät anziehen |
| Es gibt ein Luftleck | Die Luftschläuche wurden nicht ordnungsgemäß installiert | Bitte installieren Sie den Luftschlauch sorgfältig neu, indem Sie sicherstellen, dass der Anschluss Schlauch sicher befestigt ist |
| <p>Wenn diese Lösungen Ihr Problem nicht lösen können oder Sie auf andere Probleme stoßen. Bitte zögern Sie nicht, sich zu melden: support-eu@renpho.com</p> | | |

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.


Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Merci d'acheter RENPHO masseur de jambes de compression d'air. Ce masseur de jambes est conçu pour masser les pieds, les mollets et les cuisses. Il aide à soulager la douleur et la fatigue musculaires. Vous devriez l'utiliser avec soin. Pour assurer la sécurité et éviter de dommage, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect peut entraîner des blessures graves, voire la mort et / ou des dégâts matériels.

Instructions importantes de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez toujours prendre des précautions de base, notamment les suivantes :

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

1. Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou manquant d'expérience et de connaissances seulement s'ils sont surveillés ou qu'on leur a fourni des instructions concernant l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
3. Les opérations de réparation et de nettoyage ne doivent pas être effectuées par des enfants.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un quelconque but médical. Il est conçu pour une utilisation domestique uniquement.

DANGER – Pour réduire le risque d'électrisation et d'incendie :

1. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
2. Assurez-vous que la tension électrique et la fréquence du circuit correspondent à celles indiquées sur l'adaptateur.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
4. Débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise électrique après chaque utilisation.
5. Ne branchez et débranchez jamais le bloc d'alimentation ou le tuyau d'air avec des mains mouillées.
6. Tenez le cordon et l'appareil à l'écart des surfaces chauffées.
7. L'appareil possède une fonction de chauffage. Les personnes insensibles/sensibles à la chaleur doivent éteindre cette fonction de chauffage avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, d'électrisation et de blessure, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Si vous appartenez à l'un des groupes d'utilisateurs suivants, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil :
 - Femmes enceinte ou qui allaitent
 - Enfants
 - Personnes âgées (à partir de 65 ans)
 - Personnes souffrant d'infections cutanées, de sensibilité, de rougeurs, de plaies et/ou de brûlures sur la peau
 - Personnes utilisant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implantable

- Personnes souffrant de maladies cardiaques, de tumeurs malignes ou d'autres problèmes de santé graves
 - Personnes recevant un traitement médical ou ressentant une gêne pendant les massages
 - Personnes souffrant d'ostéoporose, de diabète ou de thrombose
 - Personnes ayant une pression artérielle élevée ou anormale
 - Personnes souffrant d'une déficience sensorielle qui réduit la sensation de douleur ou de chaleur (par exemple, un trouble métabolique)
 - Personnes souffrant de fièvre avec une température supérieure à 38 °C (100,4 °F)
2. Cessez l'utilisation si vous ressentez un malaise et consultez immédiatement un médecin.
 3. **N'UTILISEZ PAS** de pièces détachées qui n'ont pas été approuvées par RENPHO.
 4. Les personnes qui ne sont pas des professionnels de la réparation ne doivent pas démonter ou remplacer l'appareil sans l'autorisation du fabricant.
 5. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les surfaces des enveloppes ou le cordon d'alimentation sont endommagés.
 6. **N'UTILISEZ PAS** et ne stockez par l'appareil dans un endroit humide, comme dans une salle de bains, ni dans un endroit où la température est élevée.
 7. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil par son cordon d'alimentation ni par sa télécommande.
 8. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil lorsque vous dormez, lorsque vous pilotez des machines et après avoir consommé de l'alcool.
 9. **NE VOUS TENEZ PAS** debout et ne marchez pas lorsque vous utilisez cet appareil.
 10. **N'OUVREZ PAS** la télécommande, les enveloppes et le cordon d'alimentation, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une électrisation.
 11. **NE RAYEZ PAS**, ne pliez pas de manière excessive, ne tirez pas et ne tordez pas le câble du bloc d'alimentation.
 12. **NE PLACEZ PAS** d'objets lourds sur l'appareil et n'insérez pas d'objets étrangers dans ses orifices (cela pourrait provoquer un incendie ou une électrisation).
 13. **N'UTILISEZ PAS** d'outils pointus pour rayer ou percer les enveloppes, car cela pourrait provoquer une fuite d'air dans l'appareil.
 14. **N'UTILISEZ PAS** les enveloppes directement sur des zones enflées, enflammées, sur une peau sensible ou sur des éruptions cutanées.
 15. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil pendant plus de 20 minutes consécutives. Une utilisation prolongée pourrait entraîner un réchauffement excessif de l'appareil et réduire sa durée de vie.
 16. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
 17. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur les animaux.
 18. Utilisez les surfaces chauffées avec précaution. Il existe un risque de graves brûlures. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
 19. Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage. N'utilisez pas cet appareil sur un nourrisson ou une personne invalide, endormie ou inconsciente. Ne l'utilisez pas sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. Vérifiez fréquemment la peau en contact avec la zone chauffée pour réduire le risque de formation d'ampoules.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


À Propos du MassEUR de Jambes

1. Contenu

1 enveloppe de la cuisse gauche
1 enveloppe de la cuisse droite
1 enveloppe du mollet et du pied gauches
1 enveloppe du mollet et du pied droits

1 contrôleur manuel
1 bloc d'alimentation
1 mode d'emploi
1 sac de rangement

2. Introduction du produit



3. Spécifications

Nom du produit : masseur de jambes chauffant

Modèle : RP-ALM079H

Produit : entrée : 12 V --- 2 A

Puissance nominale : 24 W

Bloc d'alimentation : entrée : 100-240 V AC, 50/60 Hz

sortie : 12 V --- 2 A

Extinction automatique : 20 minutes

Utilisation Du MassEUR De Jambes Avec De La Chaleur

1. Avant l'utilisation

1.1 Lorsque vous portez les enveloppes, veillez à porter l'enveloppe correspondante sur la jambe appropriée, gauche ou droite



« L » pour la jambe gauche



« R » pour la jambe droite

1.2 Cherchez la marque sur les enveloppes des cuisses. Le sens de la lettre vous indique quel côté placer en haut.



1.3 Lorsque vous devez utiliser l'enveloppe pour la cuisse, assurez-vous que l'enveloppe pour la cuisse et celle pour le mollet sont reliées par le tuyau d'air. Le tuyau d'air doit être bien inséré. Consultez l'image ci-dessous.

1.4 Assurez-vous que le tuyau a bien été fixé en visant le joint à clip sur le contrôleur comme indiqué ci-dessous.

1.5 Si vous estimez que le massage est un peu trop puissant ou si vous le préférez moins intense, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Sélectionnez une intensité plus faible
- Desserrez la bande velcro de la partie concernée
- Il est recommandé de laisser suffisamment d'espace pour que 4 doigts puissent s'insérer entre le masseur et le mollet. Veuillez consulter l'image ci-dessous.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne, débranchez le tuyau du contrôleur. Le coussin d'air se dégonflera rapidement.
- Si le masseur devient soudainement trop inconfortable, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre immédiatement.



1.3










1.4



1.5

2. Fonctionnement



1. "  " appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le masseur. Le mode par défaut est le mode Massage combiné 1 avec l'intensité 2 et le niveau de chaleur élevé (le témoin vert s'allume).
2. "  " appuyez sur ce bouton pour choisir le niveau de chaleur faible (L), élevé (H) ou éteint. Zone de chauffage : mollets et pieds.
3. "  " Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les modes suivants :
C1 : massage des pieds, des mollets et des cuisses.
C2 : massage simultané des pieds et des mollets. Le tuyau d'air des enveloppes des cuisses peut être déconnecté dans ce mode.
C3 : massage cyclique de vos pieds, de vos mollets et de vos cuisses.
Il s'éteindra lorsque vous appuierez à nouveau sur ce bouton.
4. "  " appuyez sur ce bouton pour masser séparément vos cuisses, vos mollets et vos pieds.
T : massage des cuisses uniquement
C : massage des mollets uniquement
F : massage des pieds uniquement
L'appareil s'éteindra si vous appuyez à nouveau sur ce bouton.
5. "  " appuyez sur ce bouton pour augmenter l'intensité de l'air.
"  " appuyez sur ce bouton pour diminuer l'intensité de l'air.
Il y a 4 niveaux d'intensité. Le bouton de l'intensité ne fonctionnera pas si vous désactivez le mode Massage combiné ou le mode Massage séparé.

Remarque :

- 1) Le masseur s'éteint automatiquement toutes les 20 minutes. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour continuer à utiliser le masseur.
- 2) Le masseur dispose d'une fonction de mémorisation et reprendra automatiquement les derniers paramètres (mode, chaleur et intensité) utilisés. Lorsque vous changez de mode, le niveau de chaleur et d'intensité ne change pas. La fonction de mémorisation ne fonctionnera pas si vous débranchez l'alimentation.
- 3) Il est possible de détacher les enveloppes des cuisses. Ne sélectionnez pas le mode Massage combiné 1, le mode 3 ou le mode T lorsque les enveloppes des cuisses sont détachées.
- 4) Le masseur entrera en mode veille et le témoin d'alimentation clignotera en vert si vous éteignez simultanément le chauffage et le mode et si vous n'utilisez pas le contrôleur pendant 10 secondes.

Sécurité Et Entretien

1. MÉTHODE DE NETTOYAGE



- **Ne** pas laver à la machine. Ne pas plonger l'appareil dans un liquide pour le nettoyer. Ne pas le nettoyer avec des nettoyants abrasifs, des brosses, de l'essence, du kérosène, du nettoyant pour vitre ou du diluant pour peinture. Il est recommandé d'essuyer le masseur avec un chiffon doux légèrement humide.

2. MÉTHODE D'EMBALLAGE

S'il vous plaît éviter de plier le tuyau de connexion lors de l'emballage; sinon, cela peut provoquer une défaillance de l'inflation.

Dépannage

| PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION |
|---|---|--|
| Le produit ne fonctionne pas bien | 1. La puissance n'est pas connectée ou la prise est lâche 2. Utilisation de différentes spécifications de l'adaptateur (La lumière de l'indicateur de puissance ne fonctionne pas) | 1. Branchez correctement le cordon d'alimentation 2. Utilisez l'adaptateur fourni dans le paquet seulement |
| | Le commutateur de puissance n'est pas allumé ou la mise à l'arrêt automatique de la 4e fois | Allumez le commutateur d'alimentation |
| Massage se sent trop puissant, inconfortable, ou serré | Les wraps sont trop serrés | 1. Choisissez l'intensité la plus faible 2. Desserrer les sangles Velcro de la partie correspondante 3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre 4. Déconnecter le tuyau d'air du contrôleur, l'airbag se dégonfle rapidement |
| | L'intensité est trop élevée | |
| Pas de chaleur soudainement | Protection contre la température en raison d'une utilisation à long terme | Attendez qu'il refroidisse |
| Le contrôleur portable se sent chaud au toucher | Le produit est probablement utilisé depuis trop longtemps | Il est recommandé d'utiliser ce masseur pour seulement 20-30 minutes par session pour éviter l'utilisation plus. Après avoir éteint, laissez refroidir le masseur avant de l'utiliser à nouveau |
| L'intensité de massage de chaque jambe se sent différente lors de l'utilisation simultanée | Lorsque vous portez le masseur, l'écart que vous laissez lorsque vous serrez les sangles velcro peut être différent pour chaque jambe | Essayez de laisser le même écart lorsque vous serrez le masseur |
| Il y a une fuite d'air | Les tuyaux d'air n'ont pas été installés correctement | Veuillez réinstaller soigneusement le tuyau d'air en vous assurant que le tuyau de raccordement est solidement fixé |
| Si ces solutions ne peuvent pas résoudre votre problème ou si vous rencontrez d'autres problèmes. S'il vous plaît n'hésitez pas à contacter: support-eu@renpho.com | | |

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

***En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante :
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per aver acquistato il Massaggiatore Gambe ad Aria Compressa RENPHO. Questo massaggiatore per gambe è stato progettato per massaggiare i piedi, i polpacci e le cosce, aiutando così ad alleviare il dolore muscolare e la fatica correlata. Si consiglia di utilizzarlo con cura, tenendo a mente la propria sicurezza. Al fine di garantire la massima sicurezza ed evitare danni alla propria proprietà, si prega di leggere attentamente questo manuale e utilizzare lo strumento come indicato. La non conformità a quanto scritto potrebbe causare gravi lesioni, addirittura la morte e/o gravi danni alla propria proprietà.

Importanti istruzioni di sicurezza

QDurante l'utilizzo dell'apparecchio, devono essere osservate alcune precauzioni fondamentali, tra cui quelle indicate di seguito.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, nonché con mancanza di esperienza e competenza, solo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e aver compreso i rischi implicati.
2. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
3. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono eseguite dai bambini.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per scopi medici, in quanto è progettato soltanto per uso domestico.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi:

1. Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo apparecchio.
2. Assicurarsi che il voltaggio elettrico e la frequenza del circuito corrispondano a quelli indicati sull'alimentatore.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
4. Scollegare sempre l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica dopo ogni utilizzo.
5. Non collegare o scollegare l'alimentatore di corrente o la manichetta con le mani bagnate.
6. Tenere il cavo e l'apparecchio lontano da superfici riscaldate.
7. L'apparecchio è dotato di una funzione di riscaldamento. Le persone sensibili o insensibili al calore dovrebbero disattivare la temperatura durante l'utilizzo.

AVVERTENZE - Per ridurre il rischio d'incendio, scosse elettriche o lesioni a persone, seguire le istruzioni fornite di seguito.

1. Se si rientra in uno qualsiasi dei seguenti gruppi di utenti, consultare un medico prima dell'uso:
 - donne in gravidanza o a riposo dopo il parto;
 - bambini;
 - persone anziane (oltre i 65 anni);
 - persone con infezioni dermiche, ipersensibilità, arrossamento, ferite e/o ustioni sulla pelle;
 - persone che utilizzano un pacemaker o altri dispositivi medici impiantabili;
 - persone con disturbi cardiaci, tumori maligni o altre condizioni di salute gravi;
 - persone che sottoposte a trattamenti medici o che avvertono fastidio durante i massaggi;
 - persone che soffrono di osteoporosi, diabete o trombosi;
 - persone con pressione sanguigna alta o anomala;
 - persone che soffrono di squilibrio sensoriale, che riduce la sensazione di dolore o calore (ad es. disturbo metabolico);
 - persone che presentano febbre superiore ai 38 °C.
2. Smettere di utilizzare l'apparecchio in caso di sensazioni anomale o malessere e consultare un medico.

3. **NON** utilizzare parti di ricambio non approvate da RENPHO.
4. Il personale di riparazione non professionale non deve smantellare o sostituire l'apparecchio senza autorizzazione del produttore.
5. **NON** utilizzare l'apparecchio se le superfici dell'involucro o il cavo di alimentazione risultano danneggiati.
6. **NON** utilizzare o riporre l'apparecchio in un luogo in cui è presente umidità, come un bagno o luoghi ad alte temperature.
7. **NON** trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione o il palmare.
8. **NON** utilizzare mentre si dorme, si maneggiano macchinari o dopo aver consumato alcolici.
9. **NON** stare in piedi o camminare mentre si utilizza l'apparecchio.
10. **NON** esporre il palmare, gli involucri o l'alimentatore di corrente all'acqua, poiché questo potrebbe comportare malfunzionamento o scosse elettriche.
11. **NON** graffiare, piegare eccessivamente, tirare o torcere il filo dell'alimentatore di corrente.
12. **NON** posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio o inserire oggetti estranei nella fessura (questo potrebbe causare un incendio o scosse elettriche).
13. **NON** utilizzare oggetti affilati per graffiare o forare gli involucri, poiché questo potrebbe provocare una fuoriuscita d'aria dall'apparecchio.
14. **NON** utilizzare gli involucri direttamente su aree gonfie o infiammate, pelle sensibile o eruzioni cutanee.
15. **NON** utilizzare l'apparecchio per più di 20 minuti per volta. L'uso intensivo potrebbe comportare il riscaldamento eccessivo o una durata più breve dell'apparecchio.
16. **NON** mettere in funzione sotto una coperta o un cuscino. Il riscaldamento eccessivo che può verificarsi potrebbe provocare un incendio, scosse elettriche o lesioni a persone.
17. **NON** utilizzare l'apparecchio sugli animali.
18. Utilizzare le superfici riscaldate con attenzione, in quanto potrebbero causare gravi ustioni. L'utilizzo della funzione di riscaldamento da parte di bambini o persone incapacitate senza supervisione può essere pericoloso.
19. Possono verificarsi temperature abbastanza alte da provocare ustioni, a prescindere dalle impostazioni di controllo. Non utilizzare su neonati o invalidi, nonché su persone che dormono o sono incoscienti. Non utilizzare su pelli insensibili o su persone con scarsa circolazione del sangue. Controllare frequentemente la pelle a contatto con l'area riscaldata dell'apparecchio per ridurre il rischio di vesciche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni Sul Massaggiatore Per Gambe Renpho Con Calore

1. Contenuto della confezione

- 1 x Fascia per la coscia sinistra
- 1 x Fascia per la coscia destra
- 1 x Fascia per polpaccio e piede sinistri
- 1 x Fascia per polpaccio e piede destri
- 1 x Controller manuale
- 1 x Alimentatore
- 1 x manuale utente
- 1 x Borsa di conservazione


2. Introduzione al prodotto



Fasce per le Cosce



Alimentatore



Controller palmare

Tubo flessibile

Fasce per polpacci e piedi

3. Specifiche

Nome prodotto: Massaggiatore per gambe riscaldante

Modello: RP-ALM079H

Prodotto: Alimentazione: 12V \equiv 2A

Potenza nominale: 24 W

Alimentatore: Alimentazione: 100-240VAC 50/60Hz

Tensione in uscita: 12V \equiv 2A

Timer spegnimento automatico: 20 minuti

Utilizzo Del Massaggiatore Per Gambe Con Calore

1. Prima dell'utilizzo

1.1 Quando si utilizzano le fasce, assicurarsi di indossare la fascia corrispondente alla gamba destra o sinistra.



“L” per la gamba sinistra



“R” per la gamba destra

1.2 Trovare l'indicazione nelle fasce per le cosce, per capire qual è il lato verso l'alto.



1.3 Quando si utilizza la fascia per la coscia, assicurarsi che le fasce per la coscia e per il polpaccio siano collegate dal tubo ad aria. Il tubo ad aria dovrebbe essere collegato in maniera sicura. Fare riferimento all'immagine sottostante.

1.4 Assicurarsi che il tubo sia stato collegato in maniera sicura, orientandolo in modo che si attacchi al controller, come mostrato qui sotto.

1.5 Se si ritiene che il massaggio sia troppo intenso, o se si preferisce un massaggio meno intenso, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Scegliere l'intensità più bassa.
- Allentare la chiusura in velcro della parte corrispondente.
- Si consiglia di lasciare uno spazio sufficiente affinché si possano inserire 4 dita fra il massaggiatore e il polpaccio. Fare riferimento all'immagine qui sotto.
- Se si avverte dolore o fastidio, scollegare il tubo dal controller e la sacca d'aria si sgonfierà rapidamente.
- Se il massaggiatore dovesse diventare improvvisamente troppo fastidioso, premere il tasto di accensione per spegnerlo immediatamente.



1.3









1.4



1.5

2. Istruzioni operative



1. "  " premere questo tasto per accendere/spegnere (ON/OFF) il massaggiatore. La modalità predefinita è la modalità combinata 1 con intensità 2 e livello di calore alto (si accende una luce verde fissa).
2. "  " premere questo tasto per scegliere fra le opzioni calore basso (L), calore alto (H) o niente calore. Area riscaldata: polpacci e piedi.
3. "  " premere questo tasto per selezionare le seguenti modalità:
 - C1: massaggio di piedi, polpacci e cosce.
 - C2: massaggio simultaneo di piedi e polpacci. Il tubo ad aria delle fasce per le cosce può essere scollegato in questa modalità.
 - C3: massaggio ciclico di piedi, polpacci e cosce.
Si spegnerà dopo aver premuto nuovamente questo tasto.
4. "  " premere questo tasto per massaggiare separatamente cosce, polpacci e piedi.
 - T: Solo massaggio cosce
 - C: Solo massaggio polpacci
 - F: Solo massaggio piedi
 - Si spegnerà dopo aver premuto nuovamente questo tasto.
5. "  " premere questo tasto per aumentare il livello di intensità dell'aria.
 "  " premere questo tasto per diminuire il livello di intensità dell'aria..
 Si possono scegliere 4 livelli di intensità. Il tasto dell'intensità non funziona se si disattiva la modalità combinata o separata.

Nota:

- 1) Il massaggiatore si spegne automaticamente ogni 20 minuti. Premere nuovamente il tasto di accensione per continuare a usare il massaggiatore.
- 2) Il massaggiatore è programmato con una funzione di memoria e funziona automaticamente in base alle ultime impostazioni di modalità, calore e intensità utilizzate, quando si accende. Quando si cambia modalità, il livello di calore e intensità non viene modificato. La funzione di memoria non si attiva se si scollega l'alimentazione del prodotto.
- 3) Le fasce per le cosce possono essere staccate. Non selezionare la modalità combinata 1, la modalità 3 o la modalità T di tipo separato, quando le fasce per le cosce sono staccate.
- 4) Il massaggiatore entra in modalità stand-by, con l'indicatore verde lampeggiante, se si disattiva il calore e la modalità simultanea e non si utilizza il controller per 10 secondi.

Sicurezza E Manutenzione

1. METODO DI PULIZIA



- **Non** lavare in lavatrice. Per la pulizia, non immergere in alcun liquido. Non pulire con detergenti abrasivi, spazzole, benzina, cherosene, lucidante per vetro o diluente. Si consiglia di pulire il massaggiatore con un panno morbido e leggermente umido.

2. METODO DELL'IMBALLAGGIO

Si prega di evitare di piegare il tubo di collegamento quando imballaggio; altrimenti questo può causare il fallimento di gonfiaggio.

Risoluzione Dei Problemi

| PROBLEMA | CAUSARE | SOLUZIONE |
|--|--|---|
| Il prodotto non funziona bene | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'alimentazione non è collegata o la spina è allentata 2. Utilizzando diverse specifiche di adattatore (la spia di alimentazione non funziona) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare correttamente il cavo di alimentazione 2. Utilizzare solo l'adattatore fornito nella confezione |
| | L'interruttore di alimentazione non è acceso o il timer di spegnimento automatico lo spegne (L'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso) | Accendere l'interruttore di alimentazione |
| Il massaggio si sente troppo potente, scomodo o stretto | Gli involucri sono troppo stretti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scegli l'intensità più bassa 2. Allentare le cinghie in velcro della parte corrispondente 3. Premere il tasto pulsante di accensione per spegnere 4. Scollegare il tubo dell'aria dal controller, l'airbag si sgonfia rapidamente |
| | L'intensità è troppo alta | |
| Nessun calore improvvisamente | Sopra protezione di temperatura a causa di uso di molto tempo | Aspetta che si raffreddi |
| Il controller palmare si sente caldo al tatto | Il prodotto è stato probabilmente in uso per troppo tempo | Si consiglia di utilizzare questo massaggiatore per soli 20-30 minuti per sessione per evitare L'USO ECCESSIVO. Dopo aver spento, lasciare che il massaggiatore per raffreddare prima di utilizzare di nuovo |
| L'intensità del massaggio di ogni gamba si sente diverso quando si utilizza contemporaneamente | Quando si indossa il massaggiatore, il divario si lascia quando si stringono le cinghie in velcro può essere diverso per ogni gamba | Prova a lasciare lo stesso spazio quando stringi il massaggiatore |
| C'è una perdita d'aria | I tubi dell'aria non sono stati installati correttamente | Si prega di reinstallare con attenzione il tubo dell'aria assicurandosi che il tubo di collegamento sia fissato saldamente |
| Se queste soluzioni non possono risolvere il problema o si incontrano altri problemi. Non esitate a contattare: support-eu@renpho.com | | |

Norme Sulla Garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Gracias por su compra de la RENPHO Air Compression Leg Massager. Este masajeador de piernas está diseñado para masajear tus pies, pantorrillas y muslos. Ayuda a aliviar el dolor muscular y la fatiga. Debe usarlo teniendo cuidado y seguridad en mente. Para garantizar la seguridad y evitar cualquier daño a la propiedad, lea atentamente este manual y utilícelo como se indica. El incumplimiento puede causar lesiones o muerte y/o daños graves a la propiedad.

Instrucciones importantes de seguridad

Siempre debe tenerse un mínimo de precaución al utilizar el aparato.

LEA DETENIDAMENTE TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

1. Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, pueden usar este aparato si cuentan con la supervisión de un adulto libre de estas condiciones o si han recibido instrucciones para poderlo usar de forma segura y comprendiendo los peligros que pueda entrañar su uso.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato.
4. Este aparato no está pensado para finalidades de diagnóstico y tratamiento médico. Está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

PELIGRO - Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o que se queme el aparato:

1. No use accesorios metálicos de ningún tipo mientras usa el aparato.
2. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del circuito eléctrico son adecuados para lo que se indica en el adaptador.
3. No deje desatendido el aparato durante su funcionamiento.
4. Desconecte siempre este aparato de la corriente después de cada uso.
5. No enchufe ni desenchufe el adaptador de corriente ni la manguera de aire con las manos húmedas.
6. Mantenga el aparato y el cable alejados de superficies calientes.
7. El aparato tiene una función de calor. Las personas insensibles al calor o excesivamente sensibles al mismo deben desactivar la temperatura adicional al usar el masajeador.

ATENCIÓN - Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones de cualquier tipo o que se queme el aparato:

1. Si forma parte de alguno de los colectivos enumerados a continuación, consulte a un médico antes de usar el aparato:
 - Mujeres embarazadas o en cama
 - Niños
 - Personas mayores (más de 65 años)
 - Personas con afecciones en la piel: infección, sensibilidad, rojeces, heridas o quemaduras
 - Personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados
 - Personas con afecciones cardíacas, tumores malignos u otras enfermedades graves
 - Personas en tratamiento médico o que sientan incomodidad con los masajes
 - Personas con osteoporosis, diabetes o trombosis
 - Personas con presión sanguínea alta o anormal
 - Personas que sufren una discapacidad sensorial que reduce su sensibilidad al dolor o al calor (p. ej., trastorno metabólico)

- Personas con fiebre de más de 38 °C
- 2. Si experimenta cualquier tipo de dolor o incomodidad mientras usa el aparato, deje de usarlo de inmediato y háblelo con su médico.
- 3. **NO USE** accesorios no autorizados por RENPHO.
- 4. Está prohibido que personal no profesional repare el aparato o cambie cualquiera de sus componentes sin la autorización del fabricante.
- 5. **NO USE** el aparato si las fundas o el cable están estropeados.
- 6. **NO USE NI ALMACENE** el aparato en un lugar húmedo (como un cuarto de baño) ni en lugares donde la temperatura sea muy alta.
- 7. **NO TRANSPORTE** el aparato tomándolo del cable o del mando.
- 8. **NO USE** el masajeador mientras duerme ni al usar otros aparatos o máquinas ni después de haber consumido alcohol.
- 9. **NO ESTÉ DE PIE NI CAMINE** mientras usa el aparato.
- 10. **NO EXPONGA** el mando ni las fundas ni el cable al agua, ya que esto puede producir descargas eléctricas o que el aparato deje de funcionar adecuadamente.
- 11. **NO RASQUE, DOBLE EXCESIVAMENTE, TIRE NI RETUERZA** el cable del adaptador de corriente.
- 12. **NO COLOQUE** objetos pesados sobre el aparato ni introduzca objetos extraños en los orificios del aparato, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o que se quemé el aparato.
- 13. **NO USE** objetos punzantes que puedan arañar o perforar las fundas, ya que podría provocar fugas de aire.
- 14. **NO USE** las fundas directamente sobre áreas inflamadas o hinchadas, piel sensible o erupciones cutáneas.
- 15. **NO USE** el aparato por más de 20 minutos seguidos, ya que podría producirse un calentamiento excesivo que estropee el aparato y acorte su duración.
- 16. **NO USE** este producto bajo las sábanas o la almohada; podría recalentarse y aumentar el riesgo de que se prenda fuego, de descarga eléctrica o de causar algún otro tipo de daño a las personas.
- 17. **NO USE** el aparato con mascotas ni otros animales.
- 18. Use las superficies de calor con cuidado, ya que podrían causar quemaduras graves. Un uso no supervisado en niños o personas discapacitadas puede ser peligroso.
- 19. Pueden producirse temperaturas lo suficientemente altas como para causar quemaduras, independientemente del ajuste de control. No use el aparato en niños pequeños o en personas inválidas, dormidas, inconscientes o con mala circulación sanguínea. No use el aparato en pieles insensibles ni en personas con problemas de circulación sanguínea. Compruebe con frecuencia la piel que está en contacto con el área calentada del aparato para reducir el riesgo de formación de ampollas.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Acerca Del Masajeador De Piernas Con Calor

1. Contenido del paquete

- 1 funda para muslo izquierdo
- 1 funda para muslo derecho
- 1 funda para pantorrilla y pie izquierdos
- 1 funda para pantorrilla y pie derechos
- 1 controlador de mano
- 1 adaptador de corriente
- 1 manual de usuario
- 1 bolsa de almacenamiento

2. Introducción al producto



3. Datos técnicos

Nombre del producto: Masajeador de piernas con calor

Modelo: RP-ALM079H

Producto: Entrada: 12 V --- 2 A

Potencia nominal: 24 W

Adaptador: Entrada: 100 - 240 V CD 50/60 Hz

Salida: 12 V --- 2 A

Temporizador de apagado automático: 20 minutos

Usando El Masajeador De Pie Con Calor

1. Antes de usar el aparato

1.1 Si quiere usar las fundas, asegúrese de que se las coloca correctamente, en la parte en la que corresponden, izquierda o derecha.



“L” para la pierna izquierda



“R” para la pierna derecha

1.2 Encuentre la marca en las fundas para los muslos, para ver qué parte tiene que ir hacia arriba.



1.3 Cuando tenga que ajustar las fundas para los muslos, asegúrese de que están bien conectadas con el tubo. Consulte la siguiente imagen:

1.4 Asegúrese de que el tubo está bien enchufado al controlador, tal como se muestra a continuación:

1.5 Si nota que el masaje es demasiado fuerte o si prefiere que sea menos intenso, siga estas recomendaciones:


- escoja la intensidad más baja
- Deje más holgura en la correa de velcro de la parte afectada.
- Se recomienda dejar suficiente espacio como para que quepan 4 dedos entre el masajeador y la pantorrilla. Consulte la siguiente imagen:
- Si siente cualquier dolor o incomodidad, desconecte el tubo del controlador. La funda se deshinchará rápidamente.
- Si el masajeador de repente se torna muy incómodo, pulse el botón de encendido/apagado para apagarlo inmediatamente.



1.3









1.4



1.5

2. Instrucciones de funcionamiento



1. "  " Pulse este botón para encender o apagar el masajeador. El modo por defecto es el combinado 1 con intensidad 2 y un alto nivel de calor (luz en verde sin parpadear).
2. "  " Pulse este botón para escoger un calor bajo (L) o alto (H), o para que no haya calor. Zona de calentamiento: pantorrillas y pies.
3. "  " Pulse este botón para seleccionar los siguientes modos:
 - C1: Masaje para sus pies, pantorrillas y muslos.
 - C2: Masaje para sus pies y pantorrillas juntos. En este modo, se puede desconectar el tubo de las fundas para los muslos.
 - C3: Masaje cíclico para sus pies, pantorrillas y muslos.Si pulsa este mismo botón de nuevo, se apagará.
4. "  " Pulse este botón para masajear por separado sus muslos, pantorrillas y pies.
 - T: Masajea solo los muslos
 - C: Masajea solo las pantorrillas
 - F: Masajea solo los piesSi pulsa este mismo botón de nuevo, se apagará.
5. "  " Pulse este botón para aumentar el nivel de intensidad del aire.
"  " Pulse este botón para disminuir el nivel de intensidad del aire.
Hay 4 niveles de intensidad a escoger. El botón de intensidad no funcionará si apaga el modo combinado o el modo separado.

Nota:

- 1) El masajeador se apagará automáticamente pasados 20 minutos. Pulse el botón de encendido de nuevo para seguir usando el masajeador.
- 2) El masajeador dispone de una función de memoria que activará automáticamente el último ajuste de modo, calor e intensidad usados al encender el aparato de nuevo. Aunque cambie de modo, el calor y el nivel de intensidad no cambiarán. La memoria se borrará si desconecta el producto de la corriente.
- 3) Las fundas para los muslos se pueden retirar. No seleccione los modos combinados 1 o 3, ni el modo separado T si las fundas para los muslos no están puestas.
- 4) El masajeador se pondrá en modo de espera y la luz indicadora de corriente parpadeará en verde si desactiva el calor y el modo a la vez y no se usa el controlador durante 10 segundos.

Mantenimiento Y Seguridad

1. MODO DE LIMPIEZA



- **No** lo lave en la lavadora. No lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo. No lo limpie con productos abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, materiales para pulir cristal ni disolventes. Se recomienda que lo limpie con un paño de tela suave ligeramente húmedo.

2. MÉTODO DE EMPAQUE

Evite doblar la manguera de conexión al empaque; de lo contrario, esto puede provocar una falla de inflado.

Risoluzione Dei Problemi

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|------------------------------|---|--|
| El producto no funciona bien | 1. La alimentación no está conectada o el enchufe está suelto. 2. Usando diferentes especificaciones de adaptador (la luz indicadora de encendido no funciona) | 1. Enchufe el cable de alimentación correctamente 2. Utilice únicamente el adaptador proporcionado en el paquete. |
| | El interruptor de encendido no está encendido o el temporizador de apagado automático lo apaga (El indicador de encendido parpadea en rojo) | Enciende el botón de encendido |

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---|--|
| El masaje se siente demasiado fuerte, incómodo o apretado | Las envolturas están demasiado apretadas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elija la intensidad más baja 2. Afloje las correas de velcro de la parte correspondiente 3. Presione el botón de encendido para apagar 4. Desconecte la manguera de aire del controlador, la bolsa de aire se desinflará rápidamente |
| | La intensidad está configurada demasiado alta | |
| No se calienta repentinamente | Protección contra sobrecalentamiento debido al uso prolongado | Espere a que se enfríe |
| El controlador de mano se siente caliente al tacto | Es probable que el producto haya estado en uso durante demasiado tiempo | Se recomienda usar este masajeador solo durante 20-30 minutos por sesión para evitar el USO SOBRESALIENTE . Después de apagarlo, deje que el masajeador se enfríe antes de volver a usarlo |
| La intensidad del masaje de cada pierna se siente diferente cuando se usa simultáneamente | Cuando usa el masajeador, el espacio que deja al apretar las correas de velcro puede ser diferente para cada pierna | Intente dejar el mismo espacio cuando apriete el masajeador |
| Hay una fuga de aire | Las mangueras de aire no se han instalado correctamente | Vuelva a instalar con cuidado la manguera de aire asegurándose de que la manguera de conexión esté bien sujeta |
| Si estas soluciones no pueden resolver su problema o si encuentra otros problemas. No dude en ponerse en contacto con: support-eu@renpho.com | | |

Política De Garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.**

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Bedankt voor uw aankoop van de RENPHO Beenmassager met warmte. Dit massageapparaat is ontworpen om het hele been te masseren, inclusief uw voeten, kuiten en dijën, om uw spieren te ontspannen. Om de veiligheid te garanderen en accidentele schade of letsel te voorkomen, verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen en het product alleen te gebruiken zoals aangegeven. Het niet naleven ervan kan ernstig letsel, de dood en/of ernstige materiële schade tot gevolg hebben.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Bij gebruik van het apparaat moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of cognitieve capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken.
2. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
3. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
4. Dit apparaat mag niet voor medische doeleinden worden gebruikt. Het is ontworpen voor huishoudelijk gebruik alleen.

GEVAAR - Om het risico op elektrische schokken en brand te verminderen:

1. Gebruik bij dit apparaat nooit spelden of andere metalen bevestigingsmiddelen.
2. Zorg ervoor dat de elektrische spanning en frequentie van het circuit overeenkomen met die aangegeven op de adapter.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het in werking is.
4. Haal na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
5. Sluit de stroomadapter of de luchtslang niet aan of koppel deze niet los met natte handen.
6. Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
7. Het apparaat beschikt over een verwarmingsfunctie. Personen die ongevoelig/gevoelig zijn voor hitte dienen tijdens het gebruik de temperatuur uit te schakelen.

WAARSCHUWING - Volg de onderstaande instructies om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

1. Als u tot een van de volgende gebruikersgroepen behoort, raadpleeg dan vóór gebruik een arts:
 - Zwangere of liggende vrouwen
 - Kinderen
 - Ouderen (ouder dan 65 jaar)
 - Personen met huidinfecties, gevoeligheid, roodheid, wonden en/of brandwonden op de huid
 - Personen die een pacemaker of ander implanteerbaar medisch apparaat gebruiken
 - Personen met een hartaandoening, kwaadaardige tumoren of andere ernstige gezondheidsproblemen
 - Personen die medische behandeling ondergaan of ongemak ervaren tijdens massages
 - Personen die lijden aan osteoporose, diabetes of trombose
 - Personen met hoge of abnormale bloeddruk
 - Personen die lijden aan een zintuiglijke beperking die het gevoel van pijn of hitte vermindert (bijv stofwisselingsstoornis)

- Personen die lijden aan koorts boven 100,4
- 2. Stop met het gebruik als u zich na gebruik abnormaal of onwel voelt en raadpleeg een arts.
- 3. Gebruik GEEN reserveonderdelen die niet zijn goedgekeurd door RENPHO.
- 4. Niet-professioneel reparatiepersoneel mag het apparaat niet demonteren of vervangen zondertoestemming van de fabrikant.
- 5. Gebruik het apparaat NIET als de wikkelloppervlakken of het netsnoer beschadigd zijn.
- 6. Gebruik of bewaar het apparaat NIET op een vochtige plaats, zoals een badkamer of op plaatsen met hoge temperaturen.
- 7. Draag het apparaat NIET aan het netsnoer of de draagbare afstandsbediening.
- 8. NIET gebruiken tijdens het slapen, het bedienen van machines of na alcoholgebruik.
- 9. NIET staan of lopen tijdens het gebruik van het apparaat.
- 10. Stel de draagbare controller, de wikkels of de stroomadapter NIET bloot aan waterkan resulteren in een defect of een elektrische schok.
- 11. U mag de draad van de voedingsadapter NIET krassen, overmatig buigen, trekken of draaien.
- 12. Plaats GEEN zware voorwerpen op de gleuf en steek er geen vreemde voorwerpen in (dit kan brand en elektrische schokken veroorzaken).
- 13. Gebruik GEEN scherpe gereedschappen om de wikkels te krassen of te doorboren, omdat hierdoor luchtlekken in het apparaat kunnen ontstaan.
- 14. Gebruik de wraps NIET rechtstreeks op gezwollen, ontstoken plekken, gevoelige huid of huiduitslag.
- 15. Gebruik het apparaat NIET langer dan 20 minuten achter elkaar. Uitgebreid gebruik zou daartoe kunnen leiden aan de overmatige verhitting en de kortere levensduur van het apparaat.
- 16. Gebruik het apparaat NIET onder een deken of kussen. Overmatige verhitting kan optreden en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- 17. Gebruik het apparaat NIET op huisdieren of dieren.
- 18. Ga zorgvuldig om met verwarmde oppervlakken. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Het onbeheerd gebruik van warmte door kinderen of gehandicapte personen kan gevaarlijk zijn.
- 19. Er kunnen temperaturen optreden die hoog genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken, ongeacht de instelling van de regeling. Niet gebruiken bij een baby of invalide, of bij een slapend of bewusteloos persoon. Gebruik het niet op een ongevoelige huid of op een persoon met een slechte bloedcirculatie. Controleer regelmatig de huid die in contact komt met het verwarmde gedeelte van het apparaat om het risico op blaren te verminderen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Over de RENPHO Beenmassager met warmte

1. Verpakkingsinhoud

- 1 Linkerdijbandage
- 1 Rechterdijbandage
- 1 linker kuit- en voetwikkels
- 1 rechter kuit- en voetwikkels
- 1 draagbare controller
- 1 voedingsadapter
- 1 gebruikershandleiding
- 1 opbergtas

2. Product Introductie



3. Specificaties

Productnaam: Beenmassager met

WarmteModel: RP-ALM079H

Artikel: Ingang: 12 V \equiv 2 A

Nominaal vermogen: 24 W

Adapter: Ingang: Entrada: 100 - 240 V CD 50/60 Hz

Uitgang: 12 V \equiv 2 A

Timer voor automatische uitschakeling: 20 minutos

Gebruik van de beenmassager met warmte

1. Voor gebruik

1.1 Wanneer u de draagdoeken draagt, zorg er dan voor dat u de bijbehorende draagdoek om de draagdoek draagtjuiste been: links en rechts



"L" voor linkerbeen



"R" voor rechterbeen

1.2 Zoek de markering op de dijbandages, je kunt zien welke kant boven is.



1.3 Wanneer u de dijbandage moet gebruiken, zorg er dan voor dat de dij- en kuitbandages met elkaar verbonden zijndoor de luchtslang. De luchtslang moet stevig worden bevestigd. Raadpleeg de onderstaande afbeelding.

1.4 Zorg ervoor dat de slang stevig is bevestigd door op de klikverbinding met de controller te richten, zoals hieronder weergegeven.

1.5 Als u vindt dat de massage iets te krachtig is of liever minder intens is, volg dan deze aanbevelingen:


- Kies de laagste intensiteit
- Maak het klittenband van het overeenkomstige onderdeel los.
- Het wordt aanbevolen om voldoende ruimte over te laten voor vier vingers tussen het massageapparaten kalf. Raadpleeg de onderstaande afbeelding.



1.3










1.4



1.5

2. Bedieningsinstructie



1. "  " Druk hierop om de stimulator AAN/UIT te zetten. De standaardmodus is combinatiemodus 1 met intensiteit 2 en hoog verwarmingsniveau (ononderbroken groene indicatorlampjes branden).
2. "  " Druk op deze knop om laag vuur (L), hoog vuur (H) of geen warmte te kiezen. Verwarmingsgebied: kuiten en voeten.
3. "  " Druk op deze knop om de volgende modi te selecteren:
 - C1: Masseer uw voeten, kuiten en dijen.
 - C2: Masseer uw voeten en kuiten samen. De luchtslang van dijbandages kan worden losgekoppeld deze modus.
 - C3: Masseer uw voeten, kuiten en dijen cyclisch. Het wordt uitgeschakeld als u nogmaals op deze knop drukt.
4. "  " Druk hierop om uw dijen, kuiten en voeten afzonderlijk te masseren.
 - T: Alleen de dijen masseren
 - C: Alleen kuiten masseren
 - F: Alleen voeten masserenHet wordt uitgeschakeld als u nogmaals op deze knop drukt.
5. "  " Druk hierop om het luchtintensiteitsniveau te verhogen.
"  " Druk hierop om het luchtintensiteitsniveau te verlagen.
Er zijn 4 intensiteitsniveaus waaruit u kunt kiezen. De intensiteitsknop werkt niet als u de combi-neermodus of de aparte modus uitschakelt.

Opmerking:

- 1) Het massageapparaat wordt elke 20 minuten automatisch uitgeschakeld. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het massageapparaat te blijven gebruiken.
- 2) De stimulator is geprogrammeerd met een geheugenfunctie en werkt bij het inschakelen automatisch op de laatste stand, warmte- en intensiteitsinstelling. Wanneer u van modus verandert, veranderen het warmte- en intensiteitsniveau niet. De geheugenfunctie werkt niet als u de stroom van het product uitschakelt.
- 3) De diibandages kunnen losgemaakt worden. Selecteer niet Combineermodus 1, modus 3 of T-modus vande aparte wanneer de diibandages losgemaakt zijn.
- 4) Het massageapparaat gaat naar de stand-bymodus en de groene stroomindicator knippert als u de verwarming en de modus tegelijkertijd uitschakelt en de controller gedurende 10 seconden niet bedient.

Veiligheid & Onderhoud

1. REINIGINGSMETHODE



- Niet in de machine wassen. Niet onderdompelen in een vloeistof om schoon te maken. Maak het niet schoon met schurende schoonmaakmiddelen, borstels, benzine, kerosine, glaspoetsmiddel of verfverdunder. Het wordt aanbevolen om het massageapparaat af te vegen met een zachte, licht vochtige doek.

2. INPAK METHODE

Vermijd het opvouwen van de aansluitslang tijdens het inpakken; anders kan dit leiden totinflatie mislukking.

Probleemoplossen

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|----------------------------|---|--|
| Het product wel werkt niet | De stroom is niet aangesloten of de stekker zit los. Gebruik van een andere specificatie van de adapter (het stroomindicatielampje werkt niet) | Sluit het netsnoer aan correct Gebruik uitsluitend de adapter die in de verpakking is meegeleverd |
| | De aan/uit-schakelaar staat niet aan of de automatische uitschakeltimer schakelt deze uit (de aan/uit-indicator knippert groen) | Zet de aan/uit-schakelaar aan |

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|---|---|--|
| Voel je te krachtig, ongemakkelijk, of strak tijdens het masseren | Omwikkelingen zijn te strak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kies de laagste intensiteit 2. Maak de klittenbanden van het betreffende onderdeel los 3. Druk op de aan/uit-knop om uit te schakelen 4. Koppel de luchtslang los van de controller, de airbag loopt snel leeg |
| | De intensiteit is te hoog ingesteld | |
| Geen hitte plotseling | Bescherming tegen oververhitting vanwege langdurig gebruik | Start het massageapparaat opnieuw opnadat het is afgekoeld |
| De controllerneerge schoten worden | Het product is waarschijnlijk te lang in gebruik geweest | <p>Het wordt aanbevolen om dit massageapparaat slechts 20-30 minuten per sessie te gebruiken om OVERGEBRUIK te voorkomen.</p> <p>Laat het massageapparaat na het uitschakelen afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt</p> |
| De massage-intensiteit van elk been voelt anders aan bij gelijktijdig gebruik | Wanneer u het massageapparaat draagt, kan de opening die u overlaat bij het aanspannen van de klittenbanden voor elk been verschillend zijn | Probeer hetzelfde gat te laten bij het aandraaien van de stimulator. |
| Er is sprake van een lucht lekkage | De luchtslangen zijn niet goed geïnstalleerd | Installeer de luchtslang zorgvuldig opnieuw en zorg ervoor dat de slang zit stevig vast. |
| <p>Als deze oplossingen uw probleem niet kunnen oplossen of als u andere problemen ondervindt. Aarzel dan niet om contact op te nemen: support-eu@renpho.com</p> | | |

Garantie beleid

Uw RENPHO-productaankoop wordt gedekt door een beperkte fabrieksgarantie van één jaar vanaf de datum van levering.

Voor garantievoorwaarden kunt u terecht op:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Let op: Productregistratie is niet vereist voor de garantie. Als u ervoor kiest uw product niet te registreren, heeft dit geen invloed op de productgarantie.

Klantenservice

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. Het RENPHO-klantenserviceteam garandeert een snelle reactie en probleemloze oplossingen voor elk probleem dat u binnen kantooruren heeft.

✉ E-mail: support-eu@renpho.com (VK en EU)

*Voor defecte producten of het retourneren van artikelen kunt u contact met ons opnemen met uw bestelnummer binnen de opgegeven garantieperiode. Gooi GEEN productonderdelen weg waarvoor deze mogelijk nodig zijn inspectie/repairatie.

1. Betekenis van het symbool van de doorgekruiste afvalbak



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak betekent dat u wettelijk verplicht bent om deze apparaten gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval af te voeren. Dit betekent dat oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Batterijen of accu's die niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten vooraf worden verwijderd en afzonderlijk worden afgevoerd.

2. Mogelijkheden voor het retourneren van oude apparaten

Eigenaars van AEEA kunnen deze binnen de kaders van de gestelde mogelijkheden inleveren of ophalen beschikbaar zijn bij de openbare afvalbeheerautoriteiten om een correcte verwijdering te garanderen.



Hierbij verklaart Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dat deze apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Radioapparatuurvoorschriften 2017, Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen Stoffen in elektrische en elektronische apparatuur Regulations 2012, en andere relevante bepalingen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen op het volgende internetadres: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO

Smart Health Simplified