

Cordless Massager

Model: RP-EM2020C



CONTENTS

• ENGLISH 01-09

• DEUTSCH 10-19

• FRANÇAIS 20-29

• ITALIANO 30-39

• ESPAÑOL 40-49

Thank you for choosing RENPHO Cordless Massager. Please read the user manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference. If you need assistance, please contact our support team.

Caution

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

To reduce the risk of electric shock, fire and personal injury, this product must be used as follows:

1. DO NOT reach for an appliance that has fallen into water.
2. DO NOT place in or drop into water or other liquid.
3. DO NOT place or store the device in wet environments or high temperatures.
4. DO NOT drop or improperly use the device, do not remove the screw or attempt to disassemble, do not change or modify the device in any method.
5. DO NOT operate continuously for more than 30 minutes at any given time.
6. Always unplug before cleaning. DO NOT operate or charger the product unattended.

Important Safety Instruction

1. The use or non-rated voltage not (DC 12V \approx 1A) is prohibited.
2. For adults only, it can be used only on dry parts of body and clean skin.
3. Use the massager only in the soft tissues of body without causing pain or discomfort; Do not use on any hard such as bones on the head or the body.
4. Use only massage heads that produce the best results.
5. Whether it is controlled by underground pressure or pressure, it may cause bruises; Often check the massage area, you should stop using immediately once it appears with signs of pain or discomfort.
6. Avoid contact with the massage head and the body at the finger, hair or other parts of body. Beware of pinching.
7. DO NOT press the massage head vigorously during operation.
8. DO NOT use the same part for a long time in a row if you feel unwell, please stop using it immediately. Infants, minors, pregnant women, pacemakers, fractures or metal contents in the body should not use the machine.
9. This product is prohibited under the following conditions:
 - Blood stasis
 - Tumor site
 - Heart disease, with a pacemaker or defibrillatorIf you have experienced joint surgery within 90 days, the product should not be used on the body with 3 inches the surgical position. Sensitive areas: head, face, cervical vertebrae, spine vertebral body. Positions close to the bone with less muscle coverage: the humerus, the back of the foot, the back of the band.
10. DO NOT repair the massager, or replace parts by yourself.
Please contact customer service for any issue.
11. If high temperature or foul odor is experienced while using the


- product, stop using immediately and unplug the device.
- DO NOT put your hands in the gap between the head and the body of the massager when it's working.
 - DO NOT use this product for more than 30 minutes at a time.

About the Renpho Cordless Massager


1. What's in the box

- Cordless Massager x 1
- Massager Head x 5
- Storage Bag x 1
- Adapter x 1
- User Manual x 1

2. Product Introduction



NOTE: These two ABS massage head needs to be connected securely by rotating into place at the Snap-Fit Joint.



Battery Indicator

When the massager is turned on, the indicator will display the corresponding power value through the digital display. (From left to right)

4 green lights on ($\leq 100\%$, $> 75\%$)

3 green lights on ($\leq 75\%$, $> 50\%$)

2 green lights on ($\leq 50\%$, $> 25\%$)

1 green light on ($\leq 25\%$, $> 5\%$)

When the battery power $\leq 10\%$, $> 5\%$, the power indicator will change from a steady green light to a steady red light, until it will stop working.

Head	 Flat massage head	 Intensive massage head	 Round massage head	 Body point massage head	 6-node massage head
Material	TPE	TPE	ABS	TPE	ABS
Applicable body parts	Bulk muscle groups such as arms, thighs	Reflexology & Acupressure & Muscle relaxation	Offer powerful massage	Massage hard-to-reach spots	Deep tissue & Sports massage for waist or back

3. Production Specification

Input: 12V \equiv 1A

Rated Power: 12W

Battery Capacity: 2500mAh

Charging Time: 3 hours

Usage Time: about 140 minutes

Timer: 20 minutes

Product Size: 425x76x127mm/16.7x3.0x5.0in

Net Weight: 1.5kg/3.3lb

Gross Weight: 1.65kg/3.6lb

Operation Instruction

Before use:

Fully charge the massage before first use. The massage runs for about 140 minutes on a full charge. The specific working time depends on how you use it.

1. Plug the adapter into the charging port.
2. During charging, the first green LED indicator on indicates 25% battery power, the the second green LED indicator on indicates 50% battery power, the the third green LED indicator on indicates 75% battery, and the fourth LED indicator stays on green indicates 100% battery power.

Unplug the adapter after full charge, the LED indicator will be off.

3. The battery must be recharged when stored three months.

Noted: The massage is designed to work battery only. It will not work when the AC adapter is connected.

Using the Massager

1. To turn on the massage, long press the power button for 2s. To turn off the massager, short press the power button. The indicator light is always on when using.

The default setting is mode 1 (continuous vibration) and level 3 of intensity.

2. There 5 massage mode settings.

Mode 1: Continuous vibration

Mode 2: Vibration at 1s interval

Mode 3: Vibration at 0.5s interval

Mode 4: Continuous 2s vibration + vibration at 1s interval

Mode 5: Vibration at 0.5s interval*3 + continuous 2s vibration

To change the massage mode, press the Mode button to select a massage mode upon your reference.

3. The massager has 5 intensity settings. To change the intensity, press the "+" to increase the intensity and press the "-" to reduce the intensity.

You will hear a beep with each press. If there is no sound prompt from the buzzer, it means that it is already the highest/lowest level of intensity.

Timing Function: The massager will automatically shut down after 20 minutes of continuous work.

Noted: When you want to change the massage node, please turn off the device firstly.

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massager doesn't work.	The plug is not well plugged in the socket.	Reinsert the plug.
	Short press the Power button.	Need to long press the Power button to turn on the massager.
Can't hear a tone when pressing the "+"Increase Intensity Button.	The maximum intensity has been reached.	Press the "-" Reduce Intensity Button and you will hear a beep, if not please contact customer support.
Can't hear a tone when pressing the "-"Increase Intensity Button.	The intensity has reached the lowest level.	Press the "+" Increase Intensity Button and you will hear a beep, if not please contact customer support.
The massager shuts off automatically.	The massager will automatically shut down after 20 minutes of continuous work.	Long press the Power button to restart the massager for another 20 minutes.
	The overheat protection function will shut off the massager automatically when it's too hot.	Wait for the massager to cool down before restarting it.
The massage head is sticky.	The heating function is turned on when using 2 additional massage heads.	DO NOT use the heat function when attached the 2 additional massage heads.

Care and Maintenance

1. Place the massager in a safe, cool, and dry place when not in use.
2. Always unplug the massager prior to cleaning.
3. After use, wipe massager with a soft, damp cloth using non-abrasive cleaners. If necessary, clean with a sterilizer.
4. DO NOT submerge the massager in water or any other liquid.
5. Keep away from all solvents and harsh detergents.
6. DO NOT attempt to repair this massager. There are no user-serviceable parts.
7. DO NOT dispose the massager in a landfill. It contains a Li-ion battery and other electrical components, which are considered hazardous E-waste.

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.


For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.**

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Schnurloses Massagegerät

Modell: RP-EM2020C



Vielen Dank, dass Sie sich für das RENPHO Cordless Massager entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für die Zukunft. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Vorsicht

Dieses Gerät kann ab 8 Jahren und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen im Alter von Kindern verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise in Bezug auf gegeben worden ist und verstehen, die Gefahren beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuer und Verletzungen zu vermeiden, darf dieses Produkt wie folgt verwendet werden:

1. Greifen Sie **NICHT** nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist.
2. **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder in diese fallen lassen.
3. Stellen Sie das Gerät **NICHT** in feuchte Umgebungen oder bei hohen Temperaturen auf.
4. Lassen Sie das Gerät **NICHT** fallen oder verwenden Sie es nicht ordnungsgemäß. Entfernen Sie nicht die Schraube und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu ändern oder zu modifizieren.
5. **NICHT** zu einem bestimmten Zeitpunkt länger als 30 Minuten ununterbrochen arbeiten.
6. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker. Betreiben oder laden Sie das Produkt **NICHT** unbeaufsichtigt.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Die Verwendung oder Nicht-Nennspannung nicht (DC 12V \approx 1A) ist verboten.
2. Nur für Erwachsene, kann es nur auf trockenen Körperteilen und sauberer Haut angewendet werden.
3. Verwenden Sie das Massagegerät nur in den Weichteilen des Körpers, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen. Nicht an harten Stellen wie Knochen am Kopf oder am Körper anwenden.
4. Verwenden Sie nur Massageköpfe, die die besten Ergebnisse erzielen.
5. Unabhängig davon, ob es durch unterirdischen Druck oder Druck kontrolliert wird, kann es zu Blutergüssen kommen. Überprüfen Sie häufig den Massagebereich. Sie sollten die Anwendung sofort abbrechen, sobald Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden auftreten.
6. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Massagekopf und dem Körper an Fingern, Haaren oder anderen Körperteilen. Vorsicht vor Kneifen.
7. Drücken Sie während der Operation NICHT kräftig auf den Massagekopf.
8. Verwenden Sie das gleiche Teil NICHT lange hintereinander, wenn Sie sich unwohl fühlen. Bitte beenden Sie die Verwendung sofort. Säuglinge, Minderjährige, schwangere Frauen, Herzschrittmacher, Frakturen oder Metallinhalte im Körper sollten die Maschine nicht benutzen.
9. Dieses Produkt ist unter den folgenden Bedingungen verboten:
 - Blutstase
 - Tumorstelle
 - Herzkrankheit mit Herzschrittmacher oder DefibrillatorWenn Sie innerhalb von 90 Tagen eine Gelenkoperation erlebt haben, sollte das Produkt nicht am Körper mit einer chirurgischen Position von 3 Zoll angewendet werden.
Empfindliche Bereiche: Kopf, Gesicht, Halswirbel, Wirbelsäulenwirbelkörper.
Knochennahe Positionen mit geringerer Muskelbedeckung:
Humerus, Fußrücken, Bandrücken.
10. Reparieren Sie das Massagegerät NICHT und ersetzen Sie

keine Teile selbst. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

11. Wenn während der Verwendung des Produkts hohe Temperaturen oder übler Geruch auftreten, beenden Sie die Verwendung sofort und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
12. Legen Sie Ihre Hände NICHT in die Lücke zwischen Kopf und Körper des Massagegeräts, wenn es funktioniert.
13. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT länger als jeweils 30 Minuten.

Über das schnurlose Renpho-Massagegerät

1. Was ist in der Box

Schnurloses Massagegerät x 1

Massagerkopf x 5

Aufbewahrungstasche x 1


Netzteil x 1

Benutzerhandbuch x 1

2. Produkteinführung



HINWEIS: Diese beiden ABS-Massageköpfe benötigen durch Drehen sicher verbinden an der Schnappverbindung.



Batterieanzeige

Wenn das Massagegerät eingeschaltet ist, zeigt die Anzeige den entsprechenden Leistungswert über die Digitalanzeige an.

(Von links nach rechts)


4 grüne Lichter an ($\leq 100\%$, $> 75\%$)

3 grüne Lichter an ($\leq 75\%$, $> 50\%$)

2 grüne Lichter an ($\leq 50\%$, $> 25\%$)

1 grünes Licht an ($\leq 25\%$, $> 5\%$)

Wenn die Batterieleistung $\leq 10\%$, $> 5\%$ ist, wechselt die Betriebsanzeige von einem Dauerlicht grün zu einem Dauerlicht rot, bis sie nicht mehr funktioniert.

Kopf	 Flacher Massagekopf	 Intensiver Massagekopf	 Runder Massagekopf	 Körperpunktmassagekopf	 Massagekopf mit 6 Knoten
Material	TPE	TPE	ABS	TPE	ABS
Anwendbare Körperteile	Massenmuskelngruppen wie Arme, Oberschenkel	Reflexzonenmassage und Akupressur und Muskelentspannung	Bieten leistungsstarke Massage	Massieren Sie schwer zugängliche Stellen	Tiefengewebe- und Sportmassage für Taille oder Rücken

3. Produktionsspezifikation

Eingang: 12V \Rightarrow 1A

Nennleistung: 12W

Batteriekapazität: 2500mAh

Ladezeit: 3 Stunden

Nutzungszeit: ca. 140 Minuten

Timer: 20 Minuten

Produktgröße: 425 x 76 x 127 mm / 16,7 x 3,0 x 5,0 Zoll

Nettogewicht: 1,5 kg

Bruttogewicht: 1.65kg/3.6lb

Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch:

Laden Sie die Massage vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Massage dauert ca. 140 Minuten bei voller Ladung. Die spezifische Arbeitszeit hängt davon ab, wie Sie sie verwenden.

1. Stecken Sie den Adapter in den Ladeanschluss.
2. Während des Ladevorgangs zeigt die erste grüne LED-Anzeige an 25% Batterieleistung an, die zweite grüne LED-Anzeige an zeigt 50% Batterieleistung an, die dritte grüne LED-Anzeige an zeigt 75% Batterie an und die vierte LED-Anzeige leuchtet grün zeigt 100% Batterieleistung an.

Ziehen Sie den Adapter nach dem vollständigen Aufladen ab. Die LED-Anzeige erlischt.

3. Der Akku muss bei einer Lagerung von drei Monaten aufgeladen werden.

Beachten Sie: Die Massage ist nur für die Arbeit mit Batterien ausgelegt. Es funktioniert nicht, wenn das Netzteil angeschlossen ist.

Verwenden des Massagegeräts

1. Um die Massage einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um das Massagegerät auszuschalten. Die Anzeigelampe leuchtet bei Verwendung immer.
Die Standardeinstellung ist Modus 1 (kontinuierliche Vibration) und Intensitätsstufe 3.
2. Es gibt 5 Massagemoduseinstellungen.
Modus 1: Kontinuierliche Vibration
Modus 2: Vibration im Abstand von 1 s
Modus 3: Vibration im Abstand von 0,5 s
Modus 4: Kontinuierliche 2s Vibration + Vibration im 1s Intervall
Modus 5: Vibration im Abstand von 0,5 s * 3 + kontinuierliche Vibration von 2 s
Um den Massagemodus zu ändern, drücken Sie die Modustaste, um einen Massagemodus nach Ihrer Referenz auszuwählen.
3. Das Massagegerät verfügt über 5 Intensitätseinstellungen. Um die Intensität zu ändern, drücken Sie das „+“, um die Intensität zu erhöhen, und drücken Sie das „-“, um die Intensität zu verringern. Bei jedem Drücken hören Sie einen Piepton. Wenn vom Summer keine akustische Aufforderung ausgegeben wird, bedeutet dies, dass es sich bereits um die höchste / niedrigste Intensität handelt.

Timing-Funktion: Das Massagegerät schaltet sich nach 20 Minuten ununterbrochener Arbeit automatisch aus.

Hinweis: Wenn Sie den Massageknoten ändern möchten, schalten Sie bitte zuerst das Gerät aus.

Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Massagegerät funktioniert nicht .	Der Stecker ist nicht gut in die Steckdose eingesteckt	Setzen Sie den Stecker
	Drücken Sie kurz die Ein- / Aus-Taste.	Sie müssen den Netzschalter lange drücken, um das Massagegerät einzuschalten
Beim Drücken der Taste "+" zur Intensitätserhöhung ist kein Ton zu hören	Die maximale Intensität wurde erreicht	Drücken Sie die Taste "-" Intensität reduzieren und Sie hören einen Piepton. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Ich kann keinen Ton hören, wenn ich die Taste "-" zur Erhöhung der Intensität drücke.	Die Intensität hat den niedrigsten Wert erreicht.	Drücken Sie die Taste "+", um die Intensität zu erhöhen, und Sie hören einen Piepton. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Das Massagegerät schaltet sich automatisch aus	Das Massagegerät schaltet sich nach 20 Minuten ununterbrochener Arbeit automatisch aus.	Drücken Sie lange die Ein- / Aus-Taste, um das Massagegerät für weitere 20 Minuten neu zu starten.
	Die Überhitzungsschutzfunktion wird das Massagegerät automatisch abgeschaltet, wenn es zu heiß.	Warten Sie, bis sich das Massagegerät abgekühlt hat, bevor Sie es neu starten.
Der Massagekopf ist klebrig.	Die Heizfunktion wird bei Verwendung von 2 zusätzlichen Massageköpfen eingeschaltet.	Verwenden Sie die Wärmefunktion NICHT, wenn Sie die 2 zusätzlichen Massageköpfe anbringen.

Pflege und Wartung

1. Stellen Sie das Massagegerät an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen.
2. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Wischen Sie das Massagegerät nach Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln ab. Bei Bedarf mit einem Sterilisator reinigen.
4. Tauchen Sie das Massagegerät NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
5. Von allen Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln fernhalten.
6. Versuchen Sie NICHT, dieses Massagegerät zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
7. Entsorgen Sie das Massagegerät NICHT auf einer Mülldeponie. Es enthält einen Li-Ionen-Akku und andere elektrische Komponenten, die als gefährlicher Elektroschrott gelten.

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.


Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Masseur sans fil

Modèle: RP-EM2020C



Merci d'avoir choisi le masseur sans fil RENPHO. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance.

Attention

Cet appareil peut également être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant peu d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie et de blessure, ce produit doit être utilisé comme suit :

1. N'essayez pas d'atteindre ou de toucher un appareil tombé dans l'eau.
2. NE PAS placer ou laisser tomber dans l'eau ou d'autres liquides.
3. NE PAS placer ou stocker cet appareil dans un endroit humide ou dans un endroit exposé à des températures élevées.
4. NE PAS faire tomber, mal utiliser, retirer la vis ou tenter de démonter, changer ou modifier l'appareil de quelque manière que ce soit.
5. NE PAS faire fonctionner l'appareil en continu pendant plus de 30 minutes.
6. Débranchez toujours la prise avant de nettoyer. NE PAS faire fonctionner ou charger le produit en le laissant sans surveillance.

Instructions importantes de sécurité

1. L'utilisation ou la tension non nominale (DC 12V==1A) est interdite.
2. Recommandé pour les adultes, ne peut être utilisé que sur les parties du corps ayant une peau sèche et propre.
3. Utilisez le masseur uniquement sur les tissus mous du corps, là où il ne provoque pas de douleur ou d'inconfort; ne l'utilisez pas sur les zones dures telles que les os du crâne ou du corps.
4. Utilisez uniquement les têtes de massage les plus appropriées pour obtenir les meilleurs résultats.
5. Bien qu'il fonctionne avec une pression interne contrôlée, il peut provoquer des ecchymoses; vérifiez souvent la zone de massage, arrêtez immédiatement l'utilisation dès que des signes de douleur ou d'inconfort apparaissent.
6. Évitez tout contact de la tête de massage et du corps moteur avec les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps. Elle risque d'écraser votre peau.
7. N'appuyez pas trop fort sur la tête de massage pendant l'opération.
8. N'utilisez pas sur la même partie du corps pendant une longue période; si vous ressentez une quelconque gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet accessoire sur les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes portant un stimulateur cardiaque, ayant des fractures ou les implants métalliques dans le corps.
9. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes:
 - Stase sanguine
 - Zone tumorale
 - Maladie cardiaque, avec stimulateur cardiaque ou défibrillateur
 - Si vous avez subi une chirurgie articulaire dans les 90 jours, le produit ne doit pas être utilisé sur le corps à moins de 7,5 cm de la zone opérée.
 - Zones sensibles: tête, visage, vertèbres cervicales, région de la colonne vertébrale.
 - Positions proches de l'os avec moins de couverture musculaire: humérus, arrière du pied, arrière du fascia.
10. Ne réparez pas le masseur et ne remplacez pas les pièces vous-même. Pour tout problème, contactez le service clientèle.

11. Si vous ressentez une température élevée ou une mauvaise odeur lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement de l'utiliser et débranchez l'appareil.
12. Ne placez pas vos mains dans l'espace entre la tête et le corps du masseur lorsqu'il est utilisé.
13. N'utilisez pas le produit pendant plus de 30 minutes à la fois.

Informations sur le masseur sans fil Renpho

1. Contenu du paquet

Masseur sans fil x 1


Têtes de massage x 5

Sac de rangement x 1


Adaptateur x 1

Manuel de l'utilisateur x 1

2. Introduction au produit



REMARQUE: ces deux têtes de massage ABS ont besoin pour être connecté en toute sécurité en tournant en place au niveau du joint Snap-Fit.



Indicateur de batterie

Lorsque le masseur est allumé, l'indicateur affiche la valeur de puissance correspondante sur l'écran numérique. (de gauche à droite)






4 voyants verts allumés ($\leq 100\%$, $> 75\%$)

3 voyants verts allumés ($\leq 75\%$, $> 50\%$)

2 voyants verts allumés ($\leq 50\%$, $> 25\%$)

1 voyant vert allumé ($\leq 25\%$, $> 5\%$)

Lorsque la batterie atteint $\leq 10\%$, $> 5\%$, l'indicateur de puissance passe d'une lumière verte constante à une lumière rouge constante, jusqu'à ce que le dispositif cesse de fonctionner.

Têtes	 Tête de massage plat	 Tête de massage intense	 Tête de massage ronde	 Tête de massage du point du corps	 Tête de massage à 6 nœuds
Matériel	TPE	TPE	ABS	TPE	ABS
Parties du corps concernées	Groupes de muscles volumineux tels que les bras, les cuisses	Réflexologie, acupression et relaxation musculaire	Offre un massage puissant	Massez les endroits difficiles à atteindre	Massage des tissus profonds et sportif pour la taille ou le dos

3. Caractéristiques du produit

Entrée : 12V $\overline{\text{---}}$ 1A

Puissance nominale : 12W

Capacité de la batterie : 2500mAh

Temps de chargement : 3 heures

Durée d'utilisation : environ 140 minutes

Minuteur : 20 minutes

Dimensions du produit : 425 x 76 x 127mm/16,7 x 3,0 x 5,0in

Poids net : 1,5 kg / 3,3 lb

Poids brut : 1,65 kg / 3,6 lb

Mode d'emploi

Avant l'utilisation:

Chargez complètement le masseur avant la première utilisation. Le massage dure environ 140 minutes avec une charge complète. Le temps de travail spécifique dépend de la manière dont vous l'utilisez.

1. Insérez l'adaptateur dans le port de chargement.
2. Pendant la charge, le premier indicateur LED vert s'allume pour indiquer une charge de batterie de 25%, le deuxième indicateur LED vert s'allume pour indiquer une charge de batterie de 50%, le troisième indicateur LED vert s'allume pour indiquer une charge de batterie de 75% et le quatrième indicateur LED s'allume pour indiquer une charge de batterie de 100%.

Débranchez l'adaptateur après la pleine charge, le voyant lumineux s'éteint.

3. En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de recharger la batterie tous les trois mois.

Attention: le masseur est conçu pour fonctionner uniquement sur batterie. Il ne fonctionne pas lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Comment utiliser le masseur

1. Pour allumer le masseur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Pour éteindre le masseur, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Le témoin lumineux reste toujours allumé pendant l'utilisation. Le réglage par défaut est le mode 1 (vibration continue) et l'intensité de niveau 3.
2. Il existe 5 modes de massage.
 - Mode 1 : Vibration continue
 - Mode 2 : vibration à intervalle de 1s
 - Mode 3 : vibration à intervalle de 0,5s
 - Mode 4 : 2s de vibration continue + 1s de vibration intermittente
 - Mode 5 : Vibration à intervalle de 0,5s*3 + vibration continue 2sPour changer le mode de massage, appuyez sur la touche Mode pour sélectionner un mode de massage comme indiqué ci-dessus.
3. Le masseur dispose de 5 réglages d'intensité. Pour modifier l'intensité, appuyez sur le "+" pour augmenter l'intensité et sur le "-" pour la diminuer.
Chaque pression émet un bip. Si vous n'entendez pas de bip de l'appareil, c'est déjà le niveau d'intensité le plus élevé/le plus bas.

Fonction de temporisation: l'appareil de massage s'éteint automatiquement après 20 minutes de fonctionnement continu.

Note: Lorsque vous souhaitez changer la tête de massage, veuillez d'abord éteindre l'appareil.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne fonctionne pas.	La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise.	Rebranchez-le.
	Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche.	Il faut appuyer longtemps sur le bouton d'alimentation pour mettre le masseur en marche.
Il n'y a pas de son quand on appuie sur le bouton "+" Augmente l'intensité.	L'intensité maximale a été atteinte.	Appuyez sur le bouton "-" pour réduire l'intensité et vous entendrez un bip, sinon contactez le service clientèle.
Il n'y a pas de son quand on appuie sur le bouton "-" Diminuer l'intensité.	L'intensité minimale a été atteinte.	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter l'intensité et vous entendrez un bip, sinon veuillez contacter le service clientèle.
Le masseur se déconnecte automatiquement.	Le masseur s'éteint automatiquement après 20 minutes de fonctionnement continu.	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour redémarrer le masseur pendant 20 minutes supplémentaires.
	La fonction de protection contre la surchauffe éteint automatiquement le masseur lorsqu'il est trop chaud.	Attendez que le masseur refroidisse avant de le redémarrer.
La tête du masseur est collante.	La fonction de chauffage est activée en cas d'utilisation de 2 têtes de massage supplémentaires.	N'utilisez pas la fonction de chauffage lorsque vous utilisez les 2 têtes de massage supplémentaires.

Entretien et maintenance

1. Placez le masseur dans un endroit sûr, frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Débranchez toujours le masseur avant de le nettoyer.
3. Après utilisation, nettoyez l'appareil de massage avec un chiffon doux et humide en utilisant des produits de nettoyage non abrasifs. Si nécessaire, nettoyez avec un stérilisateur.
4. N'immergez pas le masseur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
5. Gardez-le à l'écart des solvants et des nettoyeurs agressifs.
6. N'essayez pas de réparer ce masseur. Il n'y a pas de pièces remplaçables par l'utilisateur.
7. NE PAS jeter le masseur dans une décharge. Il contient une batterie au lithium-ion et d'autres composants électriques, qui sont considérés comme des déchets électroniques dangereux.

Garantie


Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

Massaggiatore a batteria

Modello: RP-EM2020C



Grazie per aver scelto il massaggiatore senza fili RENPHO. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se avete bisogno di assistenza, contattate il nostro team di supporto.

Avvertenza

Questo apparecchio può essere utilizzato anche da bambini, a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi e lesioni personali, questo prodotto deve essere utilizzato come segue:

1. NON cercare di raggiungere o toccare un apparecchio caduto in acqua.
2. NON mettere o far cadere in acqua o in altri liquidi.
3. NON posizionare o conservare l'apparecchio in ambienti umidi o esposto ad alte temperature.
4. NON far cadere; non utilizzare il dispositivo in modo improprio, non rimuovere la vite né tentare di smontarla, non cambiare o modificare il dispositivo in alcun modo.
5. NON operare ininterrottamente per più di 30 minuti.
6. Scollegare sempre la spina prima della pulizia. NON azionare o caricare il prodotto lasciandolo incustodito.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. È vietato l'uso o la tensione non nominale (DC 12V \approx 1A).
2. Consigliato ad uso degli adulti, può essere utilizzato solo su parti del corpo con la pelle asciutta e pulita.
3. Utilizzare il massaggiatore solo sui tessuti molli del corpo, dove non causi dolore o disagio; non utilizzare su zone dure come le ossa del cranio o del corpo.
4. Utilizzare solo le teste di massaggio più indicate per ottenere i migliori risultati.
5. Sebbene funzioni con una pressione interna controllata, può causare lividi; controllare spesso la zona di massaggio, smettere di usare immediatamente non appena appaiono segni di dolore o di disagio.
6. Evitare il contatto della testina di massaggio e del corpo motore con dita, capelli o altre parti del corpo. Vi è il rischio che vi schiacci la pelle.
7. **NON** premere troppo forte la testa massaggiante durante il funzionamento.
8. **NON** utilizzare sulla stessa parte del corpo per un lungo periodo di tempo consecutivo; se sentite un disagio, smettere di usarlo immediatamente. È sconsigliato l'uso di questo accessorio su neonati, bambini, donne incinta, persone con pacemaker, con fratture o con protesi metalliche nel corpo.
9. Questo prodotto non va utilizzato nelle seguenti situazioni:
 - Stasi ematica
 - Zona tumorale
 - Malattie cardiache, con pacemaker o defibrillatoreSe avete subito un intervento chirurgico alle articolazioni entro 90 giorni, il prodotto non deve essere utilizzato sul corpo entro i 7,5 cm di distanza dalla zona di intervento.
Aree sensibili: testa, viso, vertebre cervicali, zona della colonna vertebrale.
Posizioni vicine all'osso con minore copertura muscolare: omero, parte posteriore del piede, parte posteriore della fascia.
10. **NON** riparare il massaggiatore, né sostituire le parti da soli.
Contattare il servizio clienti per qualsiasi problema.
11. Se si avverte un'alta temperatura o un cattivo odore durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e

- scollegare il dispositivo.
12. NON mettere le mani nello spazio tra la testina e il corpo del massaggiatore quando è in funzione.
 13. NON utilizzare il prodotto per più di 30 minuti alla volta.

Informazioni sul massaggiatore senza fili Renpho


1. Contenuto della confezione

- Massaggiatore senza fili x 1
- Testine massaggianti x 5
- Sacchetto di custodia x 1
- Adattatore x 1
- Manuale d'uso x 1

2. Introduzione al prodotto



NOTA: queste due testine massaggianti ABS hanno bisogno da collegare in modo sicuro ruotando in posizione al giunto Snap-Fit.



Indicatore della batteria

Quando il massaggiatore è acceso, l'indicatore visualizzerà il corrispondente valore di potenza attraverso il display digitale. (da sinistra a destra)






4 luci verdi accese ($\leq 100\%$, $> 75\%$)

3 luci verdi accese ($\leq 75\%$, $> 50\%$)

2 luci verdi accese ($\leq 50\%$, $> 25\%$)

1 luci verdi accese ($\leq 25\%$, $> 5\%$)

Quando la potenza della batteria è $\leq 10\%$, $> 5\%$, l'indicatore di potenza passa da una luce verde fissa a una luce rossa fissa, fino a quando non smette di funzionare.

Testine	 Testina di massaggio piatta	 Testina per massaggio intenso	 Testina di massaggio tonda	 Testa di massaggio del punto del corpo	 Testina di massaggio a 6 nodi
Materiale	TPE	TPE	ABS	TPE	ABS
Parti del corpo applicabili	Gruppi muscolari voluminosi come braccia, cosce	Riflessologia e agopressione e rilassamento muscolare	Offre un massaggio potente	Massaggia i punti difficili da raggiungere	Massaggio profondo e sportivo per la vita o la schiena

3. Caratteristiche del prodotto

Ingresso: 12V===1A

Potenza nominale: 12W

Capacità della batteria: 2500mAh

Tempo di ricarica: 3 ore

Tempo di utilizzo: circa 140 minuti

Timer: 20 minuti

Dimensioni del prodotto: 425 x 76 x 127mm/16.7 x 3.0 x 5.0in

Peso netto: 1,5kg / 3,3lb

Peso lordo: 1,65kg / 3,6lb

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso:

Caricare completamente il massaggiatore prima del primo utilizzo. Il massaggio dura circa 140 minuti con una carica completa. Il tempo di lavoro specifico dipende da come lo si utilizza.

1. Inserire l'adattatore nella porta di ricarica.
2. Durante la carica, il primo indicatore LED verde acceso indica il 25% di carica della batteria, il secondo indicatore LED verde acceso indica il 50% di carica della batteria, il terzo indicatore LED verde acceso indica il 75% di carica della batteria e il quarto indicatore LED rimane acceso verde indica il 100% di carica della batteria. Scollegare l'adattatore dopo la carica completa, l'indicatore LED si spegne.
3. Se non usato per un lungo periodo di tempo, consigliamo di ricaricare la batteria ogni tre mesi.

Avvertenza: Il massaggiatore è progettato per funzionare solo a batteria. Non funzionerà quando l'adattatore CA è collegato.

Come utilizzare il massaggiatore

1. Per accendere il massaggiatore, tenere premuto il pulsante di accensione per 2sec. Per spegnere il massaggiatore, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento. La spia luminosa rimane sempre accesa durante l'uso.
L'impostazione predefinita è il modo 1 (vibrazione continua) e il livello 3 di intensità.
2. Ci sono 5 impostazioni della modalità di massaggio.
Modo 1: vibrazione continua
Modo 2: Vibrazione ad intervallo di 1s
Modo 3: Vibrazione a 0,5s di intervallo
Modo 4: Vibrazione continua 2s + vibrazione ad intervallo di 1s
Modo 5: Vibrazione a 0,5s di intervallo*3 + vibrazione continua 2s
Per cambiare la modalità di massaggio, premere il pulsante Mode per selezionare una modalità di massaggio come indicata qui sopra.
3. Il massaggiatore ha 5 impostazioni di intensità. Per modificare l'intensità, premere il "+" per aumentare l'intensità e premere il "-" per ridurla.
Ad ogni pressione si sente un bip. Se non si sente alcun segnale acustico dall'apparecchio, significa che si tratta già del livello di intensità più alto/basso.

Funzione di temporizzazione: Il massaggiatore si spegne automaticamente dopo 20 minuti di funzionamento continuo.

Avvertenza: Quando si desidera cambiare la testina di massaggio, si prega di spegnere prima il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il massaggiatore non funziona.	La spina non è ben inserita nella presa.	Reinserire la spina.
	Premere brevemente il pulsante di accensione.	È necessario premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il massaggiatore.
Non si sente alcun segnale acustico quando si preme il pulsante "+" Aumenta intensità.	L'intensità massima è stata raggiunta.	Premere il pulsante "-" per ridurre l'intensità e si sentirà un segnale acustico, in caso contrario contattare l'assistenza clienti.
Non si sente alcun segnale acustico quando si preme il pulsante "-" Diminuisce intensità.	L'intensità minima è stata raggiunta.	Premere il pulsante "+" per aumentare l'intensità e si sentirà un segnale acustico, in caso contrario si prega di contattare l'assistenza clienti.
Il massaggiatore si spegne automaticamente.	Il massaggiatore si spegne automaticamente dopo 20 minuti di funzionamento continuo.	Tenere premuto il pulsante di accensione per riavviare il massaggiatore per altri 20 minuti.
	La funzione di protezione da surriscaldamento spegne automaticamente il massaggiatore quando è troppo caldo.	Attendere che il massaggiatore si raffreddi prima di riavviarlo.
La testa del massaggiatore è appiccicosa.	La funzione di riscaldamento si attiva quando si utilizzano 2 teste di massaggio aggiuntive.	NON utilizzare la funzione di riscaldamento quando si utilizzano le 2 teste di massaggio aggiuntive.

Cura e manutenzione

1. Collocare il massaggiatore in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non viene utilizzato.
2. Scollegare sempre il massaggiatore prima di pulirlo.
3. Dopo l'uso, pulire il massaggiatore con un panno morbido e umido utilizzando detersivi non abrasivi. Se necessario, pulire con uno sterilizzatore.
4. NON immergere il massaggiatore in acqua o in altri liquidi.
5. Tenere lontano da qualsiasi solvente e dai detersivi aggressivi.
6. NON tentare di riparare questo massaggiatore. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
7. NON smaltire il massaggiatore in una discarica. Contiene una batteria agli ioni di litio e altri componenti elettrici, che sono considerati rifiuti elettronici pericolosi.

Norme sulla garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.


Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Masajeador inalámbrico

Modelo: RP-EM2020C



Gracias por elegir el masajeador inalámbrico RENPHO. Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte.

Precaución

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que involucra.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendios y lesiones personales, este producto debe usarse de la siguiente manera:

1. NO intente alcanzar un aparato que se haya caído al agua.
2. NO lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
3. NO coloque ni almacene el dispositivo en ambientes húmedos o altas temperaturas.
4. NO deje caer ni utilice incorrectamente el dispositivo, no retire el atornillar o intentar desmontar, no cambie ni modifique el dispositivo en cualquier método.
5. NO opere continuamente durante más de 30 minutos en ningún tiempo dado.
6. Desenchufe siempre antes de limpiar. NO opere ni cargue el producto al estar desatendido.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Está prohibido el uso o voltaje no nominal (DC 12V=1A).
2. Solo para adultos, solo se puede usar en partes del cuerpo secas y limpias. En la Piel.
3. Utilice el masajeador solo en los tejidos blandos del cuerpo sin causar dolor o malestar; No lo use en ningún hueso duro como en la cabeza o el cuerpo.
4. Utilice únicamente cabezales de masaje que produzcan los mejores resultados.
5. Ya sea controlado por presión subterránea o por presión, puede causar hematomas; Compruebe a menudo el área de masaje, debe detenerse de usar inmediatamente una vez que aparezcan signos de dolor o malestar.
6. Evite el contacto con el cabezal de masaje y el cuerpo en el dedo, cabello u otras partes del cuerpo. Tenga cuidado con los pellizcos.
7. NO presione el cabezal de masaje con fuerza durante el funcionamiento.
8. NO utilice la misma pieza durante mucho tiempo seguido, si siente malestar, deje de usarlo inmediatamente. Lactantes, menores de edad, embarazadas mujeres, gente con marcapasos, fracturas o contenido metálico en el cuerpo no deben usar la máquina.
9. Este producto está prohibido bajo las siguientes condiciones: Estasis de sangre, Sitio donde hay un tumor, Enfermedades cardíaca, gente con marcapasos o desfibrilador, si ha experimentado una cirugía de articulaciones dentro de los 90 días, el producto no debe usarse en el cuerpo con 3 pulgadas de la posición quirúrgica. Zonas sensibles: Cabeza, cara, vértebras cervicales, columna vertebral del cuerpo. Posiciones cercanas al hueso con menor cobertura muscular: El húmero, la parte posterior del pie, la parte posterior de la banda.
10. NO repare el masajeador ni reemplace las piezas usted mismo. Por favor comuníquese con el servicio al cliente en caso de que haya cualquier problema.
11. Si experimenta alta temperatura o mal olor mientras usa el producto, deje de usarlo inmediatamente y desenchufe el dispositivo.


12. NO ponga las manos en el espacio entre la cabeza y el cuerpo del masajeador cuando esté funcionando.
13. NO use este producto por más de 30 minutos a la vez.

Acerca del masajeador inalámbrico Renpho


1. Que contiene la caja

- Masajeador inalámbrico x 1
- Cabezas de masajeador x 5
- Bolsa de almacenamiento x 1
- Adaptador x 1
- Manual de usuario x 1

2. Introducción del Producto



NOTA: Estos dos cabezales de masaje ABS necesitan para conectarse de forma segura girando en su lugar en la junta de ajuste a presión.



Indicador de la batería

Cuando el masajeador está encendido, el indicador mostrará el valor de potencia correspondiente a través de la pantalla digital. (De izquierda a derecha)

4 luces verdes encendidas ($\leq 100\%$, $> 75\%$)

3 luces verdes encendidas ($\leq 75\%$, $> 50\%$)

2 luces verdes encendidas ($\leq 50\%$, $> 25\%$)

1 luz verde encendida ($\leq 25\%$, $> 5\%$)

Cuando la energía de la batería sea $\leq 10\%$, $> 5\%$, el indicador de energía cambiará de una luz verde fija a una luz roja fija, hasta que deje de funcionar.

Cabeza	 Cabezal de masaje plano	 Cabezal de masaje intensivo	 Cabezal de masaje redondo	 Cabezal de masaje corporal	 Cabezal de masaje de 6 nodos
Material	TPE	TPE	ABS	TPE	ABS
Partes del cuerpo donde aplica	Grupos de músculos masivos como brazos, muslos	Reflexología y acupresión y relajación muscular	Ofrece un masaje potente	Masajear puntos difíciles de alcanzar	Masaje de tejido profundo y deportivo para cintura o espalda

3. Especificaciones del Producto

Entrada: 12V $\overline{=}$ 1A

Potencia nominal: 12 W

Capacidad de la batería: 2500 mAh

Tiempo de carga: 3 horas.

Tiempo de uso: aproximadamente 140 minutos

Temporizador: 20 minutos

Tamaño del producto: 425x76x127 mm / 16.7x3.0x5.0in

Peso neto: 1,5 kg / 3,3 libras

Peso bruto: 1,65 kg / 3,6 libras

Instrucción de Operación

Antes de usar:

Cargue completamente el masaje antes del primer uso. El masaje dura unos 140 minutos con una carga completa. El tiempo de trabajo específico depende de cómo lo use.

1. Enchufe el adaptador en el puerto de carga.
2. Durante la carga, el primer indicador LED verde encendido indica 25% de carga de la batería, el segundo indicador LED verde encendido indica 50% de carga de batería, el tercer indicador LED verde encendido indica 75% de batería y el cuarto indicador LED permanece encendido en verde e indica el 100% de la carga de la batería. Desenchufe el adaptador después de la carga completa, el indicador LED se apagará.
3. La batería debe recargarse cuando se almacena durante tres meses.

Nota: El masajeador está diseñado para funcionar solo con batería. No funcionará cuando el adaptador de CA esté conectado.

Usando el masajeador

1. Para activar el masaje, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Para apagar el masajeador, presione brevemente el botón de encendido. La luz indicadora está siempre encendida cuando se usa.
La configuración predeterminada es el modo 1 (vibración continua) y el nivel 3 de intensidad.
2. Hay 5 configuraciones de modo de masaje.
Modo 1: Vibración continua
Modo 2: Vibración a intervalo de 1 s
Modo 3: Vibración a intervalo de 0,5 s
Modo 4: Vibración continua de 2 s + vibración a intervalo de 1 s
Modo 5: Vibración a intervalo de 0,5 s * 3 + vibración continua de 2s
Para cambiar el modo de masaje, presione el botón Modo para seleccionar un modo de masaje según su referencia.
3. El masajeador tiene 5 niveles de intensidad. Para cambiar la intensidad, presione el "+" para aumentar la intensidad y presione el "-" para reducir la intensidad.
Oír un pitido con cada pulsación. Si no hay una indicación de sonido del timbre, significa que ya está en el nivel de intensidad más alto / más bajo.

Función de sincronización: El masajeador se apagará automáticamente después de 20 minutos de trabajo continuo.

Nota: Cuando desee cambiar el modo de masaje, primero apague el dispositivo.

Solucionador de Problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El masajeador no funciona.	El enchufe no está bien enchufado en el enchufe.	Vuelva a insertar el enchufe.
	Presione brevemente el botón de encendido.	Es necesario mantener presionado el botón de encendido para encender el masajeador.
No puedo escuchar un tono al presionar el botón "+" para aumentar la intensidad.	Se ha alcanzado la intensidad máxima.	Presione el botón "-" para reducir la intensidad y escuchará un pitido; de lo contrario, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
No puedo escuchar un tono al presionar el botón "-" para aumentar la intensidad.	La intensidad ha alcanzado el nivel más bajo.	Presione el botón "+" para aumentar la intensidad y escuchará un pitido; de lo contrario, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
El masajeador se apaga automáticamente.	El masajeador se apagará automáticamente después de 20 minutos de trabajo continuo.	Mantenga presionado el botón de encendido para reiniciar el masajeador durante otros 20 minutos.
	La función de protección contra sobrecalentamiento apagará el masajeador automáticamente cuando esté demasiado caliente.	Espere a que el masajeador se enfríe antes de reiniciarlo.
El cabezal de masaje está pegajoso.	La función de calentamiento se activa cuando se utilizan 2 cabezales de masaje adicionales.	NO use la función de calor cuando estén acoplados los 2 cabezales de masaje adicionales.

Cuidados y Mantenimiento

1. Coloque el masajeador en un lugar seguro, fresco y seco cuando no esté en uso.
2. Desenchufe siempre el masajeador antes de limpiarlo.
3. Después de su uso, limpie el masajeador con un paño suave y húmedo con limpiadores no abrasivos. Si es necesario, límpielo con un esterilizador.
4. NO sumerja el masajeador en agua ni en ningún otro líquido.
5. Manténgase alejado de todos los disolventes y detergentes fuertes.
6. NO intente reparar este masajeador. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
7. NO deseche el masajeador en un vertedero. Contiene una batería de iones de litio y otros componentes eléctricos, que se consideran desechos electrónicos peligrosos.

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 2 años desde la fecha de entrega.


Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.**

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, P.R.China

EU Importer: Renpho GMBH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

UK REP Richers & Vision Ltd.
Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire,
GU35 0JE, U.K.

MADE IN CHINA