

# RENPHO

Model: RP-SNM061

## Kneading Shoulder Massager



# CONTENTS

---

1. ENGLISH .....	1-6
2. DEUTSCH .....	7-13
3. FRANÇAIS .....	14-20
4. ITALIANO .....	21-27
5. ESPAÑOL .....	28-34

Thank you for your purchase of RENPHO Kneading Shoulder Massager. The massager offers a powerful shiatsu massage. While enjoying massage relief, you should use it with care and safety in mind. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use it as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or death and/or severe property damage.

## Important Safety Instructions

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



- This product is not intended for medical use. It just offers a massage function.
- Any Individual who may be pregnant or recently gave birth, has body diseases or skin diseases, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws/artificial joints or other medical devices implanted in his/her body, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctor's care should consult with a medical professional before using a massaging device designed for home use.
- If you feel unwell or in any unusual discomfort, please stop using the product immediately.
- **NOT** suitable for children.
- **DO NOT** use it while driving.
- The elderly need to use under the doctor's guidance.
- **DO NOT** use this product after drinking or taking sleeping pills.
- **NEVER** try to inspect or open the product in any way.
- **DO NOT** use this product for too long (Which may cause minimal damage to the skin).
- **DO NOT** put heavy objects on the product.
- **DO NOT** continue to use this product after it has been damaged.
- **DO NOT** drop the product on the ground at high altitude.
- **DO NOT** reach for an appliance that has fallen into the water. Unplug immediately.
- **DO NOT** place in or drop into water or other liquids.
- **NEVER** use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- **DO NOT** use this product if you apply any oils or lotions to your skin.
- **DO NOT** carry this product by the power cord.
- **DO NOT** allow the power cord near any heated surfaces.
- **NEVER** clean this product unless it is unplugged. Use a cloth dampened with a very small amount of water to clean. You can use non-abrasive cleaners. **DO NOT** plug this product back in until it is totally dry.
- **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur or cause fire, electric shock or injury to persons.
- Power off and disconnect products from the mains after use.

# About the RENPHO Neck and Shoulder Massager

## 1. What's in the box

- Kneading shoulder massager x 1
- User manual x 1
- Power adapter x 1
- Car adapter x 1
- Soft sleeve x 1


## 2. Production Instruction



Power adapter




Car adapter








Soft sleeve



## Using the Neck and Shoulder Massager




1. Connect the power adapter into the DC power port, then plug the power adapter into an electric outlet. (Car adapter included. You can also use in your car)
2. Grip the positioning handles and drape the main unit around the area you want to massage.
3. Press  the Power button. The massager will turn on. The default mode is as below:  
Medium speed  
Heat on  
15 min default  
(The direction of rotation changes every minute)
4. Press  the Direction button to change the massage direction.
5. Press  the Speed change button to change the speed.
6. Press  the Heat button to power off or on heat function.
7. Use the positioning handles to reposition the Shiatsu Nodes to the area you want to massage.
8. Press  the Power button at any time to turn the unit off.
9. The unit shuts off automatically after 15 minutes of continuous use.


## Massage Areas




Neck&Shoulder




Neck



Back



Waist



Abdomen




Thighs



Legs



Foot



Calf

## Product Care and Maintenance

1. Place the massager in a safe, cool, and dry place when not in use.
2. After unplugging, wipe with a soft, damp cloth using non-abrasive cleaners.
3. Never submerge the unit in any liquid.
4. Keep away from all solvents and harsh detergents.
5. **DO NOT** attempt to repair this massager. There are no user-serviceable parts.

## Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massager doesn't turn on	Power adapter plug is loose	Reconnect the plug to the outlet
	Power is off	Press the power button to turn on the massager
	No power	Try a different power outlet
Shuts off automatically	The 15-minute timer	The massager has a timer and will turn off on its own after 15 minutes. You can press the power button to start another 15 minute massage
	The massager's overheat protection feature will switch off the massager automatically when too hot	Wait for the massager to cool down before powering it back on
Can't feel heat	You used the soft sleeve	Take off soft sleeve
	To prevent overheating, our temperature is controlled at 118°F	It's easy to hurt your neck when the heat is too strong
Feel pain while using	The intensity of the deep kneading massage is strong	Decrease speed
		Add the soft sleeve on the massager to further reduce the intensity of the deep kneading massage
Can't feel intensity	Your pull on the handle is not strong enough	Increase your pull on the handle
	The intensity of the deep kneading massage is weak	Increase speed

## Specifications

Product Name	RENPHO Kneading Shoulder Massager
Model	RP-SNM061
Rated Voltage	DC 12V
Rated Power	24W
Standby Power	< 0.5W
Noise	≤55dB

## Specifications

Temperature	< 118°F
Colour	Grey
Gross Weight	6.17lb
Size	18.89(L) × 6.70(W) × 7.87(H) inch
Default Timer	15 Minutes
What's Inside	Massager, Power Adapter, Car Adpater, User Manual,Soft Sleeve




## Warranty (1-Year Period)

The manufacturer's warranty is void under the following circumstances but not limited to :

- Improper or inadequate maintenance or modification.
- Accident, misuse, abuse, contamination, or other external causes.
- The use of unspecified adapter and accessories.
- Loss or damage in transit.
- Damages that occur as a result of one's failure to follow the instructions.
- This warranty does not apply to expendable or consumable parts and does not extend to any product from which the serial number has been removed.

## Customer Service

1. If you have any product questions or concerns, don't hesitate to contact us directly at [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com) or call our customer service hotline:

-  **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)  
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)
-  **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)
-  **Web:** [www.renpho.com](http://www.renpho.com)

2. We have an award-winning warranty, exchange, and customer service team that guarantees hassle-free solutions to any issue you might have within the 24 business hours.

### Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

# RENPHO

Model: RP-SNM061

## Schultermassagegerät kneten



Vielen Dank für Ihren Kauf des RENPHO Schultermassagegerät kneten. Das Massagegerät bietet eine kraftvolle Shiatsu-Massage. Während Sie die wohltuende Wirkung der Massage genießen, sollten Sie es mit Vorsicht und Sicherheit verwenden. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es wie angegeben. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Tod und/oder schweren Sachschäden führen.

## Wichtige Sicherheitsanleitungen



- Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Es bietet lediglich eine Massagefunktion.
- Keine Person, die schwanger ist oder kürzlich entbunden hat, an Körper- oder Hautkrankheiten leidet, eine Herzerkrankung oder einen Herzschrittmacher hat, an Diabetes oder anderen sensorischen Beeinträchtigungen, Venenentzündung und/oder Thrombose, Gelenkfunktionsstörungen, Entzündungen oder Verletzungen, schwachen Knochen, Osteoporose, hohem Fieber leidet, ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln hat, Nadeln/Schrauben/künstliche Gelenke oder andere medizinische Geräte in seinem/ihrer Körper implantiert hat, wegen einer Erkrankung oder körperlichen Verletzung behandelt wird oder unter ärztlicher Aufsicht steht, sollte vor der Verwendung eines Massagegeräts für den Heimgebrauch einen Arzt konsultieren.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen oder ungewöhnliche Beschwerden haben, hören Sie bitte sofort auf, das Produkt zu benutzen.
- Nicht für Kinder geeignet.
- Verwenden Sie es NICHT während der Fahrt.
- Ältere Menschen müssen es unter ärztlicher Anleitung benutzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT nach dem Trinken oder der Einnahme von Schlaf-  
ablenkern.
- NIEMALS versuchen, das Produkt in irgendeiner Weise zu untersuchen oder zu öffnen.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT zu lange (was zu minimalen Schäden an der Haut führen kann).
- Legen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt (was zu minimalen Schäden an der Haut führen kann).
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT weiter, nachdem es beschädigt wurde.
- NICHT das Produkt in großer Höhe auf den Boden fallen lassen.
- NICHT nach einem Gerät greifen, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- NICHT ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
- NIEMALS Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn Sie Öle oder Lotionen auf Ihre Haut auftragen.
- Tragen Sie dieses Produkt NICHT am Netzkabel.
- Lassen Sie das Netzkabel NICHT in der Nähe von erhitzten Oberflächen liegen.
- Reinigen Sie dieses Produkt NIEMALS, wenn es nicht vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie zum Reinigen ein Tuch, das mit einer sehr kleinen Menge Wasser angefeuchtet ist. Sie können nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Setzen Sie dieses Produkt NICHT wieder ein, bevor es vollständig trocken ist.
- NICHT unter einer Decke oder einem Kissen arbeiten. Übermäßige Erwärmung kann auftreten oder Feuer, elektrische Schläge oder Verletzungen von Personen verursachen.
- Schalten Sie die Produkte nach Gebrauch aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.

# Über das RENPHO Nacken- und Schultermassagegerät

## 1. Was ist in der Schachtel

- Schultermassagegerät kneten x 1
- Benutzerhandbuch x 1
- Netzadapter x 1
- Auto-Adapter x 1
- Weicher Ärmel x 1


## 2. Produktionsanleitung



Netzadapter









Auto-Adapter



Weicher Ärmel

## Verwendung des Nacken- und Schultermassagegeräts




1. Schließen Sie den Netzadapter an den Gleichstromanschluss an und stecken Sie den Netzadapter dann in eine Steckdose. (Autoadapter im Lieferumfang enthalten. Sie können ihn auch in Ihrem Auto) verwenden.
2. Greifen Sie die Positionierungsgriffe und drapieren Sie die Haupteinheit um den Bereich, den Sie massieren möchten.
3. Drücken Sie den  Einschaltknopf. Das Massagegerät schaltet sich ein. Der Standardmodus ist wie unten:  
Mittlere Geschwindigkeit  
Hitze an  
15-minütige Voreinstellung  
(Die Drehrichtung ändert sich jede Minute)
4. Drücken Sie den  Richtungsknopf um die Richtung der Massage zu ändern.
5. Drücken Sie den  Geschwindigkeitsknopf um die Geschwindigkeit zu ändern.
6. Drücken Sie den  Wärmeknopf um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten.
7. Verwenden Sie die Positionierungsgriffe, um die Shiatsu-Knoten in dem Bereich, den Sie massieren möchten, neu zu positionieren.
8. Drücken Sie den Einschaltknopf  jederzeit um das Gerät auszuschalten.
9. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.


## Massage Areas




OBERER  
RÜCKEN/NACKEN




MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN



OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN






OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN

## Produktpflege und Instandhaltung

1. Legen Sie das Massagegerät an einen sicheren, kühlen und trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
2. Wischen Sie das Gerät nach dem Ausstecken mit einem weichen, feuchten Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln ab.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit ein.
4. Halten Sie das Gerät von allen Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln fern.
5. Versuchen Sie **NICHT**, dieses Massagegerät zu reparieren. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

## Troubleshooting

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Massagegerät lässt sich nicht einschalten	Netzwerkstecker ist lose	Stecker erneut in die Steckdose stecken
	Strom ist leer	Drücken Sie den Einschaltknopf um das Massagegerät einzuschalten
	Kein Strom	Versuchen Sie eine andere Steckdose
Schaltet sich automatisch aus	The 15-minute timer	Das Massagegerät hat einen Timer und schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab. Sie können den Einschaltknopf für eine andere 15 minütige Massage betätigen
	Die Überhitzungsschutzfunktion des Massagegeräts schaltet das Gerät automatisch aus wenn es zu heiß wird	Warten Sie auf das Massagegerät bis es abgekühlt ist, bevor sie es erneut einschalten
Kann die Wärme nicht fühlen	Sie haben den weichen Ärmel verwendet	Nehmen Sie den weichen Ärmel ab
	Um ein Überhitzen zu vermeiden, ist unsere Temperatur bei 118°F kontrolliert	Es ist einfach sich am Hals zu verletzen wenn die Wärme zu stark eingestellt ist

<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
Während der Verwendung fühle ich Schmerz	Die Intensität der tiefen Knetmassage ist stark	Geschwindigkeit verringern
		Fügen Sie die weiche Manschette auf dem Massagegerät hinzu, um die Intensität der tiefen Knetmassage weiter zu reduzieren
Kann Intensität nicht fühlen	Ihr Zug am Griff ist nicht stark genug	Erhöhen Sie Ihren Zug am Griff
	Die Intensität der tiefen Knetmassage ist schwach	Geschwindigkeit steigern

## Spezifikationen

Name des Produkts	RENPHO Schultermassagegerät kneten
Modell	RP-SNM061
Nennspannung	DC 12V
Nennleistung	24W
Standby-Leistung	<0,5 W
Lärm	≤55dB
Temperatur	<118 °F
Farbe	Schwarz
Bruttogewicht	2.8 kg
Größe	48 (L) × 17 (B) × 20 (H) cm
Standard-Timer	15 Minuten
Was ist da drin	Massagegerät, Netzteil, Autoadapter, Benutzerhandbuch, Soft Sleeve


## Garantie (2 Jahr Zeitraum)

Die Herstellergarantie ist unter den folgenden Umständen ungültig, aber nicht beschränkt auf:

- Unsachgemäße oder unangemessene Wartung oder Modifikation.
- Unfall, Missbrauch, Fehlanwendung, Verunreinigung oder andere externe Ursachen.
- Die Verwendung von nicht spezifizierten Adaptern und Zubehör.
- Verlust oder Beschädigung beim Transport.
- Schäden, die dadurch entstehen, dass man die Anweisungen nicht befolgt.
- Diese Garantie gilt nicht für Verschleiß- oder Verbrauchsteile und erstreckt sich nicht auf Produkte, bei denen die Seriennummer entfernt wurde.

## Kundendienst

1. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu einem Produkt haben, zögern Sie nicht, sich direkt an US zu wenden: [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com) oder rufen Sie unsere Kundenservice-Hotline an:

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)  
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)

 **Web:** [www.renpho.com](http://www.renpho.com)

2. Wir verfügen über ein preisgekröntes Garantie-, Austausch- und Kundenservice-Team, das problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie innerhalb der 24 Geschäftsstunden haben könnten, garantiert.

### Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

# RENPHO

Modèle : RP-SNM061

## Masseur d'épaule de pétrissage



Nous vous remercions d'avoir acheté le masseur pour le cou et les épaules de RENPHO. Le masseur offre un puissant massage shiatsu. Tout en profitant d'un massage de soulagement, vous devez l'utiliser avec précaution et en toute sécurité. Pour garantir la sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort et/ou des dommages matériels importants.

## Instructions Importantes de Sécurité



- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il offre simplement une fonction de massage.
- Toute personne qui peut être enceinte ou qui a récemment accouché, qui souffre de maladies du corps ou de la peau, qui a un problème cardiaque ou un stimulateur cardiaque, qui souffre de diabète ou d'une autre déficience sensorielle, de phlébite et/ou de thrombose, de dysfonctionnement articulaire, d'inflammation ou de blessures, d'ostéoporose, de faiblesse osseuse, d'une forte fièvre, présente un risque accru de formation de caillots sanguins, a des broches/vis/articulations artificielles ou autres dispositifs médicaux implantés dans son corps, est traité pour une maladie ou une blessure physique ou est sous les soins d'un médecin doit consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage à domicile.
- Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez une gêne inhabituelle, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit.
- Non adapté aux enfants.
- NE PAS l'utiliser en conduisant.
- Les personnes âgées doivent utiliser sous la direction du médecin.
- NE PAS utiliser ce produit après avoir bu ou pris des somnifères.
- N'essayez JAMAIS d'inspecter ou d'ouvrir le produit de quelque façon que ce soit.
- NE PAS utiliser ce produit pendant trop longtemps (ce qui pourrait causer des dommages minimes à la peau).
- NE PAS poser d'objets lourds sur le produit.
- NE PAS continuer à utiliser ce produit après qu'il a été endommagé.
- NE PAS laisser tomber le produit au sol à haute altitude.
- NE PAS atteindre un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- NE PAS mettre ou laisser tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez JAMAIS d'épingles ou autres attaches métalliques avec cet appareil.
- NE PAS utiliser ce produit si vous appliquez des huiles ou des lotions sur votre peau.
- NE PAS transporter ce produit par le cordon d'alimentation.
- NE PAS laisser le cordon d'alimentation près d'une surface chauffée.
- ne nettoyez JAMAIS ce produit s'il n'est pas débranché. Utilisez un chiffon humidifié avec une très petite quantité d'eau pour le nettoyer. Vous pouvez utiliser des nettoyants non abrasifs. Ne rebranchez pas ce produit avant qu'il ne soit totalement sec.
- NE PAS opérer sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire ou provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Eteindre et débrancher les produits du secteur après utilisation.

## À propos du RENPHO MassEUR de Cou et d'Épaules

### 1. Ce qu'il y a dans la boîte

- Masseur d'épaule de pétrissage x 1
- Manuel d'utilisation x 1
- Adaptateur électrique x 1
- Adaptateur pour voiture x 1
- Manche souple x 1


### 2. Instruction de production



Adaptateur secteur









Adaptateur pour voiture



Manchon souple

## Utilisation du MassEUR pour le Cou et les Épaules




1. Branchez l'adaptateur électrique dans le port d'alimentation en courant continu, puis branchez l'adaptateur dans une prise électrique. Adaptateur (Car inclus. Vous pouvez également utiliser dans votre car)
2. Saisissez les poignées de positionnement et drapiez l'unité principale autour de la zone que vous souhaitez masser.
3. Appuyez sur le  bouton d'alimentation. Le masseur s'allume. Le mode par défaut est le suivant :  
 Vitesse moyenne  
 Chauffage sur  
 15 min par défaut  
 (Le sens de rotation change toutes les minutes)
4. Appuyez sur le bouton Direction  pour changer la direction du massage.
5. Appuyez sur le bouton Changement de vitesse  pour modifier la vitesse.
6. Appuyez sur le bouton "Heat"  pour éteindre ou allumer la fonction de chauffage.
7. Utilisez les poignées de positionnement pour repositionner les nœuds shiatsu sur la zone que vous souhaitez masser.
8. Appuyez sur le bouton "Power"  à tout moment pour éteindre l'appareil.
9. L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue.


## Massage Areas




OBERER  
RÜCKEN/NACKEN




MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN



OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN



OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN

## Entretien et Maintenance des Produits

1. Placez le masseur dans un endroit sûr, frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Après avoir débranché la prise, essuyez-la avec un chiffon doux et humide en utilisant des nettoyants non abrasifs.
3. Ne jamais immerger l'appareil dans un liquide.
4. Tenir à l'écart de tous les solvants et détergents agressifs.
5. N'essayez **pas de** réparer ce masseur. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

## Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne s'allume pas	La fiche de l'adaptateur électrique est mal branchée	Reconnectez la fiche à la prise de courant
	L'électricité est coupée	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le masseur
	Pas de pouvoir	Essayez une autre prise de courant
S'éteint automatiquement	La minuterie de 15 minutes	Le masseur est doté d'une minuterie et s'éteint de lui-même après 15 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer un autre massage de 15 minutes
	La fonction de protection contre la surchauffe de l'appareil de massage éteint automatiquement l'appareil lorsqu'il fait trop chaud	Attendez que le masseur refroidisse avant de le remettre en marche
Ne ressent pas la chaleur	Vous avez utilisé la manchette souple	Enlever la manche souple
	Pour éviter la surchauffe, notre température est contrôlée à 118°F	Il est facile de se faire mal au cou quand la chaleur est trop forte



<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
Ressentir une douleur lors de l'utilisation	L'intensité du massage de pétrissage profond est forte	Diminuer la vitesse
		Ajoutez le manchon souple du masseur pour réduire davantage l'intensité du massage de pétrissage profond
Ne ressent pas l'intensité	La traction sur la poignée n'est pas assez forte	Augmentez votre force de traction sur la poignée
	L'intensité du massage de pétrissage profond est faible	Augmenter la vitesse

## Spécifications

Nom du produit	RENPHO Masseur d'épaule de pétrissage
Modèle	RP-SNM061
Tension nominale	DC 2V
Puissance nominale	24W
Alimentation de secours	<0,5 W
Bruit	≤55dB
Température	<118 °F
Couleur	Noir
Poids brut	2,8 kg
Taille	48 (L) × 17 (L) × 20 (H) cm
Minuterie par défaut	15 minutes
Dans le paquet	Masseur, adaptateur secteur, adaptateur de voiture, manuel d'utilisation, manchon souple




## Garantie (Période de 2 ans)

La garantie du fabricant est nulle dans les circonstances suivantes, mais sans s'y limiter :

- Entretien ou modification incorrects ou inadéquats.
- Accident, mauvaise utilisation, abus, contamination ou autres causes externes.
- L'utilisation d'un adaptateur et d'accessoires non spécifiés.
- Perte ou dommage pendant le transport.
- Dommages résultant du non-respect des instructions.
- Cette garantie ne s'applique pas aux pièces consommables ou non et ne s'étend pas aux produits dont le numéro de série a été retiré.

## Service Clientèle

1. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant un produit, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com) ou à appeler notre service d'assistance téléphonique :

-  **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)  
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)
-  **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)
-  **Web:** [www.renpho.com](http://www.renpho.com)

2. Nous disposons d'une équipe primée de garantie, d'échange et de service clientèle qui garantit des solutions sans tracas à tout problème que vous pourriez rencontrer dans les 24 heures ouvrables.

### Avertissement :



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

# RENPHO

Modello: RP-SNM061

## Massaggiatore per spalla impastante



Ti ringraziamo per aver acquistato il Massaggiatore per spalla impastante RENPHO. Il massaggiatore ti offrirà un potente massaggio shiatsu. Prima di iniziare a goderti il sollievo del tuo massaggio, dovresti imparare ad utilizzarlo con attenzione e in maniera sicura. Per garantire la sicurezza ed evitare danni materiali, leggi attentamente questo manuale e utilizza il dispositivo come indicato. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o mortali e/o gravi danni materiali.

## Istruzioni Importanti per la Sicurezza

- Questo prodotto non è destinato all'utilizzo medico. Offre solamente una funzione di massaggio.
- Le persone in gravidanza o che hanno recentemente partorito o durante le mestruazioni, minorenni o disabili fisici/mentali, che hanno una patologia ai piedi o alla pelle, hanno una patologia cardiaca o un pacemaker, soffrono di diabete o altri disturbi sensoriali, flebite e/o trombosi, ipertensione o arteriosclerosi cerebrale, tumore maligno, malattia acuta, disfunzione delle articolazioni del piede, infiammazioni o lesioni, ossa deboli, osteoporosi, febbre alta, chi è a forte rischio di sviluppare coaguli di sangue, presenta perni/viti/articolazioni artificiali o dispone di altri dispositivi medici impiantati ai piedi, in trattamento per una patologia o lesione fisica o sotto la cura di un medico, deve consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo di massaggio progettato per l'utilizzo domestico.
- In caso si manifesti malessere o disagio insolito, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.
- NOT adatto ai bambini.
- NON utilizzarlo mentre si guida.
- Le persone anziane dovrebbero utilizzare il prodotto dopo aver consultato un medico.
- NON utilizzare questo prodotto dopo aver bevuto o preso sonniferi.
- NON tentare di ispezionare o aprire il prodotto in alcun modo.
- NON utilizzare questo prodotto per troppo tempo (dato che potrebbe causare danni anche minimi alla pelle).
- NON appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.
- NON continuare ad utilizzare questo prodotto se è stato danneggiato.
- NON far cadere il prodotto a terra da grandi altezze.
- NON tentare di prendere l'apparecchio se è caduto in acqua. Scollegarlo immediatamente.
- NON collocare o far cadere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- NON utilizzare questo apparecchio servendosi di perni o altri elementi di fissaggio metallici.
- NON utilizzare questo prodotto se si applicano oli o lozioni sulla pelle.
- NON trasportare questo prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione.
- NON fare entrare in contatto il cavo di alimentazione con superfici calde.
- NON pulire questo prodotto a meno che non sia scollegato. Utilizzare un panno inumidito con una piccolissima quantità di acqua per pulirlo. È possibile utilizzare detergenti non abrasivi. NON utilizzare il prodotto finché non è completamente asciutto.
- NON operare sotto una coperta o un cuscino. Potrebbe verificarsi un surriscaldamento eccessivo o eventuali incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Spegner e scollegare il prodotto dalla rete elettrica dopo l'utilizzo.

## Informazioni sul RENPHO Massaggiatore per Collo e Spalle

### 1. Contenuto della confezione

Massaggiatore per spalla impastante x 1



Manuale Utente x 1

Adattatore di corrente x 1

Adattatore per auto x 1

Imbottitura morbida x 1


### 2. Istruzioni di Funzionamento



Adattatore di alimentazione









Adattatore per auto



Imbottitura morbida

## Utilizzo del Massaggiatore per Collo e Spalle




1. Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione CC, quindi collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa elettrica. (Adattatore per auto incluso. È inoltre possibile utilizzarlo in auto)
2. Afferrare le maniglie di posizionamento e drappeggiare l'unità principale intorno all'area che si desidera massaggiare.
3. Premere il Pulsante di Alimentazione . Il massaggiatore si accenderà. La modalità predefinita è la seguente:  
Velocità media  
Riscaldamento acceso  
15 minuti predefinito  
(La direzione di rotazione cambia ogni minuto)
4. Premere il pulsante Direzione  per cambiare la direzione del massaggio.
5. Premere il pulsante Modifica Velocità  per modificare la velocità.
6. Premere il Pulsante di Riscaldamento  per attivare o disattivare la funzione di riscaldamento.
7. Utilizzare le maniglie di posizionamento per riposizionare i Nodi Shiatsu sull'area che si desidera massaggiare.
8. Premere il Pulsante di Alimentazione  in qualsiasi momento per spegnere l'unità.
9. L'unità si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo continuo.


## Massage Areas




OBERER  
RÜCKEN/NACKEN




MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN



OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN



OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN

## Cura e Manutenzione del Prodotto

1. Conservare il massaggiatore in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non viene utilizzato.
2. Dopo averlo scollegato, pulirlo con un panno morbido e umido utilizzando dei detergenti non abrasivi.
3. Non immergere mai l'unità in nessun tipo di liquido.
4. Tenere lontano da solventi e detergenti aggressivi.
5. **NON** tentare di riparare questo massaggiatore. Non dispone di parti riparabili dall'utente.

## Risoluzione dei Problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il massaggiatore non si accende	La spina dell'adattatore di alimentazione non è ben collegata	Ricollegare la spina alla presa
	Il dispositivo è spento	Premere il pulsante di alimentazione per accendere il massaggiatore
	Nessuna fonte di alimentazione	Provare un'altra presa di alimentazione
Si spegne automaticamente	Il timer dura 15 minuti	Le masseur est doté d'une minuterie et s'éteint de lui-même après 15 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer un autre massage de 15 minutes
	Il massaggiatore dispone di funzione di protezione dal surriscaldamento che spegne automaticamente il massaggiatore quando è troppo caldo	Attendere che il massaggiatore si raffreddi prima di riaccenderlo
Non riesco a sentire calore	Hai usato l'imbottitura morbida	Togliere l'imbottitura morbida
	Per evitare il surriscaldamento, la temperatura è regolata a 118°F	È facile farsi male al collo quando il calore è troppo forte

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
Sento del dolore durante l'utilizzo	L'intensità del massaggio a impasto profondo è forte	Diminuisci la velocità
		Aggiungi l'imbottitura morbida sul massaggiatore per ridurre ulteriormente l'intensità del massaggio a impasto profondo
Non riesco a sentire l'intensità	La spinta che applichi sulla maniglia non è abbastanza forte	Applica più forza sulla maniglia
	L'intensità del massaggio a impasto profondo è debole	Aumenta la velocità

## Specifiche

Nome del prodotto	RENPHO Massaggiatore per spalla impastante
Modello	RP-SNM061
Tensione nominale	DC 12V
Potenza nominale	24W
Potenza in standby	<0.5 W
Rumore	≤55dB
Temperatura	<118 °F
Colore	Nero
Peso lordo	2.8kg
Dimensione	48 (L) × 17 (W) x 20 (H) cm
Timer predefinito	15 minuti
Cosa c'è dentro	Massaggiatore, alimentatore, adattatore per auto, manuale dell'utente, custodia morbida






## Garanzia (Periodo di 2 anno)

La garanzia del produttore si annulla nei seguenti casi, ma non limitati a:

- Manutenzione o modifica inadeguate o improprie.
- Incidente, utilizzo improprio, abuso, contaminazione o altre cause esterne.
- L'utilizzo di adattatori e accessori non specificati.
- Perdita o danneggiamento durante il trasporto.
- Danni verificati a causa della mancata osservanza delle istruzioni.
- La presente garanzia non si applica alle parti di consumo e non si estende a nessun prodotto da cui è stato rimosso il numero di serie.

## Servizio Clienti

1. In caso di domande o dubbi sul prodotto, non esitare a contattarci direttamente all'indirizzo [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com) o chiamare il numero del nostro servizio clienti:

-  **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)  
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)
-  **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)
-  **Web:** [www.renpho.com](http://www.renpho.com)

2. Disponiamo di una pluripremiata squadra di garanzia, sostituzione e assistenza clienti che garantisce soluzioni senza problemi per qualunque tipo di problema si possa verificare pronta a risponderti entro 24 ore lavorative.

### Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

# RENPHO

Modelo: RP-SNM061

## Masajeador de hombros amasado



Gracias por comprar el Masajeador de hombros amasado RENPHO. El masajeador proporciona un poderoso masaje shiatsu. Mientras disfruta del alivio del masaje, debe usarlo con cuidado y teniendo en mente la seguridad. Para garantizar la seguridad y evitar daños a la propiedad, lea detenidamente este manual y úselo como se indica. El incumplimiento de esto puede causar lesiones graves o la muerte y/o daños materiales graves.

## Instrucciones de Seguridad Importantes

- Este producto no está destinado a uso médico. Simplemente proporciona una función de masaje.
- Cualquier persona que pueda estar embarazada o que haya dado a luz recientemente, que tenga enfermedades del cuerpo o de la piel, padezca una afección cardíaca o un marcapasos, sufra de diabetes u otro impedimento sensorial, flebitis y/o trombosis, disfunción articular, inflamación o lesiones, huesos débiles, osteoporosis, fiebre alta, tiene un mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, si tiene pernos/tornillos/articulaciones artificiales u otros dispositivos médicos implantados en su cuerpo, está siendo tratado por una afección médica o lesión física o está bajo la supervisión de un médico debe consultar con un profesional médico antes de usar un dispositivo de masaje diseñado para uso doméstico.
- Si usted no se siente bien o tiene alguna molestia inusual, deje de usar el producto inmediatamente.
- NO es apropiado para niños.
- NO lo use mientras conduce.
- Los ancianos deben usarlo bajo la supervisión del médico.
- NO use este producto después de beber o tomar pastillas para dormir.
- NUNCA trate de inspeccionar o abrir el producto de ninguna forma.
- NO use este producto durante demasiado tiempo (lo que puede provocar un daño mínimo en la piel).
- NO coloque objetos pesados sobre el producto.
- NO continúe usando este producto después de que se dañó.
- NO deje caer el producto al suelo a gran altura.
- NO agarre un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- NO lo coloque ni lo deje caer en agua u otros líquidos.
- NUNCA use alfileres u otros sujetadores metálicos con este aparato.
- NO utilice este producto si usted aplica aceites o lociones en su piel.
- NO transporte este producto sujetado del cable de alimentación.
- NO permita que el cable de alimentación esté cerca de superficies calientes.
- NUNCA limpie este producto a menos que esté desenchufado. Use un paño humedecido con una cantidad muy pequeña de agua para limpiarlo. Puede usar limpiadores no abrasivos. NO vuelva a encender este producto hasta que esté completamente seco.
- NO opere el producto debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo o provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Apague y desconecte los productos de la red eléctrica después de su uso.

## Acerca del RENPHO Masajeador de Cuello y Hombros

### 1. Qué hay en la caja

Masajeador de hombros amasado x 1



Manual de usuario x 1

Adaptador de corriente x 1

Adaptador de auto x 1

Manga suave x 1


### 2. Instrucción de producción



Adaptador de corriente









Adaptador de auto



Manga suave

## Uso del Masajeador de Cuello y Hombros




1. Conecte el adaptador de alimentación al puerto de alimentación del CC, luego enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente. (Adaptador para automóvil incluido. También puede usarlo en su auto)
2. Sujete las manijas de posicionamiento y cubra la unidad principal alrededor del área que desea masajear.
3. Presione  el botón de Encendido. El masajeador se encenderá. El modo predeterminado es el siguiente:  
Velocidad media  
Calor en  
15 min por defecto  
(La dirección de rotación cambia cada minuto)
4. Presione  el botón de Dirección para cambiar la dirección del masaje.
5. Presione  el botón de Cambio de Velocidad para cambiar la velocidad.
6. Presione  el botón de Calor para apagar o encender la función de calor.
7. Use las manijas de posicionamiento para reposicionar los Nodos Shiatsu en el área que desea masajear.
8. Presione  el botón de encendido en cualquier momento para apagar la unidad.
9. La unidad se apaga automáticamente después de 15 minutos de uso continuo.


## Áreas de Masaje




OBERER  
RÜCKEN/NACKEN




MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN



OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN



OBERER  
RÜCKEN/NACKEN



MITTLERER RÜCKEN



UNTERER RÜCKEN

## Cuidado y Mantenimiento del Producto

1. Coloque el masajeador en un lugar seguro, fresco y seco cuando no esté en uso.
2. Después de desenchufarlo, límpielo con un paño suave y húmedo con limpiadores no abrasivos.
3. Nunca sumerja la unidad en ningún líquido.
4. Manténgalo alejado de todos los solventes y detergentes fuertes.
5. **NO** trate de reparar este masajeador. No hay piezas que el usuario pueda reparar.

## Solución de Problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El masajeador no enciende	El enchufe del adaptador de corriente está flojo	Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente
	El botón encendido está apagado	Presione el botón de encendido para encender el masajeador
	No hay corriente	Pruebe con una toma de corriente diferente
Se apaga automáticamente	El temporizador de 15 minutos	El masajeador tiene un temporizador y se apagará solo después de 15 minutos. Puede presionar el botón de encendido para comenzar otro masaje de 15 minutos
	La función de protección contra sobrecalentamiento del masajeador, apagará el masajeador automáticamente cuando esté demasiado caliente	Espera a que el masajeador se enfríe antes de volver a encenderlo
No puedo sentir calor	Usted usó la manga suave	Quite la manga suave
	Para evitar el sobrecalentamiento nuestra temperatura es controlada a 118°F	Es fácil lastimarse el cuello cuando el calor está demasiado fuerte

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
Siente dolor durante el uso	La intensidad del masaje de amasado profundo es fuerte	Reduzca la velocidad
		Agregue la manga suave en el masajeador para reducir aún más la intensidad del masaje de amasado profundo
No puedo sentir la intensidad	El tirón de la manija no es lo suficientemente fuerte	Aumente su fuerza en la manija
	La intensidad del masaje de amasado profundo es débil	Aumente la velocidad

### Specifiche

Nombre del producto	RENPHO Masajeador de hombros amasado
Modelo	RP-SNM061
Voltaje clasificado	DC 12V
Potencia nominal	24W
Energía de reserva	<0.5 W
Ruidov	≤55dB
Temperatura	<118 °F
Color	Negro
Peso bruto	2.8kg
Talla	48 (L) × 17 (W) x 20 (H) cm
Temporizador predeterminado	15 minutos
Qué hay adentro	Masajeador, adaptador de corriente, adaptador de coche, manual de usuario, funda suave


## Garantía (Período de 2 año)


La garantía del fabricante es nula en las siguientes circunstancias, pero no se limita a:


- Mantenimiento o modificación inadecuados.
- Accidente, mal uso, abuso, contaminación u otras causas externas.
- El uso de adaptadores y accesorios no especificados.
- Pérdida o daño en tránsito.
- Daños que ocurren como resultado de no seguir las instrucciones.
- Esta garantía no se aplica a piezas fungibles o consumibles y no se extiende a ningún producto del que se haya eliminado el número de serie.

## Servicio al cliente

1. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el producto, no dude en comunicarse con nosotros directamente a [support@renpho.com](mailto:support@renpho.com) o llame a nuestra línea directa de servicio al cliente

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)  
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)

 **Web:** [www.renpho.com](http://www.renpho.com)

2. Tenemos un galardonado equipo de garantía, intercambio y servicio al cliente que garantiza soluciones sin problemas a cualquier problema que pueda tener dentro de las 24 horas hábiles.

### Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.



## Declaration of Conformity

We (EU Representative is responsible for this declaration)

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH  
(Company name)

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany  
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: RENPHO

Equipment: Kneading Shoulder Massager

Model No. : RP-SNM061

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to EMC Directive(2014/30/EU) &RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix **CE** marking, the following standards were applied:

- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011*
- EN 55014-2:2015*
- EN 61000-3-2:2014*
- EN 61000-3-3:2013*
- IEC 62321 Series*

Full Name: LION LIAO

Position: Approbation Specialist

Signature: Lion Liao

Date: May.20.2020

# Konformitätserklärung

Wir (Hersteller ist verantwortlich für diese Erklärung)

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

(Firmenname)

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

(Firmenadresse)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Markenname: RENPHO

Produkt: Schultermassagegerät kneten

Modellnummer: RP-SNM061

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt und mit dem **CE**-Kennzeichen gekennzeichnet wird, gemäß der Bestimmung der Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten RED-Richtlinie (2014/53/EU) & RoHS (2011/65/EC) betreffend:

*EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011*

*EN 55014-2:2015*

*EN 61000-3-2:2014*

*EN 61000-3-3:2013*

*IEC 62321 Series*

Name: LION LIAO

Position: Approbation Specialist

Unterschrift:

*Lion Liao*

Datum: May.20.2020

# Declaration of Conformity

We (UK Representative is responsible for this declaration)

Richers & Vision Ltd.  
(Company name)

Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.  
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename: RENPHO

Equipment: Kneading Shoulder Massager

Model No. : RP-SNM061

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to EMC Directive(2014/30/EU) &RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix **CE** marking, the following standards were applied:

*EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011*

*EN 55014-2:2015*


*EN 61000-3-2:2014*

*EN 61000-3-3:2013*

*IEC 62321 Series*

Full Name: Comy Xiao

Position: Approbation Specialist

Signature: 

Date: May.20.2020

**EU|REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH**

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Email: [info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)

**UK|REP Richers & Vision Ltd.**

Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

**Shenzhen Runfeng Digital Technology Co., LTD**

Chuanghui Building, Intersection of Banxuegang Boulevard and Yongxiang Road, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen